

A close-up, black and white photograph of a metal surgical plate, likely made of titanium, with several screws. The plate has a complex, curved shape with multiple holes for screws. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the metallic texture and the precision of the manufacturing. The background is dark, making the metallic plate stand out.

medartis®


PRECISION IN FIXATION

ORDERING CATALOG | BESTELLKATALOG | CATALOGUE

Cranium
Midface
Mandible

MODUS®

MODUS®



MODUS®

CONTENTS | INHALT | CONTENU

SYSTEMS | SYSTEME | SYSTÈMES

4	0.9/1.2 0.9/1.2 BFS (Bone Fixation Set)
14	1.5 1.5 BFS (Bone Fixation Set) 1.5 Neuro 1.5 OPS (Orbital Plating System) 1.5 SpeedTip 1.8 CFS (Condylar Head Fracture System)
36	2.0 2.0 SpeedTip 2.0 IMF (Intermaxillary Fixation System) 2.0 Trauma 2.0 OSS (Orthognathics Surgery System)
60	Mesh
74	TriLock 2.0/2.3/2.5
88	2.5 Trauma 2.5 Reco
106	TTS (Titanium Trauma Splint)
107	90° Screwdriver / 90° Winkelschraubendreher / Tournevis 90°
111	2.0/2.3/2.5 TBS (Transbuccal Set)
116	Instruments / Instrumente / Instruments
134	Sterilization, Organization, Storing / Sterilisation, Organisation, Lagerung / Stérilisation, Rangement, Stockage
146	Index

Contents Inhalt Contenu	Page Seite Page
Screws Ø 0.9 Schrauben Ø 0.9 Vis Ø 0.9	5
Screws Ø 1.2 Schrauben Ø 1.2 Vis Ø 1.2	5
Plates Platten Plaques	6–7
Twist Drills Spiralbohrer Forets	8–9
Set List MODUS 0.9/1.2 Setliste MODUS 0.9/1.2 Liste du set MODUS 0.9/1.2	10–11
Set List MODUS BFS* 0.9/1.2 Setliste MODUS BFS* 0.9/1.2 Liste du set MODUS BFS* 0.9/1.2	12–13
Instruments Instrumente Instruments	116–133
Sterilization, Organization, Storing Sterilisation, Organisation, Lagerung Stérilisation, Rangement, Stockage	134–145

* Bone Fixation Set

0.9 Cortical Screws, Cross-Drive

0.9 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz
0.9 Vis corticales, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
2 mm	M-5100.02/1	1	M-5100.02	5	0.9/1.2 Mesh
3 mm	M-5100.03/1	1	M-5100.03	5	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
4 mm	M-5100.04/1	1	M-5100.04	5	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
5 mm	M-5100.05/1	1	M-5100.05	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
6 mm	M-5100.06/1	1	M-5100.06	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2 CFS 1.8
7 mm	M-5100.07/1	1	M-5100.07	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2
8 mm	M-5100.08/1	1	M-5100.08	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2
9 mm	M-5100.09/1	1	M-5100.09	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2
10 mm	M-5100.10/1	1	M-5100.10	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2

1.2 Cortical Screws, Cross-Drive


1.2 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz
1.2 Vis corticales, empreinte cruciformeMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
*Titanium Alloy (ASTM F136)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
2 mm	M-5110.02/1	1	M-5110.02	5	0.9/1.2 Mesh
3 mm	M-5110.03/1	1	M-5110.03	5	0.9/1.2 Mesh
4 mm	M-5110.04/1	1	M-5110.04	5	0.9/1.2 Mesh
5 mm	M-5110.05/1	1	M-5110.05	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
6 mm	M-5110.06/1	1	M-5110.06	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2 CFS 1.8
8 mm	M-5110.08/1	1	M-5110.08	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2
10 mm	M-5110.10/1	1	M-5110.10	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2
12 mm *	M-5110.12/1	1	M-5110.12	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2
14 mm *	M-5110.14/1	1	M-5110.14	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2

Cranial Plates


Kranialplatten
Plaques crâniennes

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 0.5 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4100	straight / gerade / droite	2	1	0.9/1.2
M-4102	straight / gerade / droite	4	1	0.9/1.2
M-4120	straight / gerade / droite	6	1	0.9/1.2
M-4104	straight / gerade / droite	8	1	0.9/1.2
M-4106	straight / gerade / droite	16	1	0.9/1.2
M-4122	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	4	1	0.9/1.2
M-4124	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	4	1	0.9/1.2
M-4108	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	5	1	0.9/1.2
M-4110	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	5	1	0.9/1.2
M-4126	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	6	1	0.9/1.2
M-4128	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	6	1	0.9/1.2
M-4130	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	8	1	0.9/1.2
M-4132	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	8	1	0.9/1.2
M-4140	Y / Y / en Y	5	1	0.9/1.2
M-4142	Y / Y / en Y	6	1	0.9/1.2
M-4114	Y / Y / en Y	7	1	0.9/1.2
M-4152	Y / Y / en Y	7	1	0.9/1.2
M-4148	H / H / en H	7	1	0.9/1.2
M-4134	T / T / en T	4	1	0.9/1.2
M-4136	T / T / en T	6	1	0.9/1.2
M-4138	T / T / en T	7	1	0.9/1.2
M-4112	T / T / en T	8	1	0.9/1.2
M-4144	X / X / en X	6	1	0.9/1.2
M-4146	X / X / en X	7	1	0.9/1.2
M-4116	X / X / en X	8	1	0.9/1.2

Orbital Plates

Orbitaplatten
Plaques orbitairesMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.5 mm

M-4118



M-4154

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4118	curved / gebogen / courbée	6	1	0.9/1.2
M-4154	curved / gebogen / courbée	8	1	0.9/1.2

Burr Hole Cover Plates

Bohrlochabdeckplatten
Plaques rondes pour trou de trépanMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.5 mm


M-4156




M-4158

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4156	for / für / pour Ø 7 mm	6	1	0.9/1.2
M-4158	for / für / pour Ø 14 mm	6	1	0.9/1.2


Grid Plates

Grid Platten
Plaques GridMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.5 mm

M-4186




M-4188




M-4196



M-4190



M-4192



M-4194

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4186	square / quadratisch / carrée	4 (2x2)	1	0.9/1.2
M-4188	square / quadratisch / carrée	6 (3x2)	1	0.9/1.2
M-4196	rectangular / rechteckig / rectangulaire	8 (4x2)	1	0.9/1.2
M-4190	square / quadratisch / carrée	8 (4x2)	1	0.9/1.2
M-4192	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	1	0.9/1.2 CFS 1.8
M-4194	rectangular / rechteckig / rectangulaire	6 (3x2)	1	0.9/1.2

Twist Drills for Screws Ø 0.9 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 0.9 mm
Forets pour vis Ø 0.9 mm

Ø 0.6 mm



M-3271



M-3221

Ø 0.7 mm



M-3281



M-3231

Ø 0.75 mm



M-3291



M-3121



M-3301



M-3411



M-3321 *



M-3311 *

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3271	0.6	3 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3221	0.6	3 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3281	0.7	5 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3231	0.7	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3291	0.75	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 Mesh
M-3121	0.75	8 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2
M-3301	0.75	8 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2
M-3411	0.75	12 mm	42 mm	Dental	1	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2
M-3321 *	0.75	12 mm	80 mm	Dental	1	0.9/1.2 Mesh
M-3311 *	0.75	12 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 Mesh

* For use with drill stop guide M-2191 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2191 / A utiliser avec le guide-foret M-2191

Twist Drills for Screws Ø 1.2 mm (and for Gliding Hole Ø 0.9 mm)

Spiralbohrer für Schrauben Ø 1.2 mm (und für Gleitloch Ø 0.9 mm)
Forets pour vis Ø 1.2 mm (et pour trou de glissement Ø 0.9 mm)

Ø 0.9 mm



M-3331



M-3251

Ø 1.0 mm



M-3351



M-3341



M-3391



M-3401



M-3371 *



M-3361 *



M-3421

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3331	0.9	5 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3251	0.9	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3351	1.0	8 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2
M-3341	1.0	8 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2
M-3391	1.0	12 mm	27 mm	Dental	1	0.9/1.2
M-3401	1.0	12 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2
M-3371 *	1.0	12 mm	80 mm	Dental	1	0.9/1.2 Mesh
M-3361 *	1.0	12 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 Mesh
M-3421	1.0	16 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2


* For use with drill stop guide M-2191 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2191 / A utiliser avec le guide-foret M-2191

Implant Container MODUS 0.9/1.2

Implantatcontainer MODUS 0.9/1.2
Container d'implants MODUS 0.9/1.2

Standard Container for Plates and Screws
Standardcontainer für Platten und Schrauben
Container standard pour plaques et vis

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6301 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

0.9 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

2 mm	M-5100.02	2
3 mm	M-5100.03	2
4 mm	M-5100.04	2
5 mm	M-5100.05	2
6 mm	M-5100.06	2
7 mm	M-5100.07	2
8 mm	M-5100.08	1
9 mm	M-5100.09	1
10 mm	M-5100.10	1

1.2 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

2 mm	M-5110.02	2
3 mm	M-5110.03	2
4 mm	M-5110.04	2
5 mm	M-5110.05	2
6 mm	M-5110.06	2
8 mm	M-5110.08	1
10 mm	M-5110.10	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 0.9 mm

M-3271	0.6	3 mm	37 mm	Dental	1
M-3221	0.6	3 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3281	0.7	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3231	0.7	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3291	0.75	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3121	0.75	8 mm	37 mm	Dental	1
M-3301	0.75	8 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3411	0.75	12 mm	42 mm	Dental	1
M-3321	0.75	12 mm	80 mm	Dental	1
M-3311	0.75	12 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1

Ø 1.2 mm

M-3331	0.9	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3251	0.9	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3351	1.0	8 mm	37 mm	Dental	1
M-3341	1.0	8 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3391	1.0	12 mm	27 mm	Dental	1
M-3401	1.0	12 mm	37 mm	Dental	1
M-3371	1.0	12 mm	80 mm	Dental	1
M-3361	1.0	12 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1
M-3421	1.0	16 mm	37 mm	Dental	1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	--------------------------	----------------------------------

Cranial Plates / Kranialplatten / Plaques crâniennes

M-4100	straight / gerade / droite	2	3
M-4102	straight / gerade / droite	4	2
M-4120	straight / gerade / droite	6	2
M-4104	straight / gerade / droite	8	1
M-4106	straight / gerade / droite	16	1
M-4122	L 90°, left / links / gauche	4	1
M-4124	L 90°, right / rechts / droite	4	1
M-4108	L 90°, left / links / gauche	5	1
M-4110	L 90°, right / rechts / droite	5	1
M-4126	L 90°, left / links / gauche	6	1
M-4128	L 90°, right / rechts / droite	6	1
M-4130	L 90°, left / links / gauche	8	1
M-4132	L 90°, right / rechts / droite	8	1
M-4140	Y / Y / en Y	5	1
M-4142	Y / Y / en Y	6	1
M-4114	Y / Y / en Y	7	1
M-4152	Y / Y / en Y	7	1
M-4148	H / H / en H	7	1
M-4134	T / T / en T	4	1
M-4136	T / T / en T	6	1
M-4138	T / T / en T	7	1
M-4112	T / T / en T	8	1
M-4144	X / X / en X	6	1
M-4146	X / X / en X	7	1
M-4116	X / X / en X	8	1

Orbital Plates / Orbitaplaten / Plaques orbitaires

M-4118	curved / gebogen / courbée	6	1
M-4154	curved / gebogen / courbée	8	1

Grid Plates / Grid Platten / Plaques Grid

M-4186	square / quadratisch / carrée	4 (2x2)	1
M-4188	square / quadratisch / carrée	6 (3x2)	1
M-4196	rectangular / rechteckig / rectangulaire	8 (4x2)	1
M-4190	square / quadratisch / carrée	8 (4x2)	1
M-4192	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	1
M-4194	rectangular / rechteckig / rectangulaire	6 (3x2)	1

Optional storage possibility in the free space of the plate module /
Im Freifach optional lagerbar /
Stockage optionnel dans l'espace libre du module pour plaques

Burr Hole Cover Plates / Bohrlochabdeckplatten / Plaques rondes pour trou de trépan

M-4158	for / für / pour Ø 14 mm	6	
M-4156	for / für / pour Ø 7 mm	6	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

Plate Holding and Positioning Instrument / Plattenhalte- und Positionierinstrument / Instrument pour prendre et positionner les plaques

M-2171		1
--------	--	---

Plate and Screw Holding Forceps / Platten- und Schraubenhaltepinzette / Pince porte plaque et vis

A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	1
--------	--------------------------------	---

Depth Gauge / Tiefenmessgerät / Jauge de profondeur

M-2161	complete / komplett / complète	1
--------	--------------------------------	---

Drill Stop Guide / Bohrerführung mit Stopp / Guide-foret avec stop

M-2191	adjustable / verstellbar / réglable	
--------	-------------------------------------	--

Plate Bending Pliers / Plattenbiegeezangen / Pince à plier les plaques

M-2181	three prongs / Aderer modifiziert / pince tripode	1
M-2100	flat nose / flach / mors plat	2
M-2150	with Vario Pin / mit Vario Pin / avec pin Vario 0.9/1.2 – 2.0	2

Plate Cutting Pliers / Plattenschneidezangen / Pincettes coupe plaques

M-2110	Vario	1
M-2510	inserts for / Einsätze für / inserts pour M-2110	
M-2170	large / gross / grande	
M-2140	small / klein / petite	

Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis 0.9/1.2

M-2141	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2101	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis 0.9/1.2

M-2501		
--------	--	--

Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis 0.9/1.2

M-2521	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2511		

Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur 0.9/1.2


M-2551	for / für / pour M-2102	
--------	-------------------------	--

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

1.2 Bone Fixation Set, Complete

1.2 Knochenfixationsset, komplett
1.2 Set pour la fixation osseuse, complet


Art. No./Art. Nr./No d'article M-1001



Implant Container Bone Fixation 1.2/1.5

Container für Knochenfixation 1.2/1.5
Container pour la fixation osseuse 1.2/1.5

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6310 (empty/leer/vide)



1.2 Screw Rack for Bone Fixation Set

1.2 Schraubeneinlage Knochenfixationsset
1.2 Compartiment des vis du set pour la fixation osseuse

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6310.1 (empty/leer/vide)



* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

0.9 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

5 mm	M-5100.05
6 mm	M-5100.06
7 mm	M-5100.07
8 mm	M-5100.08
9 mm	M-5100.09
10 mm	M-5100.10

1.2 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

5 mm	M-5110.05	
6 mm	M-5110.06	
8 mm	M-5110.08	1
10 mm	M-5110.10	1
12 mm	M-5110.12	1
14 mm	M-5110.14	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 0.9 mm				
M-3121	0.75	8 mm	37 mm	Dental
M-3411	0.75	12 mm	42 mm	Dental
Ø 1.2 mm				
M-3351	1.0	8 mm	37 mm	Dental
M-3421	1.0	16 mm	37 mm	Dental
M-3292	1.25	16 mm	37 mm	Dental

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

0.9/1.2 Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis

M-2141	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	
M-2101	with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	1

0.9/1.2 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2501

0.9/1.2 Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis

M-2521	self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2511		

0.9/1.2 Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur

M-2551 for / für / pour M-2102

Sticker, Large

Sticker, gross
Sticker, grand



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Color Farbe Couleur	Quantity* Menge* Quantité*
M-6571.01	1.2 M-5110.xx	red / rot / rouge	1
M-6571.02	0.9 M-5100.xx	red / rot / rouge	

Sticker, Small

Sticker, klein
Sticker, petit



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Color Farbe Couleur	Quantity* Menge* Quantité*
A-6095.05	5	black / schwarz / noir	
A-6095.06	6	black / schwarz / noir	
A-6095.07	7	black / schwarz / noir	
A-6095.08	8	black / schwarz / noir	3
A-6095.09	9	black / schwarz / noir	
A-6095.10	10	black / schwarz / noir	3
A-6095.12	12	black / schwarz / noir	3
A-6095.14	14	black / schwarz / noir	3

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Contents Inhalt Contenu	Page Seite Page
Screws Ø 1.5 Schrauben Ø 1.5 Vis Ø 1.5	15
SpeedTip Screws, Self-Drilling Ø 1.5 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend Ø 1.5 Vis SpeedTip, autoforantes Ø 1.5	16
Screws Ø 1.8 Schrauben Ø 1.8 Vis Ø 1.8	17
Plates Platten Plaques	18–22
Twist Drills Spiralbohrer Forets	23–24
Set List MODUS 1.5 Setliste MODUS 1.5 Liste du set MODUS 1.5	25–27
Set List MODUS BFS* 1.5 Setliste MODUS BFS* 1.5 Liste du set MODUS BFS* 1.5	28–29
Set List MODUS Neuro 1.5 Setliste MODUS Neuro 1.5 Liste du set MODUS Neuro 1.5	30–31
Set List MODUS OPS* 1.5 Setliste MODUS OPS* 1.5 Liste du set MODUS OPS* 1.5	32
Set List MODUS SpeedTip 1.5 Setliste MODUS SpeedTip 1.5 Liste du set MODUS SpeedTip 1.5	33
Set List MODUS CFS* 1.8 Setliste MODUS CFS* 1.8 Liste du set MODUS CFS* 1.8	34–35
Instruments Instrumente Instruments	116–133
Sterilization, Organization, Storing Sterilisation, Organisation, Lagerung Stérilisation, Rangement, Stockage	134–145

* Bone Fixation Set
Orbital Plating System
Condylar Head Fracture System

1.5 Cortical Screws, HexaDrive 4

1.5 Kortikalisschrauben, HexaDrive 4
1.5 Vis corticales, HexaDrive 4

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
3 mm	M-5220.03/1	1	M-5220.03	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
4 mm	M-5220.04/1	1	M-5220.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5220.05/1	1	M-5220.05	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5220.06/1	1	M-5220.06	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
7 mm	M-5220.07/1	1	M-5220.07	5	1.5 BFS 1.5
8 mm	M-5220.08/1	1	M-5220.08	5	1.5 BFS 1.5
9 mm *	M-5220.09/1	1	M-5220.09	5	BFS 1.5
10 mm	M-5220.10/1	1	M-5220.10	5	1.5 BFS 1.5
11 mm *	M-5220.11/1	1	M-5220.11	5	BFS 1.5
12 mm	M-5220.12/1	1	M-5220.12	5	1.5 BFS 1.5
13 mm *	M-5220.13/1	1	M-5220.13	5	BFS 1.5
14 mm	M-5220.14/1	1	M-5220.14	5	1.5 BFS 1.5
16 mm	M-5220.16/1	1	M-5220.16	5	1.5 BFS 1.5

* No storage option in the available MODUS 1.5 containers / Keine Lagerungsmöglichkeit in den bestehenden MODUS 1.5 Containern /
Aucune possibilité de stockage dans les containers MODUS 1.5 disponibles

1.5 Cortical Screws, Cross-Drive

1.5 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz
1.5 Vis corticales, empreinte cruciforme

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
3 mm	M-5120.03/1	1	M-5120.03	5	1.5 OPS 1.5 Mesh
4 mm	M-5120.04/1	1	M-5120.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5120.05/1	1	M-5120.05	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5120.06/1	1	M-5120.06	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
7 mm	M-5120.07/1	1	M-5120.07	5	1.5 BFS 1.5
8 mm	M-5120.08/1	1	M-5120.08	5	1.5 BFS 1.5
9 mm *	M-5120.09/1	1	M-5120.09	5	BFS 1.5
10 mm	M-5120.10/1	1	M-5120.10	5	1.5 BFS 1.5
12 mm	M-5120.12/1	1	M-5120.12	5	1.5 BFS 1.5
14 mm	M-5120.14/1	1	M-5120.14	5	1.5 BFS 1.5
16 mm	M-5120.16/1	1	M-5120.16	5	1.5 BFS 1.5

* No storage option in the available MODUS 1.5 containers / Keine Lagerungsmöglichkeit in den bestehenden MODUS 1.5 Containern /
Aucune possibilité de stockage dans les containers MODUS 1.5 disponibles

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling, HexaDrive 4

1.5 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, HexaDrive 4
1.5 Vis SpeedTip, autoforantes, HexaDrive 4

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5223.04/1	1	M-5223.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5223.05/1	1	M-5223.05	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5223.06/1	1	M-5223.06	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
7 mm	M-5223.07/1	1	M-5223.07	5	1.5 BFS 1.5
9 mm*	M-5223.09/1	1	M-5223.09	5	BFS 1.5

Also available: container for all SpeedTip screws 1.5 (M-6412) → page 33 / Optional erhältlich: Container für alle SpeedTip Schrauben 1.5 (M-6412) → Seite 33 /
Disponible en option : Container pour toutes les vis SpeedTip 1.5 (M-6412) → page 33

* Storage only in container for SpeedTip screws 1.5 (M-6412) / Nur im Container für SpeedTip Schrauben 1.5 (M-6412) lagerbar /
Possibilité de stockage seulement dans le container pour vis SpeedTip 1.5 (M-6412)

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling, Cross-Drive

1.5 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, Kreuzschlitz
1.5 Vis SpeedTip, autoforantes, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5121.04/1	1	M-5121.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5121.05/1	1	M-5121.05	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5121.06/1	1	M-5121.06	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
7 mm	M-5121.07/1	1	M-5121.07	5	1.5 BFS 1.5
9 mm*	M-5121.09/1	1	M-5121.09	5	BFS 1.5

Also available: container for all SpeedTip screws 1.5 (M-6412) → page 33 / Optional erhältlich: Container für alle SpeedTip Schrauben 1.5 (M-6412) → Seite 33 /
Disponible en option : Container pour toutes les vis SpeedTip 1.5 (M-6412) → page 33

* Storage only in container for SpeedTip screws 1.5 (M-6412) / Nur im Container für SpeedTip Schrauben 1.5 (M-6412) lagerbar /
Possibilité de stockage seulement dans le container pour vis SpeedTip 1.5 (M-6412)

1.5 Cortical Screws, Self-Drilling, Cross-Drive

1.5 Kortikalsschrauben, selbstbohrend, Kreuzschlitz
1.5 Vis corticales, autoforantes, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5123.04/1	1	M-5123.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5123.05/1	1	M-5123.05	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5123.06/1	1	M-5123.06	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh

1.8 Cortical Screws, HexaDrive 4

1.8 Kortikalisschrauben, HexaDrive 4
1.8 Vis corticales, HexaDrive 4

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Ø 1.8 mm

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm*	M-5230.05/1	1	M-5230.05	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
7 mm*	M-5230.07/1	1	M-5230.07	5	1.5
9 mm	M-5230.09/1	1	M-5230.09	5	CFS 1.8
11 mm	M-5230.11/1	1	M-5230.11	5	CFS 1.8
12 mm	M-5230.12/1	1	M-5230.12	5	CFS 1.8
13 mm	M-5230.13/1	1	M-5230.13	5	CFS 1.8
14 mm	M-5230.14/1	1	M-5230.14	5	CFS 1.8
15 mm	M-5230.15/1	1	M-5230.15	5	CFS 1.8
16 mm	M-5230.16/1	1	M-5230.16	5	CFS 1.8
17 mm	M-5230.17/1	1	M-5230.17	5	CFS 1.8
18 mm	M-5230.18/1	1	M-5230.18	5	CFS 1.8
19 mm	M-5230.19/1	1	M-5230.19	5	CFS 1.8
20 mm	M-5230.20/1	1	M-5230.20	5	CFS 1.8

* Emergency / Notfall / de secours

1.8 Cortical Screws, Cross-Drive (Emergency)

1.8 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz (Notfall)
1.8 Vis corticales, empreinte cruciforme (de secours)

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)




Ø 1.8 mm

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5130.05/1	1	M-5130.05	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
7 mm	M-5130.07/1	1	M-5130.07	5	1.5

Cranial Plates


Kranialplatten
Plaques crâniennes

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 0.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4202	straight / gerade / droite		4	1	1.5 Neuro 1.5
M-4226	straight / gerade / droite		6	1	1.5
M-4204	straight / gerade / droite		8	1	1.5
M-4288	straight / gerade / droite		16	1	1.5 Neuro 1.5
M-4220	straight / gerade / droite	6 mm	4	1	1.5
M-4222	straight / gerade / droite	7.5 mm	4	1	1.5
M-4200	straight / gerade / droite	9 mm	2	1	1.5 Neuro 1.5
M-4224	straight / gerade / droite	9 mm	4	1	1.5
M-4228	straight / gerade / droite	9 mm	6	1	1.5
M-4214	T / T / en T		5	1	1.5
M-4258	T / T / en T		6	1	1.5 Neuro 1.5
M-4216	T / T / en T		7	1	1.5
M-4254	H / H / en H		7	1	1.5
M-4256	H / H / en H		11	1	1.5
M-4242	Y / Y / en Y	6 mm	5	1	1.5 Neuro 1.5
M-4244	Y / Y / en Y	7.5 mm	5	1	1.5
M-4246	Y / Y / en Y	9 mm	5	1	1.5
M-4248	X / X / en X	6 mm	6	1	1.5
M-4250	X / X / en X	7.5 mm	6	1	1.5 Neuro 1.5
M-4252	X / X / en X	9 mm	6	1	1.5

Cranial Plates

Kranialplatten
Plaques crâniennesMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.6 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4230	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	6 mm	4	1	1.5
M-4232	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	6 mm	4	1	1.5
M-4206	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	7.5 mm	4	1	1.5
M-4208	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	7.5 mm	4	1	1.5
M-4234	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	9 mm	4	1	1.5
M-4236	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	9 mm	4	1	1.5
M-4210	L left 100° / L links 100° / en L gauche 100°	7.5 mm	5	1	1.5
M-4212	L right 100° / L rechts 100° / en L droite 100°	7.5 mm	5	1	1.5
M-4238	L left 100° / L links 100° / en L gauche 100°	9 mm	4	1	1.5
M-4240	L right 100° / L rechts 100° / en L droite 100°	9 mm	4	1	1.5

Nasal Plates


Nasenplatten
Plaques nasalesMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.6 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4266	H / H / en H	12	1	1.5
M-4268	T / T / en T	10	1	1.5
M-4270	Y / Y / en Y	10	1	1.5

Orbital Plates

Orbitaplatten
Plaques orbitaires

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 0.6 mm



M-4260



M-4218

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4260	curved / gebogen / courbée	6	1	1.5
M-4218	curved / gebogen / courbée	8	1	1.5


Burr Hole Cover Plates, Cambered

Bohrlochabdeckplatten, gewölbt
Plaques rondes pour trou de trépan, préformées

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 0.6 mm



M-4262




M-4290



M-4264


Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4262	for / für / pour Ø 7 mm	6	1	1.5
M-4290	for / für / pour Ø 11 mm	6	1	1.5 Neuro 1.5
M-4264	for / für / pour Ø 14 mm	6	1	1.5 Neuro 1.5

Grid Plates

Grid Platten
Plaques GridMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 0.7 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4271	square / quadratisch / carrée	4 (2x2)	1	1.5
M-4273	square / quadratisch / carrée	6 (3x2)	1	1.5
M-4281	rectangular / rechteckig / rectangulaire	8 (4x2)	1	1.5
M-4275	square / quadratisch / carrée	8 (4x2)	1	1.5
M-4277	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	1	1.5
M-4279	rectangular / rechteckig / rectangulaire	6 (3x2)	1	1.5
M-4283	zygomatic, rectangular / Zygoma, rechteckig / Zygoma, rectangulaire	8 (4x2)	1	1.5

Orbital Floor Plates


Orbitabodenplatten
Plaques pour plancher orbitaireMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 0.3 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4430	small / klein / petite	1	1.5
M-4432	large / gross / grande	1	1.5

Orbital Floor Plates

Orbitabodenplatten
Plaques pour plancher orbitaire

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.35 / 0.4 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Plate thickness Plattendicke Epaisseur	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4440	1 – 2, small / klein / petit	0.35 mm	12	1	1.5* OPS 1.5
M-4442	1 – 2, large / gross / grand	0.35 mm	12	1	1.5* OPS 1.5
M-4444	2 – 4, small / klein / petit	0.4 mm	6	1	1.5* OPS 1.5
M-4446	2 – 4, large / gross / grand	0.4 mm	6	1	1.5* OPS 1.5

* Optional storage possibility: special implant module for orbital floor plates 1.5 available (M-6342), which can be combined with the regular container for implants MODUS 1.5 (M-6302) → page 25
Optionale Lagerungsmöglichkeit: Spezielles Implantatmodul für Orbitabodenplatten 1.5 erhältlich (M-6342). Kombinierbar mit dem regulären MODUS 1.5 Implantatcontainer (M-6302) → Seite 25
Possibilité de stockage en option : Un container spécial pour les plaques pour plancher orbitaire 1.5 est disponible (M-6342). Ce container peut être combiné avec le container pour implants MODUS 1.5 régulier (M-6302) → page 25

Templates for Orbital Floor Plates

Schablonen für Orbitabodenplatten
Plaques fantômes pour plancher orbitaire

Material / Material / Matériau : Pure Aluminum
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.2 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4441	small / klein / petite	1	OPS 1.5*
M-4443	large / gross / grande	1	OPS 1.5*

* Storage option in implant container orbital floor plates (M-6400) → page 32, or in instrument tray OPS 1.5 for M-6320 (M-6402) → page 142
Lagerungsmöglichkeit im Implantatcontainer Orbitabodenplatten (M-6400) → Seite 32, oder im Instrumenteneinsatz OPS 1.5 für M-6320 (M-6402) → Seite 142
Possibilité de stockage dans le container d'implants pour plancher orbitaire (M-6400) → page 32, ou dans le plateau pour instruments pour M-6320 (M-6402) → page 142

Twist Drills for Screws Ø 1.5 mm (* and for Gliding Hole Ø 1.2 mm)

Spiralbohrer für Schrauben Ø 1.5 mm (* und für Gleitloch Ø 1.2 mm)
Forets pour vis Ø 1.5 mm (* et pour trou de glissement Ø 1.2 mm)

Ø 1.1 mm



M-3192



M-3172

Ø 1.2 mm



M-3222 *



M-3212 *



M-3112 *

Ø 1.25 mm



M-3292 *



M-3262 *°



M-3252 *°

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
M-3192	1.1	5 mm	37 mm	Dental	1	1.5	Neuro 1.5	OPS 1.5	Mesh
M-3172	1.1	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	1.5	Neuro 1.5	OPS 1.5	Mesh
M-3222*	1.2	9 mm	37 mm	Dental	1	1.5	BFS 1.5	Neuro 1.5	OPS 1.5
M-3212*	1.2	9 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	1.5	Neuro 1.5	OPS 1.5	
M-3112*	1.2	14 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	1.5			
M-3292*	1.25	16 mm	37 mm	Dental	1	1.5	BFS 1.5	BFS 0.9/1.2	
M-3262*°	1.25	16 mm	80 mm	Dental	1	1.5	Neuro 1.5		Mesh
M-3252*°	1.25	16 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	1.5	Neuro 1.5		Mesh

° For use with drill stop guide M-2192 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2192 / A utiliser avec le guide-foret M-2192

Twist Drills for Screws Ø 1.8 mm (and for Gliding Hole Ø 1.5 mm)

Spiralbohrer für Schrauben Ø 1.8 mm (und für Gleitloch Ø 1.5 mm)
Forets pour vis Ø 1.8 mm (et pour trou de glissement Ø 1.5 mm)

Ø 1.5 mm



M-3302



M-3152 *



M-3142 *



M-3442



M-3432

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système	
M-3302	1.5	20 mm	37 mm	Dental	1	1.5	BFS 1.5
M-3152 *	1.5	20 mm	80 mm	Dental	1	1.5	
M-3142 *	1.5	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	1.5	
M-3442	1.5	25 mm	120 mm	Dental	1		CFS 1.8
M-3432	1.5	25 mm	120 mm	Stryker J-Latch	1		CFS 1.8

* For use with drill stop guide M-2192 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2192 / A utiliser avec le guide-foret M-2192

Implant Container MODUS 1.5

Implantatcontainer MODUS 1.5
Container d'implants MODUS 1.5

Standard Container for Plates and Screws
Standard Container für Platten und Schrauben
Container standard pour plaques et vis

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6302 (empty/leer/vide)



Standard plate module
Standard-Plattenmodul
Module **standard** pour plaques

Optional / Optional / Optionnel

Module for OPS 1.5 Plates for M-6302
Modul für OPS 1.5 Platten für M-6302
Module plaques OPS 1.5 pour M-6302

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6342 (empty/leer/vide)



The module M-6342 can be used instead of the standard module. There is only space for one module!

Modul M-6342 kann das Standard-Modul im Implantatcontainer MODUS 1.5 ersetzen. Es kann nur ein Modul gelagert werden!

Le module M-6342 peut être utilisé au lieu du module standard. Seulement un module peut être utilisé!

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

1.5 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	 HD 4			
3 mm	M-5220.03	2	M-5120.03	2
4 mm	M-5220.04	2	M-5120.04	2
5 mm	M-5220.05	2	M-5120.05	2
6 mm	M-5220.06	2	M-5120.06	2
7 mm	M-5220.07	2	M-5120.07	2
8 mm	M-5220.08	2	M-5120.08	2
10 mm	M-5220.10	1	M-5120.10	1
12 mm	M-5220.12	1	M-5120.12	1
14 mm	M-5220.14	1	M-5120.14	1
16 mm	M-5220.16	1	M-5120.16	1

1.8 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	 HD 4			
5 mm	M-5230.05	2	M-5130.05	2
7 mm	M-5230.07	2	M-5130.07	2

Optional / Optional / Optionnel

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling / 1.5 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / 1.5 Vis SpeedTip, autoforantes

	HD 4		
4 mm	M-5223.04		M-5121.04
5 mm	M-5223.05		M-5121.05
6 mm	M-5223.06		M-5121.06
7 mm	M-5223.07		M-5121.07

1.5 Cortical Screws, Self-Drilling / 1.5 Kortikalisschrauben, selbstbohrend / 1.5 Vis corticales, autoforantes

4 mm			M-5123.04
5 mm			M-5123.05
6 mm			M-5123.06

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 1.5 mm					
M-3192	1.1	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3172	1.1	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3222	1.2	9 mm	37 mm	Dental	1
M-3212	1.2	9 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3112	1.2	14 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3292	1.25	16 mm	37 mm	Dental	1
M-3262	1.25	16 mm	80 mm	Dental	1
M-3252	1.25	16 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1

Ø 1.8 mm					
M-3302	1.5	20 mm	37 mm	Dental	1
M-3152	1.5	20 mm	80 mm	Dental	1
M-3142	1.5	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

Cranial Plates / Kranialplatten / Plaques crâniennes

M-4202	straight / gerade / droite		4	2
M-4226	straight / gerade / droite		6	1
M-4204	straight / gerade / droite		8	1
M-4288	straight / gerade / droite		16	2
M-4220	straight / gerade / droite	6 mm	4	1
M-4222	straight / gerade / droite	7.5 mm	4	1
M-4200	straight / gerade / droite	9 mm	2	3
M-4224	straight / gerade / droite	9 mm	4	1
M-4228	straight / gerade / droite	9 mm	6	1
M-4214	T / T / en T		5	1
M-4258	T / T / en T		6	1
M-4216	T / T / en T		7	1
M-4254	H / H / en H		7	1
M-4256	H / H / en H		11	1
M-4242	Y / Y / en Y	6 mm	5	1
M-4244	Y / Y / en Y	7.5 mm	5	1
M-4246	Y / Y / en Y	9 mm	5	1
M-4248	X / X / en X	6 mm	6	1
M-4250	X / X / en X	7.5 mm	6	1
M-4252	X / X / en X	9 mm	6	1
M-4230	L 90°, left / links / gauche	6 mm	4	1
M-4232	L 90°, right / rechts / droite	6 mm	4	1
M-4206	L 90°, left / links / gauche	7.5 mm	4	1
M-4208	L 90°, right / rechts / droite	7.5 mm	4	1
M-4234	L 90°, left / links / gauche	9 mm	4	1
M-4236	L 90°, right / rechts / droite	9 mm	4	1
M-4210	L 100°, left / links / gauche	7.5 mm	5	1
M-4212	L 100°, right / rechts / droite	7.5 mm	5	1
M-4238	L 100°, left / links / gauche	9 mm	4	1
M-4240	L 100°, right / rechts / droite	9 mm	4	1

Orbital Plates / Orbitaplaten / Plaques orbitaires

M-4260	curved / gebogen / courbée		6	1
M-4218	curved / gebogen / courbée		8	1

Storage Options in Standard Plate Module
Lagermöglichkeiten im Standard-Plattenmodul
Option stockage du module standard pour plaques

Nasal Plates / Nasenplatten / Plaques nasales

M-4266	H / H / en H		12	1
M-4268	T / T / en T		10	1
M-4270	Y / Y / en Y		10	1

Grid Plates / Grid Platten / Plaques Grid

M-4271	square / quadratisch / carrée		4 (2x2)	1
M-4273	square / quadratisch / carrée		6 (3x2)	1
M-4281	rectangular / rechteckig / rectangulaire		8 (4x2)	1
M-4275	square / quadratisch / carrée		8 (4x2)	1
M-4277	rectangular / rechteckig / rectangulaire		4 (2x2)	1
M-4279	rectangular / rechteckig / rectangulaire		6 (3x2)	1
M-4283	zygomatic, rect. / Zygoma, rechteck. / Zygoma, rect.		8 (4x2)	1

Optional / Optional / Optionnel

Orbital Floor Plates / Orbitabodenplatten / Plaques pour plancher orbitaire

M-4430	small / klein / petite			
M-4432	large / gross / grande			

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	--------------------------	----------------------------------

Optional storage possibility in the free space of the standard plate module /
Im Freifach des Standard-Moduls optional lagerbar /
Stockage optionnel dans l'espace libre du module standard pour plaques

Burr Hole Cover Plates / Bohrlochabdeckplatten / Plaques rondes pour trou de trépan

M-4262	for / für / pour Ø 7 mm	6	
M-4290	for / für / pour Ø 11 mm	6	
M-4264	for / für / pour Ø 14 mm	6	

Grid Plates / Grid Platten / Plaques Grid

M-4272		6 (3x2)	
M-4274		8 (4x2)	
M-4276		10 (5x2)	

Optional with plate module M-6342 / Optional mit Modul M-6342 /
Optionnel avec module M-6342 pour plaques

Orbital Floor Plates / Orbitabodenplatten / Plaques pour plancher orbitaire

M-4440	1 – 2, small / klein / petite	12	
M-4442	1 – 2, large / gross / grande	12	
M-4444	2 – 4, small / klein / petite	6	
M-4446	2 – 4, large / gross / grande	6	

Orbital Floor Plates / Orbitabodenplatten / Plaques pour plancher orbitaire

M-4430	small / klein / petite		
M-4432	large / gross / grande		

Grid Plates / Grid Platten / Plaques Grid

M-4271	square / quadratisch / carrée	4 (2x2)	
M-4273	square / quadratisch / carrée	6 (3x2)	
M-4281	rectangular / rechteckig / rectangulaire	8 (4x2)	
M-4275	square / quadratisch / carrée	8 (4x2)	
M-4277	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	
M-4279	rectangular / rechteckig / rectangulaire	6 (3x2)	
M-4283	zygomatic, rect. / Zygoma, rechteck. / Zygoma, rect.	8 (4x2)	
M-4272		6 (3+3)	
M-4274		8 (4+4)	
M-4276		10 (5+5)	

Burr Hole Cover Plates / Bohrlochabdeckplatten / Plaques rondes pour trou de trépan

M-4262	for / für / pour Ø 7 mm	6	
M-4290	for / für / pour Ø 11 mm	6	
M-4264	for / für / pour Ø 14 mm	6	

Optional storage possibility in the free space of the plate module M-6342 /
Im Freifach des Moduls M-6342 optional lagerbar /
Stockage optionnel dans l'espace libre du module M-6342 pour plaques

Nasal Plates / Nasenplatten / Plaques nasales

M-4266	H / H / en H	12	1
M-4268	T / T / en T	10	1
M-4270	Y / Y / en Y	10	1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

Plate Holding and Positioning Instrument / Plattenhalte- und Positionierinstrument / Instrument pour prendre et positionner les plaques

M-2172		1
--------	--	---

Plate and Screw Holding Forceps / Platten- und Schraubenhaltepinzette / Pince porte plaque et vis

A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	1
--------	--------------------------------	---

Depth Gauge / Tiefenmessgerät / Jauge de profondeur

M-2250	complete / komplett / complète	1
M-2250.1	caliper (spare part) / Tastspitze (Ersatzteil) / palpeur (pièce de rechange)	

Drill Stop Guide / Bohrerführung, mit Stopp / Guide-foret avec stop

M-2192	adjustable / verstellbar / réglable	
--------	-------------------------------------	--

Plate Bending Pliers / Plattenbiegeezangen / Pince à plier les plaques

M-2182	three prongs / Aderer modifiziert / pince tripode	1
M-2100	flat nose / flach / mors plat	2
M-2150	with Vario Pin / mit Vario Pin / avec pin Vario 0.9/1.2 – 2.0	2

Plate Cutting Pliers / Plattenschneidezangen / Pincettes coupe plaques

M-2110	Vario	1
M-2510	inserts for / Einsätze für / inserts pour M-2110	
M-2170	large / gross / grande	
M-2140	small / klein / petite	

Screwdrivers 1.5 / Schraubendreher 1.5 / Tournevis 1.5

M-2112	 HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2142	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2102	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

Screwdriver Handle 1.5 / Schraubendrehergriff 1.5 / Manche de tournevis 1.5

M-2502		
--------	--	--

Screwdriver Blades 1.5 / Schraubendreherklingen 1.5 / Lames de tournevis 1.5

M-2662	 HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2522	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2512	 for / für / pour M-2552	

Tension Sleeve 1.5 / Spannhülse 1.5 / Manchon préhenseur 1.5

M-2552	for / für / pour M-2102	
--------	-------------------------	--

Optional with M-6342 / Optional mit M-6342 / Optionnel avec M-6342

*** Mesh Cutting Pliers / Mesh-Schneidezange / Pince coupe Mesh**

M-2870	curved left / links gebogen / coudée à gauche	
--------	---	--

*** Midface Model / Mittelgesichtsmodell / Modèle pour le tiers moyen de la face**

M-2874	two-pieces / zweiteilig / en deux pièces	
--------	--	--

*** Elevator and Mesh Forming Instrument / Elevatorium und Mesh Anforminstrument / Elevateur et instrument de modelage pour Mesh**

M-2872		
--------	--	--

*** Templates for Orbital Floor Plates / Biegeschablonen für Orbitabodenplatten / Plaques fantômes pour plancher orbitaire**

M-4441	small / klein / petite	1
M-4443	large / gross / grande	1


* Storage option in instrument tray M-6402 / Optional lagerbar im Instrumenteneinsatz M-6402 / Possibilité de stockage dans le plateau pour instruments M-6402

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) / Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) / Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

1.5 Bone Fixation Set, Cross-Drive, Complete

1.5 Knochenfixationsset, Kreuzschlitz, komplett
1.5 Set pour la fixation osseuse, empreinte cruciforme, complet

Art. No./Art. Nr./No d'article M-1002



Example Cross-Drive / Beispiel Kreuzschlitz / exemple empreinte cruciforme

1.5 Bone Fixation Set, HexaDrive, Complete


1.5 Knochenfixationsset, HexaDrive, komplett
1.5 Set pour la fixation osseuse, HexaDrive, complet

Art. No./Art. Nr./No d'article M-1012

Implant Container Bone Fixation 1.2/1.5

Container für Knochenfixation 1.2/1.5
Container pour la fixation osseuse 1.2/1.5

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6310 (empty/leer/vide)



1.5 Screw Rack for Bone Fixation Set

1.5 Schraubeneinlage Knochenfixationsset
1.5 Compartiment des vis du set pour la fixation osseuse

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6310.2 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

1.5 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 4			
5 mm	M-5220.05		M-5120.05	
6 mm	M-5220.06		M-5120.06	
7 mm	M-5220.07		M-5120.07	
8 mm	M-5220.08	1	M-5120.08	1
9 mm	M-5220.09		M-5120.09	
10 mm	M-5220.10	1	M-5120.10	1
11 mm	M-5220.11			
12 mm	M-5220.12	1	M-5120.12	1
13 mm	M-5220.13			
14 mm	M-5220.14	1	M-5120.14	1
16 mm	M-5220.16		M-5120.16	

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling / 1.5 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / 1.5 Vis SpeedTip, autoforantes

	HD 4			
5 mm	M-5223.05		M-5121.05	
6 mm	M-5223.06		M-5121.06	
7 mm	M-5223.07		M-5121.07	
9 mm	M-5223.09		M-5121.09	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 1.5 mm					
M-3292	1.25	16 mm	37 mm	Dental	1
M-3302	1.5	20 mm	37 mm	Dental	1
M-3222	1.2	9 mm	37 mm	Dental	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis 1.5

M-2112	HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	1
M-2142	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	
M-2102	with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	1

Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis 1.5

M-2502

Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis 1.5

M-2662	HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2522	self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2512	for / für / pour M-2552	

Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur 1.5

M-2552 for / für / pour M-2102

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Sticker, Large

Sticker, gross
Sticker, grand



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Color Farbe Couleur	Quantity* Menge* Quantité*
M-6572.12	1.5 M-5120.xx	green / grün / vert	1
M-6572.14	1.5 M-5220.xx	green / grün / vert	1
M-6572.18	1.5 M-5121.xx	green / grün / vert	
M-6572.19	1.5 M-5223.xx	green / grün / vert	

Sticker, Small

Sticker, klein
Sticker, petit



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Color Farbe Couleur	Quantity* Menge* Quantité*
A-6095.05	5	black / schwarz / noir	
A-6095.06	6	black / schwarz / noir	
A-6095.07	7	black / schwarz / noir	
A-6095.08	8	black / schwarz / noir	3
A-6095.09	9	black / schwarz / noir	
A-6095.10	10	black / schwarz / noir	3
A-6095.11	11	black / schwarz / noir	
A-6095.12	12	black / schwarz / noir	3
A-6095.13	13	black / schwarz / noir	
A-6095.14	14	black / schwarz / noir	3
A-6095.16	16	black / schwarz / noir	

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Implant Container MODUS Neuro 1.5

Implantatcontainer MODUS Neuro 1.5
Container d'implants MODUS Neuro 1.5

Container for Neuro Plates and Screws
Container für Neuro Platten und Schrauben
Container pour plaques et vis Neuro

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6332.03 (empty/leer/vide)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 1.5 mm					
M-3192	1.1	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3172	1.1	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3222	1.2	9 mm	37 mm	Dental	1
M-3212	1.2	9 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3262	1.25	16 mm	80 mm	Dental	1
M-3252	1.25	16 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

1.5 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 4			
4 mm	M-5220.04	4	M-5120.04	4
5 mm	M-5220.05	4	M-5120.05	4
6 mm	M-5220.06	3	M-5120.06	3

1.8 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 4			
5 mm	M-5230.05	1	M-5130.05	1

1.5 Cortical Screws, Self-Drilling / 1.5 Kortikalisschrauben, selbstbohrend / 1.5 Vis corticales, autoforantes

4 mm			M-5123.04	4
5 mm			M-5123.05	4
6 mm			M-5123.06	3

Optional / Optional / Optionnel

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling / 1.5 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / 1.5 Vis SpeedTip, autoforantes

	HD 4			
4 mm	M-5223.04		M-5121.04	
5 mm	M-5223.05		M-5121.05	
6 mm	M-5223.06		M-5121.06	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

Cranial Plates / Kranialplatten / Plaques crâniennes

M-4202	straight / gerade / droite		4	2
M-4288	straight / gerade / droite		16	2
M-4200	straight / gerade / droite	9 mm	2	3
M-4258	T / T / en T		6	1
M-4242	Y / Y / en Y	6 mm	5	1
M-4250	X / X / en X	7.5 mm	6	1

Burr Hole Cover Plates / Bohrlochabdeckplatten / Plaques rondes pour trou de trépan

M-4290	for / für / pour Ø 11 mm		6	1
M-4264	for / für / pour Ø 14 mm		6	1

Grid Plate / Grid Platte / Plaque Grid

M-4272			6 (3x2)	1
--------	--	--	---------	---

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
Plate Holding and Positioning Instrument / Plattenhalte- und Positionierinstrument / Instrument pour prendre et positionner les plaques		
M-2172		1
Plate and Screw Holding Forceps / Platten- und Schraubenhaltepinzette / Pince porte plaque et vis		
A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	1
Depth Gauge / Tiefenmessgerät / Jauge de profondeur		
M-2250	complete / komplett / complète	1
M-2250.1	caliper (spare part) / Tastspitze (Ersatzteil) / palpeur (pièce de rechange)	
Plate Bending Pliers / Plattenbiegeezangen / Pince à plier les plaques		
M-2182	three prongs / Aderer modifiziert / pince tripode	1
M-2100	flat nose / flach / mors plat	2
M-2150	with Vario Pin / mit Vario Pin / avec pin Vario 0.9/1.2 – 2.0	2
Plate Cutting Pliers / Plattenschneidezangen / Pinces coupe plaques		
M-2110	Vario	1
M-2510	inserts for / Einsätze für / inserts pour M-2110	
M-2170	large / gross / grande	
M-2140	small / klein / petite	
Screwdrivers 1.5 / Schraubendreher 1.5 / Tournevis 1.5		
M-2112	 HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2142	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2102	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2
Screwdriver Handle 1.5 / Schraubendrehergriff 1.5 / Manche de tournevis 1.5		
M-2502		
Screwdriver Blades 1.5 / Schraubendreherklingen 1.5 / Lames de tournevis 1.5		
M-2662	 HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2522	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2512	 for / für / pour M-2552	
Tension Sleeve 1.5 / Spannhülse 1.5 / Manchon préhenseur 1.5		
M-2552	for / für / pour M-2102	

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Implant Container Orbital Floor Plates

Implantatcontainer Orbitabodenplatten
Container d'implants plaques plancher orbitaire

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6400 (empty/leer/vide)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

1.5 Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis

M-2112	HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	1
M-2142	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	1
M-2102	with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	1

1.5 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2502

1.5 Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis

M-2662	HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2522	self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2512	for / für / pour M-2552	

1.5 Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur

M-2552 for / für / pour M-2102

Mesh Cutting Pliers / Mesh-Schneidezange / Pince coupe Mesh

M-2870	curved, left / links gebogen / coudée à gauche	1
--------	--	---

Midface Model / Mittelgesichtsmodell / Modèle pour le tiers moyen de la face

M-2874	two-pieces / zweiteilig / en deux pièces	1
--------	--	---

Elevator and Mesh Forming Instrument / Elevatorium und Mesh Anforminstrument / Elevateur et instrument de modelage pour Mesh

M-2872		1
--------	--	---

Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

1.5 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 4			
3 mm	M-5220.03	2	M-5120.03	2
4 mm	M-5220.04	2	M-5120.04	2
5 mm	M-5220.05	2	M-5120.05	2
6 mm	M-5220.06	2	M-5120.06	2

1.8 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 4			
5 mm	M-5230.05	2	M-5130.05	2

Optional / Optional / Optionnel

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling / SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / Vis SpeedTip, autoforantes

	HD 4			
4 mm	M-5223.04		M-5121.04	
5 mm	M-5223.05		M-5121.05	
6 mm	M-5223.06		M-5121.06	

1.5 Cortical Screws, Self-Drilling / Kortikalisschrauben, selbstbohrend / Vis corticales, autoforantes

4 mm			M-5123.04	
5 mm			M-5123.05	
6 mm			M-5123.06	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 1.5 mm

M-3192	1.1	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3172	1.1	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3222	1.2	9 mm	37 mm	Dental	1
M-3212	1.2	9 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	--------------------------	----------------------------------

Orbital Floor Plates / Orbitabodenplatten / Plaques pour plancher orbitaire

M-4440	1 - 2, small / klein / petite	12	2
M-4442	1 - 2, large / gross / grande	12	2
M-4444	2 - 4, small / klein / petite	6	2
M-4446	2 - 4, large / gross / grande	6	2

Templates / Biegeschablonen / Plaques fantômes


M-4441	small / klein / petite	1
M-4443	large / gross / grande	1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Implant Container SpeedTip Screws 1.5

Container SpeedTip Schrauben 1.5
Container pour vis SpeedTip 1.5

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6412 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling / SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / Vis SpeedTip, autoforantes

	HD 4			
4 mm	M-5223.04	4	M-5121.04	4
5 mm	M-5223.05	4	M-5121.05	4
6 mm	M-5223.06	4	M-5121.06	4
7 mm	M-5223.07	2	M-5121.07	2
9 mm	M-5223.09	2	M-5121.09	2

1.8 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 4			
5 mm	M-5230.05	2		
7 mm	M-5230.07	2		

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Implant Container MODUS CFS*

Implantatcontainer MODUS CFS
Container d'implants MODUS CFS

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6370 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

0.9 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

				
3 mm			M-5100.03	1
4 mm			M-5100.04	1
5 mm			M-5100.05	1
6 mm			M-5100.06	1

1.2 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

				
3 mm			M-5110.03	1
4 mm			M-5110.04	1
5 mm			M-5110.05	1
6 mm			M-5110.06	1

1.8 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

				HD 4	
9 mm			M-5230.09	1	
11 mm			M-5230.11	1	
12 mm			M-5230.12	1	
13 mm			M-5230.13	1	
14 mm			M-5230.14	1	
15 mm			M-5230.15	1	
16 mm			M-5230.16	1	
17 mm			M-5230.17	1	
18 mm			M-5230.18	1	
19 mm			M-5230.19	1	
20 mm			M-5230.20	1	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 0.9 mm					
M-3271	0.6	3 mm	37 mm	Dental	1
M-3221	0.6	3 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3281	0.7	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3231	0.7	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
Ø 1.2 mm					
M-3331	0.9	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3251	0.9	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
Ø 1.8 mm					
M-3442	1.5	25 mm	120 mm	Dental	1
M-3432	1.5	25 mm	120 mm	Stryker J-Latch	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	--------------------------	----------------------------------

Grid Plate / Grid Platte / Plaque Grid

M-4192	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	2
--------	--	---------	---

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

* Condylar Head Fracture System

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

0.9/1.2 Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis

M-2141	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2101	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

0.9/1.2 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2501

0.9/1.2 Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis

M-2521	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2511	 for / für / pour M-2551	

0.9/1.2 Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur

M-2551 for / für / pour M-2101

1.5 Screwdriver / Schraubendreher / Tournevis

M-2112	 HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
--------	---	---

1.5 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2502

1.5 Screwdriver Blade / Schraubendreherklinge / Lame de tournevis

M-2662  HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensive

Repositioning Elevators CFS / Repositions-Elevatorien CFS / Elévateurs de réduction CFS

M-2760	slightly curved / leicht gebogen / peu coudé	1
M-2770	slightly curved, diamond coated / leicht gebogen, diamantiert / peu coudé, diamanté	1
M-2780	strongly curved / stark gebogen / très coudé	1

Bone Hook CFS / Knochenhaken CFS / Crochet à os CFS

M-2790	complete / komplett / complet	1
--------	-------------------------------	---

Repositioning Hook CFS / Repositionshaken CFS / Crochet de réduction CFS

M-2800	complete / komplett / complet	1
M-2800.1	fixation screw / Fixationsschraube / vis de fixation (spare part for / Ersatzteil zu / pièce de rechange pour M-2800)	

Drill / Screw Guide CFS / Bohr- und Schraubhilfe CFS / Guide-foret / vis CFS

M-2820	complete / komplett / complet	1
M-2820.1	drill guide / Bohrerführung / guide-foret (spare part for / Ersatzteil zu / pièce de rechange pour M-2820)	

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Contents Inhalt Contenu	Page Seite Page
Screws Ø 2.0 Schrauben Ø 2.0 Vis Ø 2.0	37
SpeedTip Screws, Self-Drilling Ø 2.0 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend Ø 2.0 Vis SpeedTip, autoforantes Ø 2.0	38
IMF SpeedTip Screws, Self-Drilling Ø 2.0 IMF SpeedTip Schrauben, selbstbohrend Ø 2.0 Vis IMF SpeedTip, autoforantes Ø 2.0	39
Screws Ø 2.3 Schrauben Ø 2.3 Vis Ø 2.3	40
Plates Platten Plaques	41 – 49
Twist Drills Spiralbohrer Forets	50 – 51
Set List MODUS 2.0 Setliste MODUS 2.0 Liste du set MODUS 2.0	52 – 53
Set List MODUS SpeedTip 2.0 Setliste MODUS SpeedTip 2.0 Liste du set MODUS SpeedTip 2.0	54
Set List MODUS IMF 2.0 Setliste MODUS IMF 2.0 Liste du set MODUS IMF 2.0	55
Set List MODUS Trauma 2.0 Setliste MODUS Trauma 2.0 Liste du set MODUS Trauma 2.0	56 – 57
Set List MODUS OSS 2.0 Setliste MODUS OSS 2.0 Liste du set MODUS OSS 2.0	58 – 59
Instruments Instrumente Instruments	116 – 133
Sterilization, Organization, Storing Sterilisation, Organisation, Lagerung Stérilisation, Rangement, Stockage	134 – 145

2.0 Cortical Screws, HexaDrive 6

2.0 Kortikalisschrauben, HexaDrive 6
2.0 Vis corticales, HexaDrive 6

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5240.04/1	1	M-5240.04	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
5 mm	M-5240.05/1	1	M-5240.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
6 mm	M-5240.06/1	1	M-5240.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
7 mm	M-5240.07/1	1	M-5240.07	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
8 mm	M-5240.08/1	1	M-5240.08	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
9 mm	M-5240.09/1	1	M-5240.09	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
10 mm	M-5240.10/1	1	M-5240.10	5	2.0 Trauma 2.0 TriLock
11 mm	M-5240.11/1	1	M-5240.11	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
12 mm	M-5240.12/1	1	M-5240.12	5	TriLock
13 mm	M-5240.13/1	1	M-5240.13	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
15 mm	M-5240.15/1	1	M-5240.15	5	2.0 Trauma 2.0
17 mm	M-5240.17/1	1	M-5240.17	5	2.0 Trauma 2.0
19 mm	M-5240.19/1	1	M-5240.19	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
21 mm	M-5240.21/1	1	M-5240.21	5	OSS 2.0
23 mm	M-5240.23/1	1	M-5240.23	5	OSS 2.0

2.0 Cortical Screws, Cross-Drive

2.0 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz
2.0 Vis corticales, empreinte cruciforme

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5140.04/1	1	M-5140.04	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
5 mm	M-5140.05/1	1	M-5140.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
6 mm	M-5140.06/1	1	M-5140.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
7 mm	M-5140.07/1	1	M-5140.07	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
8 mm	M-5140.08/1	1	M-5140.08	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
9 mm	M-5140.09/1	1	M-5140.09	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
10 mm	M-5140.10/1	1	M-5140.10	5	2.0 Trauma 2.0
11 mm	M-5140.11/1	1	M-5140.11	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
13 mm	M-5140.13/1	1	M-5140.13	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
15 mm	M-5140.15/1	1	M-5140.15	5	2.0 Trauma 2.0
17 mm	M-5140.17/1	1	M-5140.17	5	2.0 Trauma 2.0
19 mm	M-5140.19/1	1	M-5140.19	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
21 mm	M-5140.21/1	1	M-5140.21	5	OSS 2.0
23 mm	M-5140.23/1	1	M-5140.23	5	OSS 2.0

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling, HexaDrive 6

2.0 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, HexaDrive 6
2.0 Vis SpeedTip, autoforantes, HexaDrive 6

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5243.05/1	1	M-5243.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
6 mm	M-5243.06/1	1	M-5243.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
7 mm	M-5243.07/1	1	M-5243.07	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
8 mm	M-5243.08/1	1	M-5243.08	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
9 mm	M-5243.09/1	1	M-5243.09	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
10 mm	M-5243.10/1	1	M-5243.10	5	2.0 Trauma 2.0 TriLock
11 mm	M-5243.11/1	1	M-5243.11	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
12 mm	M-5243.12/1	1	M-5243.12	5	TriLock
13 mm	M-5243.13/1	1	M-5243.13	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
14 mm *	M-5243.14/1	1	M-5243.14	5	
15 mm	M-5243.15/1	1	M-5243.15	5	2.0 Trauma 2.0
16 mm *	M-5243.16/1	1	M-5243.16	5	

Also available: container (M-6413) for SpeedTip screws 2.0 (for all lengths, except for 14 mm / 16 mm) → page 54 / Optional erhältlich: Container (M-6413) für SpeedTip Schrauben 2.0 (für alle Längen, ausgenommen 14 mm / 16 mm) → Seite 54 / Disponible en option : Container (M-6413) pour vis SpeedTip 2.0 (pour toutes les longueurs, excepté pour 14 mm / 16 mm) → page 54

* No storage in the available MODUS containers (except TriLock with sticker) / Keine Lagerungsmöglichkeit in den bestehenden MODUS Containern (ausser TriLock mit Sticker) / Aucune possibilité de stockage dans les containers MODUS disponibles (excepté TriLock avec sticker)

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling, Cross-Drive

2.0 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, Kreuzschlitz
2.0 Vis SpeedTip, autoforantes, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5143.05/1	1	M-5143.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
6 mm	M-5143.06/1	1	M-5143.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
7 mm	M-5143.07/1	1	M-5143.07	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
8 mm	M-5143.08/1	1	M-5143.08	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
9 mm	M-5143.09/1	1	M-5143.09	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
10 mm	M-5143.10/1	1	M-5143.10	5	2.0 Trauma 2.0
11 mm	M-5143.11/1	1	M-5143.11	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
12 mm	M-5143.12/1	1	M-5143.12	5	
13 mm	M-5143.13/1	1	M-5143.13	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
15 mm	M-5143.15/1	1	M-5143.15	5	2.0 Trauma 2.0

Also available: container (M-6413) for SpeedTip screws 2.0 (for all lengths, except for 14 mm / 16 mm) → page 54 / Optional erhältlich: Container (M-6413) für SpeedTip Schrauben 2.0 (für alle Längen, ausgenommen 14 mm / 16 mm) → Seite 54 / Disponible en option : Container (M-6413) pour vis SpeedTip 2.0 (pour toutes les longueurs, excepté pour 14 mm / 16 mm) → page 54

2.0 IMF SpeedTip Screws, Self-Drilling, HexaDrive 6

2.0 IMF SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, HexaDrive 6
2.0 Vis IMF SpeedTip, autoforantes, HexaDrive 6

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Interface Interface Interface	Description Bezeichnung Description	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
8 mm	HD6		M-5248.08	2	IMF 2.0
11 mm	HD6		M-5248.11	2	IMF 2.0
14 mm	HD6		M-5248.14	2	IMF 2.0
8 mm	HD6	with/mit/avec Plateau	M-5249.08	2	IMF 2.0
11 mm	HD6	with/mit/avec Plateau	M-5249.11	2	IMF 2.0

2.0 IMF SpeedTip Screws, Self-Drilling, Cross-Drive

2.0 IMF SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, Kreuzschlitz
2.0 Vis IMF SpeedTip, autoforantes, empreinte cruciforme

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Interface Interface Interface	Description Bezeichnung Description	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
8 mm			M-5148.08	2	IMF 2.0
11 mm			M-5148.11	2	IMF 2.0
14 mm			M-5148.14	2	IMF 2.0
8 mm		with/mit/avec Plateau	M-5149.08	2	IMF 2.0
11 mm		with/mit/avec Plateau	M-5149.11	2	IMF 2.0

2.3 Cortical Screws, HexaDrive 6 (Emergency)

2.3 Kortikalisschrauben, HexaDrive 6 (Notfall)
2.3 Vis corticales, HexaDrive 6 (de secours)

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5250.05/1	1	M-5250.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
7 mm	M-5250.07/1	1	M-5250.07	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
9 mm	M-5250.09/1	1	M-5250.09	5	2.0 Trauma 2.0 TriLock
12 mm	M-5250.12/1	1	M-5250.12	5	TriLock

2.3 Cortical Screws, Cross-Drive (Emergency)


2.3 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz (Notfall)
2.3 Vis corticales, empreinte cruciforme (de secours)

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5150.05/1	1	M-5150.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
7 mm	M-5150.07/1	1	M-5150.07	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
9 mm	M-5150.09/1	1	M-5150.09	5	2.0 Trauma 2.0

Cranial Plates


Kranialplatten
Plaques crâniennesMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4318	straight / gerade / droite		4	1	2.0
M-4322	straight / gerade / droite		6	1	2.0
M-4302	straight / gerade / droite		8	1	2.0
M-4326	straight / gerade / droite		16	1	2.0
M-4382	straight / gerade / droite	9 mm	2	1	2.0
M-4300	straight / gerade / droite	9 mm	4	1	2.0
M-4324	straight / gerade / droite	9 mm	6	1	2.0
M-4320	straight / gerade / droite	12 mm	4	1	2.0
M-4384	straight / gerade / droite	12 mm	6	1	2.0


Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.0 mm



Orbital Plates

Orbitaplatten
Plaques orbitairesMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm

M-4344




M-4346

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4344	curved / gebogen / courbée	6	1	2.0
M-4346	curved / gebogen / courbée	8	1	2.0


Grid Plates

Grid Platten
Plaques GridMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm


M-4364



M-4366




M-4374



M-4368



M-4370




M-4372

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4364	square / quadratisch / carrée	4 (2x2)	1	2.0
M-4366	square / quadratisch / carrée	6 (3x2)	1	2.0
M-4374	rectangular / rechteckig / rectangulaire	8 (4x2)	1	2.0
M-4368	square / quadratisch / carrée	8 (4x2)	1	2.0
M-4370	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	1	2.0
M-4372	rectangular / rechteckig / rectangulaire	6 (3x2)	1	2.0

Cranial Plates

Kranialplatten
Plaques crâniennes


Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pq	System System Système
M-4824	straight / gerade / droite	9 mm	2	1	2.0* Trauma 2.0
M-4800	straight / gerade / droite	9 mm	4	1	2.0* Trauma 2.0
M-4820	straight / gerade / droite	12 mm	4	1	2.0* Trauma 2.0
M-4826	straight / gerade / droite	12 mm	6	1	2.0* Trauma 2.0
M-4864	straight / gerade / droite		20	1	2.0 Trauma 2.0
M-4830	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°		4	1	2.0* Trauma 2.0
M-4832	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°		4	1	2.0* Trauma 2.0
M-4804	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	9 mm	4	1	2.0* Trauma 2.0
M-4806	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	9 mm	4	1	2.0* Trauma 2.0
M-4838	X / X / en X		6	1	2.0* Trauma 2.0
M-4816	X / X / en X	9 mm	6	1	2.0* Trauma 2.0
M-4840	X / X / en X	12 mm	6	1	2.0* Trauma 2.0
M-4866	L left 100° / L links 100° / en L gauche 100°	15 mm	6	1	2.0* Trauma 2.0
M-4868	L right 100° / L rechts 100° / en L droite 100°	15 mm	6	1	2.0* Trauma 2.0
M-4808	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	12 mm	5	1	2.0* Trauma 2.0
M-4810	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	12 mm	5	1	2.0* Trauma 2.0
M-4834	Y / Y / en Y		5	1	2.0* Trauma 2.0
M-4814	Y / Y / en Y	9 mm	5	1	2.0* Trauma 2.0
M-4836	Y / Y / en Y	12 mm	5	1	2.0* Trauma 2.0

* Storage option in module for trauma 2.0 plates (M-6353) → page 52 / Lagerungsmöglichkeit im Modul für Trauma 2.0 Platten (M-6353) → Seite 52 / Possibilité de stockage dans le module pour plaques Trauma 2.0 (M-6353) → page 52

Orbital Plates

Orbitaplatten
Plaques orbitairesMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.0 mm

M-4844




M-4846

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4844	curved / gebogen / courbée	6	1	2.0* Trauma 2.0
M-4846	curved / gebogen / courbée	8	1	2.0* Trauma 2.0

Grid Compression Plates

Grid Kompressionsplatten
Plaques Grid à compressionMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.0 mm

M-4882



M-4884




M-4886




M-4892

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4882		4	1	2.0* Trauma 2.0
M-4884		8 (4+4)	1	2.0* Trauma 2.0
M-4886	asymmetrical / asymmetrisch / asymétrique	8 (4+4)	1	2.0* Trauma 2.0
M-4892	wide / breit / large	8 (4+4)	1	2.0* Trauma 2.0


Grid Plates

Grid Platten
Plaques GridMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.0 mm


M-4870




M-4872




M-4880



M-4874



M-4876



M-4878


Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4870	square / quadratisch / carrée	4 (2x2)	1	2.0* Trauma 2.0
M-4872	square / quadratisch / carrée	6 (3x2)	1	2.0* Trauma 2.0
M-4880	rectangular / rechteckig / rectangulaire	8 (4x2)	1	2.0* Trauma 2.0
M-4874	square / quadratisch / carrée	8 (4x2)	1	2.0* Trauma 2.0
M-4876	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	1	2.0* Trauma 2.0
M-4878	rectangular / rechteckig / rectangulaire	6 (3x2)	1	2.0* Trauma 2.0

* Storage option in module for trauma 2.0 plates (M-6353) → page 52 / Lagerungsmöglichkeit im Modul für Trauma 2.0 Platten (M-6353) → Seite 52 / Possibilité de stockage dans le module pour plaques Trauma 2.0 (M-6353) → page 52

Fragment Grid Plates

Trümmerfrakturenplatten
Plaques Grid pour fragments

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4888	10 (5x2)	1	2.0* Trauma 2.0
M-4890	20 (10x2)	1	Trauma 2.0

T.C.P. Trapezoid Condyle Plates

T.C.P. Kondylusplatten, trapezoid
T.C.P. Plaques condyliennes, trapézoïdales

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4852		4	1	2.0* Trauma 2.0
M-4854	pre-shaped / vorgeformt / préformée	4	1	2.0* Trauma 2.0
M-4858		9	1	2.0* Trauma 2.0
M-4860	pre-shaped / vorgeformt / préformée	9	1	2.0* Trauma 2.0

Delta Condyle Compression Plate

Delta Kondylus Kompressionsplatte
Plaque Delta à compression, condyle

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4894	4	1	2.0* Trauma 2.0

* Storage option in module for trauma 2.0 plates (M-6353) → page 52 / Lagerungsmöglichkeit im Modul für Trauma 2.0 Platten (M-6353) → Seite 52 / Possibilité de stockage dans le module pour plaques Trauma 2.0 (M-6353) → page 52

Zygomatic Compression Plate

Zygoma Kompressionsplatte
Plaque Zygoma à compression

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4376	4	1	2.0* Trauma 2.0

Mandibular Plates, Pre-Bent 70°

Mandibularplatten, gedreht 70°
Plaques mandibulaires, préformées 70°

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm



M-4378

left



M-4380


right

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4378	left / links / gauche	9 mm	6	1	2.0* Trauma 2.0
M-4380	right / rechts / droite	9 mm	6	1	2.0* Trauma 2.0


Pencilbone Compression Plates

Pencilbone Kompressionsplatten
Plaques Pencilbone à compression


Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm



M-4390



M-4392



M-4394


Art. No. Art. Nr. N° d'article	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4390	6 mm	8	1	2.0* Trauma 2.0
M-4392	9 mm	8	1	2.0* Trauma 2.0
M-4394	12 mm	10	1	2.0* Trauma 2.0

* Storage option in module for trauma 2.0 plates (M-6353) → page 52 / Lagerungsmöglichkeit im Modul für Trauma 2.0 Platten (M-6353) → Seite 52 / Possibilité de stockage dans le module pour plaques Trauma 2.0 (M-6353) → page 52

Sagittal Split Plates

Dysgnathieplatten
Plaques sagittales

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.7 mm / 1.0 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Plate thickness Plattendicke Epaisseur	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4776	adjustable, short / einstellbar, kurz / ajustable, courte	0.7 mm	18 mm	6	1	OSS 2.0
M-4774	adjustable, long / einstellbar, lang / ajustable, longue	0.7 mm	24 mm	8	1	OSS 2.0
M-4761	closed, short / geschlossen, kurz / fermée, courte	1.0 mm	12 mm	6	1	OSS 2.0
M-4762	closed, long / geschlossen, lang / fermée, longue	1.0 mm	20 mm	6	1	OSS 2.0

Sliders, fenestrated

Gleiter, gefenstert
Rondelles de glissement, fenêtrée

Material / Material / Matériau : Titanium




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Ø	Length Länge Longueur	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-5242.07	HD6	2.0 mm	7 mm	1	OSS 2.0
M-5142.07		2.0 mm	7 mm	1	OSS 2.0
M-5252.07	HD6	2.3 mm	7 mm	1	OSS 2.0
M-5152.07		2.3 mm	7 mm	1	OSS 2.0

Titanium Arch Bar


Titan-Sprossenschiene
Arc dentaire en titane à échelons

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.7 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4450	129 mm	2	IMF 2.0
M-4451	98 mm	2	IMF 2.0

Cranial Plates

Kranialplatten
Plaques crâniennesMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 0.7 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4718	straight / gerade / droite		4	1	OSS 2.0
M-4722	straight / gerade / droite		6	1	OSS 2.0
M-4702	straight / gerade / droite		8	1	OSS 2.0
M-4764	straight / gerade / droite		20	1	OSS 2.0
M-4700	straight / gerade / droite	9 mm	4	1	OSS 2.0
M-4724	straight / gerade / droite	9 mm	6	1	OSS 2.0
M-4720	straight / gerade / droite	12 mm	4	1	OSS 2.0
M-4704	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	9 mm	4	1	OSS 2.0
M-4706	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	9 mm	4	1	OSS 2.0
M-4708	L left 90° / L links 90° / en L gauche 90°	12 mm	4	1	OSS 2.0
M-4710	L right 90° / L rechts 90° / en L droite 90°	12 mm	4	1	OSS 2.0
M-4766	L left 100° / L links 100° / en L gauche 100°	15 mm	6	1	OSS 2.0
M-4768	L right 100° / L rechts 100° / en L droite 100°	15 mm	6	1	OSS 2.0
M-4734	Y / Y / en Y		5	1	OSS 2.0
M-4736	Y / Y / en Y	12 mm	5	1	OSS 2.0
M-4716	X / X / en X	9 mm	6	1	OSS 2.0
M-4770	X / X / en X	17 mm	6	1	OSS 2.0

Twist Drills for Screws Ø 2.0 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.0 mm
Forets pour vis Ø 2.0 mm

Ø 1.5 mm



M-3183



M-3173



M-3133



M-3113

Ø 1.6 mm



M-3213 *



M-3203 *



M-3293



M-3243 *



M-3223 *

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
M-3183	1.5	7 mm	37 mm	Dental	1	2.0	Trauma 2.0	OSS 2.0	Mesh
M-3173	1.5	7 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	2.0	Trauma 2.0	OSS 2.0	Mesh
M-3133	1.5	10 mm	70 mm	Dental	1	2.0	Trauma 2.0	OSS 2.0	
M-3113	1.5	10 mm	83 mm	Stryker J-Latch	1	2.0	Trauma 2.0	OSS 2.0	
M-3213 *	1.6	20 mm	80 mm	Dental	1	2.0	Trauma 2.0	IMF 2.0	OSS 2.0 Mesh
M-3203 *	1.6	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	2.0	Trauma 2.0	IMF 2.0	OSS 2.0 Mesh
M-3293	1.6	25 mm	55 mm	Dental	1	2.0	Trauma 2.0	OSS 2.0	
M-3243 *	1.6	25 mm	80 mm	Dental	1	2.0	Trauma 2.0	OSS 2.0	
M-3223 *	1.6	25 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	2.0	Trauma 2.0	OSS 2.0	

* For use with drill stop guide M-2193 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2193 / A utiliser avec le guide-foret M-2193

Twist Drills for Gliding Hole Ø 2.0 mm

Spiralbohrer für Gleitloch Ø 2.0 mm

Forets pour trou de glissement Ø 2.0 mm

Ø 2.0 mm



M-3153 *



M-3143 *

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3153*	2.0	20 mm	80 mm	Dental	1	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0
M-3143*	2.0	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0


* For use with drill stop guide M-2193 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2193 / A utiliser avec le guide-foret M-2193

Implant Container MODUS 2.0

Implantatcontainer MODUS 2.0
Container d'implants MODUS 2.0

Standard Container for Plates and Screws
Standard Container für Platten und Schrauben
Container standard pour plaques et vis

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6303 (empty/leer/vide)



Standard plate module
Standard-Plattenmodul
Module standard pour plaques

Optional / Optional / Optionnel

Module Trauma 2.0 Plates for M-6303
Modul für Trauma 2.0 Platten für M-6303
Module pour plaques Trauma 2.0 pour M-6303

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6353 (empty/leer/vide)



The module M-6353 can be used instead of the standard module. There is only space for one module!

Modul M-6353 kann das Standard-Modul im Implantatcontainer MODUS 2.0 ersetzen. Es kann nur ein Modul gelagert werden!

Le module M-6353 peut être utilisé au lieu du module standard. Seulement un module peut être utilisé!

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

2.0 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 6			
4 mm	M-5240.04	2	M-5140.04	2
5 mm	M-5240.05	4	M-5140.05	4
6 mm	M-5240.06	4	M-5140.06	4
7 mm	M-5240.07	4	M-5140.07	4
8 mm	M-5240.08	4	M-5140.08	4
9 mm	M-5240.09	2	M-5140.09	2
10 mm	M-5240.10	1	M-5140.10	1
11 mm	M-5240.11	1	M-5140.11	1
13 mm	M-5240.13	1	M-5140.13	1
15 mm	M-5240.15	1	M-5140.15	1
17 mm	M-5240.17	1	M-5140.17	1
19 mm	M-5240.19	1	M-5140.19	1

2.3 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 6			
5 mm	M-5250.05	1	M-5150.05	1
7 mm	M-5250.07	1	M-5150.07	1
9 mm	M-5250.09		M-5150.09	

Optional / Optional / Optionnel

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling / SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / Vis SpeedTip, autoforantes

	HD 6			
5 mm	M-5243.05	4	M-5143.05	4
6 mm	M-5243.06	2	M-5143.06	2
7 mm	M-5243.07	2	M-5143.07	2
8 mm	M-5243.08	1	M-5143.08	1
9 mm	M-5243.09	1	M-5143.09	1
10 mm	M-5243.10	1	M-5143.10	1
11 mm	M-5243.11	1	M-5143.11	1
13 mm	M-5243.13	1	M-5143.13	1
15 mm	M-5243.15	1	M-5143.15	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 2.0 mm / (Ø 2.3 mm)					
M-3183	1.5	7 mm	37 mm	Dental	1
M-3173	1.5	7 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3133	1.5	10 mm	70 mm	Dental	1
M-3113	1.5	10 mm	83 mm	Stryker J-Latch	1
M-3213	1.6	20 mm	80 mm	Dental	1
M-3203	1.6	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1
M-3293	1.6	25 mm	55 mm	Dental	1
M-3243	1.6	25 mm	80 mm	Dental	1
M-3223	1.6	25 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1
M-3153	2.0	20 mm	80 mm	Dental	1
M-3143	2.0	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

Cranial Plates / Kranialplatten / Plaques crâniennes

M-4318	straight / gerade / droite		4	2
M-4322	straight / gerade / droite		6	1
M-4302	straight / gerade / droite		8	1
M-4326	straight / gerade / droite		16	1
M-4382	straight / gerade / droite	9 mm	2	2
M-4300	straight / gerade / droite	9 mm	4	2
M-4324	straight / gerade / droite	9 mm	6	1
M-4320	straight / gerade / droite	12 mm	4	2
M-4384	straight / gerade / droite	12 mm	6	1
M-4304	L 90°, left / links / gauche	9 mm	4	1
M-4306	L 90°, right / rechts / droite	9 mm	4	1
M-4308	L 90°, left / links / gauche	12 mm	4	1
M-4310	L 90°, right / rechts / droite	12 mm	4	1
M-4334	Y / Y / en Y		5	1
M-4314	Y / Y / en Y	9 mm	5	1
M-4336	Y / Y / en Y	12 mm	5	1
M-4338	X / X / en X		6	1
M-4316	X / X / en X	9 mm	6	1
M-4340	X / X / en X	12 mm	6	1
M-4328	T / T / en T		5	1
M-4312	T / T / en T	9 mm	5	1

Storage Options in Standard Plate Module
Lagermöglichkeiten im Standard-Plattenmodul
Option stockage du module standard pour plaques

Grid Plates / Grid Platten / Plaques Grid

M-4364	square / quadratisch / carrée		4 (2x2)	1
M-4366	square / quadratisch / carrée		6 (3x2)	1
M-4374	rectangular / rechteckig / rectangulaire		8 (4x2)	1
M-4368	square / quadratisch / carrée		8 (4x2)	1
M-4370	rectangular / rechteckig / rectangulaire		4 (2x2)	1
M-4372	rectangular / rechteckig / rectangulaire		6 (3x2)	1

Optional storage possibility in the free space of the plate module /
Im Freifach optional lagerbar /
Stockage optionnel dans l'espace libre du module pour plaques

Cranial Plates / Kranialplatten / Plaques crâniennes

M-4330	T 100° left / links / gauche	12 mm	5	
M-4332	T 100° right / rechts / droite	12 mm	5	
M-4386	Double / Doppel / en double T	12 mm	4	
M-4388	Double / Doppel / en double T		6	

Orbital Plates / Orbitaplaten / Plaques orbitaires

M-4344	curved / gebogen / courbée		6	
M-4346	curved / gebogen / courbée		8	

Burr Hole Cover Plates / Bohrlochabdeckplatten / Plaques rondes pour trou de trépan

M-4348	for / für / pour Ø 7 mm		6	
M-4350	for / für / pour Ø 14 mm		6	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

Plate Holding and Positioning Instrument / Plattenhalte- und Positionierinstrument / Instrument pour prendre et positionner les plaques

M-2173		1
--------	--	---

Plate and Screw Holding Forceps / Platten- und Schraubenhaltepinzette / Pince porte plaque et vis

A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	1
--------	--------------------------------	---

Depth Gauge / Tiefenmessgerät / Jauge de profondeur

M-2250	complete / komplett / complète	1
M-2250.1	caliper (spare part) / Tastspitze (Ersatzteil) / palpeur (pièce de rechange)	

Drill Stop Guide / Bohrerführung, mit Stopp / Guide-foret avec stop

M-2193	adjustable / verstellbar / réglable	
--------	-------------------------------------	--

Plate Bending Pliers / Plattenbiegeezangen / Pince à plier les plaques

M-2183	three prongs / Aderer modifiziert / pince tripode	1
M-2100	flat nose / flach / mors plat	2
M-2150	with Vario pin / mit Vario Pin / avec pin Vario 0.9/1.2 – 2.0	2

Plate Cutting Pliers / Plattenschneidezangen / Pincen coupe plaques

M-2110	Vario	1
M-2510	inserts for / Einsätze für / inserts pour M-2110	
M-2170	large / gross / grand	

2.0 Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis

M-2113	HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2143	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2103	with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

2.0 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2503		
--------	--	--

2.0 Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis

M-2663	HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	
M-2523	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	
M-2513	for / für / pour M-2553	

2.0 Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur

M-2553	for / für / pour M-2103	
--------	-------------------------	--

Reposition Forceps / Repositionsklemme / Pince de repositionnement


M-2190		
--------	--	--

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Implant Container SpeedTip Screws 2.0

Container SpeedTip Schrauben 2.0
Container pour vis SpeedTip 2.0

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6413 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling / SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / Vis SpeedTip, autoforantes

	HD 6			
5 mm	M-5243.05	2	M-5143.05	2
6 mm	M-5243.06	2	M-5143.06	2
7 mm	M-5243.07	2	M-5143.07	2
8 mm	M-5243.08	2	M-5143.08	2
9 mm	M-5243.09	1	M-5143.09	1
10 mm	M-5243.10	1	M-5143.10	1
11 mm	M-5243.11	1	M-5143.11	1
12 mm	M-5243.12	1	M-5143.12	1
13 mm	M-5243.13	1	M-5143.13	1
15 mm	M-5243.15	1	M-5143.15	1

2.3 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 6			
5 mm	M-5250.05	1	M-5150.05	1
7 mm	M-5250.07	1	M-5150.07	1
9 mm	M-5250.09	1	M-5150.09	1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Implant Container IMF 2.0

Implantatcontainer IMF 2.0
Container d'implants IMF 2.0

Standard Container for Plates and Screws
Standardcontainer für Platten und Schrauben
Container standard pour plaques et vis

Art. No. / Art. Nr. / No d'article M-6393 (empty/leer/vide)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 2.0 mm					
M-3213	1.6	20 mm	80 mm	Dental	1
M-3203	1.6	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

Titanium Arch Bar / Titan-Sprossenschiene / Arc dentaire en titane à échelons

M-4450	129 mm	2
--------	--------	---

Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

2.0 IMF SpeedTip Screws / IMF SpeedTip Schrauben / Vis IMF SpeedTip without / ohne / sans plateau

	HD 6			
8 mm	M-5248.08	2	M-5148.08	2
11 mm	M-5248.11	2	M-5148.11	2
14 mm	M-5248.14	2	M-5148.14	2

2.0 IMF SpeedTip Screws / IMF SpeedTip Schrauben / Vis IMF SpeedTip with / mit / avec plateau

	HD 6			
8 mm	M-5249.08	2	M-5149.08	2
11 mm	M-5249.11	2	M-5149.11	2

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

2.0 Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis

M-2113	HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2143	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2103	with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

2.0 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2503

2.0 Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis

M-2663	HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2523	self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2513	for / für / pour M-2553	

2.0 Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur

M-2553 for / für / pour M-2103

Beebe Wire Cutting Scissors / Beebe Drahtschere / Ciseaux de Beebe

M-2210 1

Halstead-Mosquito Haemostatic Forceps / Halstead-Mosquito Arterienklemme / Pince hémostatique de Halstead-Mosquito

M-2230

Korkhaus Wire Ligature Forceps / Korkhaus Draht-Ligaturzange / Pince à ligature de Korkhaus

M-2220 2

Luniatschek / Luniatschek / Directeur gauge Luniatschek

M-2240 tip width / Spitzenbreite / largeur de la pointe 2.5 mm 1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Implant Container MODUS Trauma 2.0

Implantatcontainer MODUS Trauma 2.0
Container d'implants MODUS Trauma 2.0

Standard Container for Plates and Screws
Standard Container für Platten und Schrauben
Container standard pour plaques et vis

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6343 (empty/leer/vide)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 2.0 mm / (Ø 2.3 mm)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
M-3183	1.5	7 mm	37 mm Dental	1
M-3173	1.5	7 mm	50 mm Stryker J-Latch	1
M-3133	1.5	10 mm	70 mm Dental	1
M-3113	1.5	10 mm	83 mm Stryker J-Latch	1
M-3213	1.6	20 mm	80 mm Dental	1
M-3203	1.6	20 mm	93 mm Stryker J-Latch	1
M-3293	1.6	25 mm	55 mm Dental	1
M-3243	1.6	25 mm	80 mm Dental	1
M-3223	1.6	25 mm	93 mm Stryker J-Latch	1
M-3153	2.0	20 mm	80 mm Dental	1
M-3143	2.0	20 mm	93 mm Stryker J-Latch	1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

2.0 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
4 mm	M-5240.04	2	M-5140.04	2
5 mm	M-5240.05	4	M-5140.05	4
6 mm	M-5240.06	4	M-5140.06	4
7 mm	M-5240.07	4	M-5140.07	4
8 mm	M-5240.08	2	M-5140.08	2
9 mm	M-5240.09	1	M-5140.09	1
10 mm	M-5240.10	1	M-5140.10	1
11 mm	M-5240.11	1	M-5140.11	1
13 mm	M-5240.13	1	M-5140.13	1
15 mm	M-5240.15	1	M-5140.15	1
17 mm	M-5240.17	1	M-5140.17	1
19 mm	M-5240.19	1	M-5140.19	1

2.3 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
5 mm	M-5250.05	1	M-5150.05	1
7 mm	M-5250.07	1	M-5150.07	1
9 mm	M-5250.09	1	M-5150.09	1

Optional / Optional / Optionnel

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling / SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / Vis SpeedTip, autoforantes

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
5 mm	M-5243.05	2	M-5143.05	2
6 mm	M-5243.06	4	M-5143.06	4
7 mm	M-5243.07	4	M-5143.07	4
8 mm	M-5243.08	1	M-5143.08	1
9 mm	M-5243.09	1	M-5143.09	1
10 mm	M-5243.10	1	M-5143.10	1
11 mm	M-5243.11	1	M-5143.11	1
13 mm	M-5243.13	1	M-5143.13	1
15 mm	M-5243.15	1	M-5143.15	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

Cranial Plates / Kranialplatten / Plaques crâniennes

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
M-4816	X / X / en X	9 mm	6	1
M-4866	L 100°, left / links / gauche	15 mm	6	1
M-4868	L 100°, right / rechts / droite	15 mm	6	1
M-4814	Y / Y / en Y	9 mm	5	1
M-4800	straight / gerade / droite	9 mm	4	1
M-4820	straight / gerade / droite	12 mm	4	1
M-4864	straight / gerade / droite		20	1

Orbital Plate / Orbitaplatte / Plaque orbitaire

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
M-4846	curved / gebogen / courbée		8	1

Mandibular Plates, Pre-Bent 70° / Mandibularplatten, gedreht 70° / Plaques mandibulaires, préformées 70°

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
M-4378	left / links / gauche	9 mm	6	1
M-4380	right / rechts / droite	9 mm	6	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

**Grid Compression Plates / Grid Kompressionsplatten /
Plaques Grid à compression**

M-4882			4 (2+2)	1
M-4884			8 (4+4)	1
M-4886	asymmetrical / asymmetrisch / asymétrique		8 (4+4)	1

Fragment Grid Plate / Trümmerfrakturenplatte / Plaque Grid pour fragments

M-4888			10 (5x2)	1
--------	--	--	----------	---

**Zygomatic Compression Plate / Zygoma Kompressionsplatte /
Plaque Zygoma à compression**

M-4376			4	1
--------	--	--	---	---

Optional storage possibility in the free space of the plate module /
Im Freifach optional lagerbar /
Stockage optionnel dans l'espace libre du module pour plaques

Cranial Plates / Kranialplatten / Plaques crâniennes

M-4824	straight / gerade / droite	9 mm	2	
M-4826	straight / gerade / droite	12 mm	6	
M-4830	L 90°, left / links / gauche		4	
M-4832	L 90°, right / rechts / droite		4	
M-4804	L 90°, left / links / gauche	9 mm	4	
M-4806	L 90°, right / rechts / droite	9 mm	4	
M-4838	X / X / en X		6	
M-4840	X / X / en X	12 mm	6	
M-4808	L 90°, left / links / gauche	12 mm	5	
M-4810	L 90°, right / rechts / droite	12 mm	5	
M-4834	Y / Y / en Y		5	
M-4836	Y / Y / en Y	12 mm	5	

Orbital Plate / Orbitaplatte / Plaque orbitaire

M-4844	curved / gebogen / courbée		6	
--------	----------------------------	--	---	--

**Grid Compression Plate / Grid Kompressionsplatte /
Plaque Grid à compression**

M-4892	wide / breit / large		8 (4+4)	
--------	----------------------	--	---------	--

Grid Plates / Grid Platten / Plaques Grid

M-4870	square / quadratisch / carrée		4 (2x2)	
M-4872	square / quadratisch / carrée		6 (3x2)	
M-4880	rectangular / rechteckig / rectangulaire		8 (4x2)	
M-4874	square / quadratisch / carrée		8 (4x2)	
M-4876	rectangular / rechteckig / rectangulaire		4 (2x2)	
M-4878	rectangular / rechteckig / rectangulaire		6 (3x2)	

Fragment Grid Plate / Trümmerfrakturenplatte / Plaque Grid pour fragments

M-4890			20 (10x2)	
--------	--	--	-----------	--

**T.C.P. Trapezoid Condyle Plates / Kondylusplatten, trapezoid /
Plaques condyliennes, trapézoïdales**

M-4852			4	1
M-4854	pre-shaped / vorgeformt / préformée		4	1
M-4858			9	1
M-4860	pre-shaped / vorgeformt / préformée		9	1

**Delta Condyle Compression Plate / Delta Kondylus Kompressionsplatte /
Plaque Delta à compression, condyle**

M-4894			4	1
--------	--	--	---	---

**Pencilbone Compression Plates / Pencilbone Kompressionsplatten / Plaques
Pencilbone à compression**

M-4390		6 mm	8	
M-4392		9 mm	8	
M-4394		12 mm	10	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

**Plate Holding and Positioning Instrument / Plattenhalte- und Positionierinstrument /
Instrument pour prendre et positionner les plaques**

M-2173		1
--------	--	---

**Plate and Screw Holding Forceps / Platten- und Schraubenhaltepinzette /
Pince porte plaque et vis**

A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	1
--------	--------------------------------	---

Depth Gauge / Tiefenmessgerät / Jauge de profondeur

M-2250	complete / komplett / complète	1
M-2250.1	caliper (spare part) / Tastspitze (Ersatzteil) / palpeur (pièce de rechange)	

Drill Stop Guide / Bohrerführung, mit Stopp / Guide-foret avec stop

M-2193	adjustable / verstellbar / réglable	
--------	-------------------------------------	--

Plate Bending Pliers / Plattenbiegezeugen / Pince à plier les plaques

M-2183	three prongs / Aderer modifiziert / pince tripode	1
M-2100	flat nose / flach / mors plat	2
M-2150	with Vario pin / mit Vario Pin / avec pin Vario 0.9/1.2 – 2.0	2
M-2180	90°	

Plate Cutting Pliers / Plattenschneidezangen / Pinces coupe plaques

M-2110	Vario	1
M-2510	inserts for / Einsätze für / inserts pour M-2110	
M-2170	large / gross / grande	

2.0 Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis

M-2113	HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2143	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2103	with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

2.0 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2503		
--------	--	--

2.0 Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis

M-2663	HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2523	self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2513	for / für / pour M-2553	

2.0 Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur

M-2553	for / für / pour M-2103	
--------	-------------------------	--

Reposition Forceps / Repositionsklemme / Pince de repositionnement

M-2190		
--------	--	--

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Implant Container MODUS OSS 2.0

Implantatcontainer MODUS OSS 2.0
Container d'implants MODUS OSS 2.0

Standard Container for Plates and Screws
Standardcontainer für Platten und Schrauben
Container standard pour plaques et vis

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6333 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

2.0 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 6			
4 mm	M-5240.04	2	M-5140.04	2
5 mm	M-5240.05	4	M-5140.05	4
6 mm	M-5240.06	4	M-5140.06	4
7 mm	M-5240.07	4	M-5140.07	4
8 mm	M-5240.08	2	M-5140.08	2
9 mm	M-5240.09	1	M-5140.09	1
11 mm	M-5240.11	1	M-5140.11	1
13 mm	M-5240.13	1	M-5140.13	1
19 mm	M-5240.19	1	M-5140.19	1
21 mm	M-5240.21	1	M-5140.21	1
23 mm	M-5240.23	1	M-5140.23	1

2.3 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 6			
5 mm	M-5250.05	1	M-5150.05	1
7 mm	M-5250.07	1	M-5150.07	1

Optional / Optional / Optionnel

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling / SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / Vis SpeedTip, autoforantes

	HD 6			
5 mm	M-5243.05		M-5143.05	
6 mm	M-5243.06		M-5143.06	
7 mm	M-5243.07		M-5143.07	
8 mm	M-5243.08		M-5143.08	
9 mm	M-5243.09		M-5143.09	
11 mm	M-5243.11		M-5143.11	
13 mm	M-5243.13		M-5143.13	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 2.0 mm / (Ø 2.3 mm)

M-3183	1.5	7 mm	37 mm	Dental	1
M-3173	1.5	7 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3133	1.5	10 mm	70 mm	Dental	1
M-3113	1.5	10 mm	83 mm	Stryker J-Latch	1
M-3213	1.6	20 mm	80 mm	Dental	1
M-3203	1.6	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1
M-3293	1.6	25 mm	55 mm	Dental	1
M-3243	1.6	25 mm	80 mm	Dental	1
M-3223	1.6	25 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1
M-3153	2.0	20 mm	80 mm	Dental	1
M-3143	2.0	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

Sagittal Split Plates / Dysgnathieplatten / Plaques sagittales

M-4776	adjustable, short / einstellbar, kurz / ajustable, courte	18 mm	6	2
M-4774	adjustable, long / einstellbar, lang / ajustable, longue	24 mm	8	2
M-4761	closed, short / geschlossen, kurz / fermée, courte	12 mm	6	
M-4762	closed, long / geschlossen, lang / fermée, longue	20 mm	6	

Sliders, fenestrated / Gleiter, gefenstert / Rondelles de glissement, fenêtrées

M-5242.07	 HD6, Ø 2.0 mm		7	2
M-5142.07	 Ø 2.0 mm		7	2
M-5252.07	 HD6, Ø 2.3 mm		7	2
M-5152.07	 Ø 2.3 mm		7	2

Cranial Plates / Kranialplatten / Plaques crâniennes

M-4718	straight / gerade / droite		4	2
M-4722	straight / gerade / droite		6	
M-4702	straight / gerade / droite		8	2
M-4764	straight / gerade / droite		20	1
M-4700	straight / gerade / droite	9 mm	4	2
M-4724	straight / gerade / droite	9 mm	6	2
M-4720	straight / gerade / droite	12 mm	4	2
M-4704	L 90°, left / links / gauche	9 mm	4	
M-4706	L 90°, right / rechts / droite	9 mm	4	
M-4708	L 90°, left / links / gauche	12 mm	4	1
M-4710	L 90°, right / rechts / droite	12 mm	4	1
M-4766	L 100°, left / links / gauche	15 mm	6	1
M-4768	L 100°, right / rechts / droite	15 mm	6	1
M-4734	Y / Y / en Y		5	1
M-4736	Y / Y / en Y	12 mm	5	1
M-4716	X / X / en X	9 mm	6	1
M-4770	X / X / en X	17 mm	6	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

Plate Holding and Positioning Instrument / Plattenhalte- und Positionierinstrument / Instrument pour prendre et positionner les plaques

M-2173	for / für / pour 2.0	
M-2273	for / für / pour OSS 2.0	1

Plate and Screw Holding Forceps / Platten- und Schraubenhaltepinzette / Pince porte plaque et vis

A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	1
--------	--------------------------------	---

Depth Gauge / Tiefenmessgerät / Jauge de profondeur

M-2250	complete / komplett / complète	1
M-2250.1	caliper (spare part) / Tastschuppe (Ersatzteil) / palpeur (pièce de rechange)	

Drill Stop Guide / Bohrerführung, mit Stopp / Guide-foret avec stop

M-2193	adjustable / verstellbar / réglable	
--------	-------------------------------------	--

Plate Bending Pliers / Plattenbiegeezangen / Pince à plier les plaques

M-2183	three prongs / Aderer modifiziert / pince tripode	1
M-2100	flat nose / flach / mors plat	
M-2150	with Vario pin / mit Vario Pin / avec pin Vario 0.9/1.2 – 2.0	2
M-2180	90°	1

Plate Cutting Pliers / Plattenschneidezangen / Pincettes coupe plaques

M-2110	Vario	1
M-2510	inserts for / Einsätze für / inserts pour M-2110	
M-2170	large / gross / grande	

2.0 Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis

M-2113	 HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2143	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2103	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

2.0 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2503		
--------	--	--

2.0 Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis

M-2663	 HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	
M-2523	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	
M-2513	 for / für / pour M-2553	

2.0 Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur

M-2553	for / für / pour M-2103	
--------	-------------------------	--

Reposition Forceps / Repositionsklemme / Pince de repositionnement

M-2190		
--------	--	--

Plate-to-Bone Positioning Forceps / Plattenanlegezange / Pince pour positionner les plaques sur l'os

M-2200		
--------	--	--

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Contents Inhalt Contenu	Page Seite Page
Screws Ø 0.9 – Ø 2.3 Schrauben Ø 0.9 – Ø 2.3 Vis Ø 0.9 – Ø 2.3	61–64
Mesh Mesh Mesh	65–67
Twist Drills Spiralbohrer Forets	68–70
Set List Mesh Setliste Mesh Liste du set Mesh	71–72
Instruments Instrumente Instruments	116–133
Sterilization, Organization, Storing Sterilisation, Organisation, Lagerung Stérilisation, Rangement, Stockage	134–145

0.9 Cortical Screws, Cross-Drive

0.9 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz
0.9 Vis corticales, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
2 mm	M-5100.02/1	1	M-5100.02	5	0.9/1.2 Mesh
3 mm	M-5100.03/1	1	M-5100.03	5	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
4 mm	M-5100.04/1	1	M-5100.04	5	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
5 mm	M-5100.05/1	1	M-5100.05	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh



Ø 0.9 mm

1.2 Cortical Screws, Cross-Drive

1.2 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz
1.2 Vis corticales, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
2 mm	M-5110.02/1	1	M-5110.02	5	0.9/1.2 Mesh
3 mm	M-5110.03/1	1	M-5110.03	5	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
4 mm	M-5110.04/1	1	M-5110.04	5	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
5 mm	M-5110.05/1	1	M-5110.05	5	0.9/1.2 BFS 0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh



Ø 1.2 mm

1.5 Cortical Screws, HexaDrive 4

1.5 Kortikalisschrauben, HexaDrive 4
1.5 Vis corticales, HexaDrive 4

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
3 mm	M-5220.03/1	1	M-5220.03	5	1.5 OPS 1.5 Mesh
4 mm	M-5220.04/1	1	M-5220.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5220.05/1	1	M-5220.05	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5220.06/1	1	M-5220.06	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh



Ø 1.5 mm

1.5 Cortical Screws, Cross-Drive

1.5 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz
1.5 Vis corticales, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
3 mm	M-5120.03/1	1	M-5120.03	5	1.5 OPS 1.5 Mesh
4 mm	M-5120.04/1	1	M-5120.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5120.05/1	1	M-5120.05	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5120.06/1	1	M-5120.06	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh



Ø 1.5 mm

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling, HexaDrive 4

1.5 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, HexaDrive 4
1.5 Vis SpeedTip, autoforantes, HexaDrive 4

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5223.04/1	1	M-5223.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5223.05/1	1	M-5223.05	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5223.06/1	1	M-5223.06	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh

Also available: container for all SpeedTip screws 1.5 (M-6412) → page 33 / Optional erhältlich: Container für alle SpeedTip Schrauben 1.5 (M-6412) → Seite 33 /
Disponible en option : Container pour toutes les vis SpeedTip 1.5 (M-6412) → page 33

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling, Cross-Drive

1.5 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, Kreuzschlitz
1.5 Vis SpeedTip, autoforantes, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5121.04/1	1	M-5121.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5121.05/1	1	M-5121.05	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5121.06/1	1	M-5121.06	5	1.5 BFS 1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
7 mm	M-5121.07/1	1	M-5121.07	5	1.5 BFS 1.5
9 mm*	M-5121.09/1	1	M-5121.09	5	BFS 1.5

Also available: container for all SpeedTip screws 1.5 (M-6412) → page 33 / Optional erhältlich: Container für alle SpeedTip Schrauben 1.5 (M-6412) → Seite 33 /
Disponible en option : Container pour toutes les vis SpeedTip 1.5 (M-6412) → page 33

* Storage only in container for SpeedTip screws 1.5 (M-6412) / Nur im Container für SpeedTip Schrauben 1.5 (M-6412) lagerbar /
Possibilité de stockage seulement dans le container pour vis SpeedTip 1.5 (M-6412)

1.5 Cortical Screws, Self-Drilling, Cross-Drive

1.5 Kortikalisschrauben, selbstbohrend, Kreuzschlitz
1.5 Vis corticales, autoforantes, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5123.04/1	1	M-5123.04	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
5 mm	M-5123.05/1	1	M-5123.05	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
6 mm	M-5123.06/1	1	M-5123.06	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh

1.8 Cortical Screw, HexaDrive 4 (Emergency)

1.8 Kortikalisschraube, HexaDrive 4 (Notfall)

1.8 Vis corticale, HexaDrive 4 (de secours)

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5230.05/1	1	M-5230.05	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh



Ø 1.8 mm

1.8 Cortical Screw, Cross-Drive (Emergency)

1.8 Kortikalisschraube, Kreuzschlitz (Notfall)

1.8 Vis corticale, empreinte cruciforme (de secours)

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5130.05/1	1	M-5130.05	5	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh



Ø 1.8 mm

2.0 Cortical Screws, HexaDrive 6

2.0 Kortikalisschrauben, HexaDrive 6

2.0 Vis corticales, HexaDrive 6

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5240.04/1	1	M-5240.04	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
5 mm	M-5240.05/1	1	M-5240.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
6 mm	M-5240.06/1	1	M-5240.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh



Ø 2.0 mm

2.0 Cortical Screws, Cross-Drive

2.0 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz

2.0 Vis corticales, empreinte cruciforme

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5140.04/1	1	M-5140.04	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
5 mm	M-5140.05/1	1	M-5140.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
6 mm	M-5140.06/1	1	M-5140.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh



Ø 2.0 mm

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling, HexaDrive 6

2.0 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, HexaDrive 6
2.0 Vis SpeedTip, autoforantes, HexaDrive 6

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5243.05/1	1	M-5243.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
6 mm	M-5243.06/1	1	M-5243.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh

Also available: container (M-6413) for SpeedTip screws 2.0 (for all length, except for 14 mm / 16 mm) → page 54 / Optional erhältlich: Container (M-6413) für SpeedTip Schrauben 2.0 (für alle Längen, ausgenommen 14 mm / 16 mm) → Seite 54 / Disponible en option : Container (M-6413) pour vis SpeedTip 2.0 (pour toutes longueurs, excepté pour 14 mm / 16 mm) → page 54

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling, Cross-Drive

2.0 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, Kreuzschlitz
2.0 Vis SpeedTip, autoforantes, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5143.05/1	1	M-5143.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
6 mm	M-5143.06/1	1	M-5143.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh

Also available: container (M-6413) for SpeedTip screws 2.0 (for all lengths, except for 14 mm / 16 mm) → page 54 / Optional erhältlich: Container (M-6413) für SpeedTip Schrauben 2.0 (für alle Längen, ausgenommen 14 mm / 16 mm) → Seite 54 / Disponible en option : Container (M-6413) pour vis SpeedTip 2.0 (pour toutes longueurs, excepté pour 14 mm / 16 mm) → page 54

2.3 Cortical Screw, HexaDrive 6 (Emergency)

2.3 Kortikalisschraube, HexaDrive 6 (Notfall)
2.3 Vis corticale, HexaDrive 6 (de secours)

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5250.05/1	1	M-5250.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh

2.3 Cortical Screw, Cross-Drive (Emergency)


2.3 Kortikalisschraube, Kreuzschlitz (Notfall)
2.3 Vis corticale, empreinte cruciforme (de secours)

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5150.05/1	1	M-5150.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh

Mesh

Mesh
MeshMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.1 mm / 0.2 mm


Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Screws Ø Schrauben Ø Vis	Size Grösse Dimensions	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4400	0.9/1.2	55 × 55 × 0.1 mm	1	Mesh
M-4406	0.9/1.2	55 × 55 × 0.2 mm	1	Mesh
M-4402	0.9/1.2	55 × 110 × 0.1 mm	1	Mesh
M-4408	0.9/1.2	55 × 110 × 0.2 mm	1	Mesh
M-4404	0.9/1.2	90 × 150 × 0.1 mm	1	Mesh
M-4410	0.9/1.2	90 × 150 × 0.2 mm	1	Mesh

For Vario Mesh 0.9/1.2 → page 67 / Für Vario Mesh 0.9/1.2 → Seite 67 / Pour Vario Mesh 0.9/1.2 → page 67

Mesh

Mesh
Mesh

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.1 mm / 0.2 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Screws Ø Schrauben Ø Vis	Size Grösse Dimensions	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4412	1.5	55 × 55 × 0.1 mm	1	Mesh
M-4418	1.5	55 × 55 × 0.2 mm	1	Mesh
M-4414	1.5	55 × 110 × 0.1 mm	1	Mesh
M-4420	1.5	55 × 110 × 0.2 mm	1	Mesh
M-4416	1.5	90 × 150 × 0.1 mm	1	Mesh
M-4422	1.5	90 × 150 × 0.2 mm	1	Mesh

For Vario Mesh 1.5 → page 67 / Für Vario Mesh 1.5 → Seite 67 / Pour Vario Mesh 1.5 → page 67

Vario Mesh

Vario Mesh
Vario Mesh

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.3 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Screws Ø Schrauben Ø Vis	Size Grösse Dimensions	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4424	0.9 / 1.2 / 1.5 / 2.0	55 x 55 x 0.3 mm	1	Mesh
M-4426	0.9 / 1.2 / 1.5 / 2.0	55 x 110 x 0.3 mm	1	Mesh

Twist Drills for Screws Ø 0.9 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 0.9 mm
Forets pour vis Ø 0.9 mm

Ø 0.6 mm



M-3271



M-3221

Ø 0.7 mm



M-3281



M-3231

Ø 0.75 mm



M-3291



M-3321 *



M-3311 *

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3271	0.6	3 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3221	0.6	3 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3281	0.7	5 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3231	0.7	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3291	0.75	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 Mesh
M-3321 *	0.75	12 mm	80 mm	Dental	1	0.9/1.2 Mesh
M-3311 *	0.75	12 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 Mesh

* For use with drill stop guide M-2191 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2191 / A utiliser avec le guide-foret M-2191

Twist Drills for Screws Ø 1.2 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 1.2 mm
Forets pour vis Ø 1.2 mm

Ø 0.9 mm



M-3331



M-3251

Ø 1.0 mm



M-3371 *



M-3361 *

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3331	0.9	5 mm	37 mm	Dental	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3251	0.9	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 CFS 1.8 Mesh
M-3371 *	1.0	12 mm	80 mm	Dental	1	0.9/1.2 Mesh
M-3361 *	1.0	12 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	0.9/1.2 Mesh

* For use with drill stop guide M-2191 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2191 / A utiliser avec le guide-foret M-2191

Twist Drills for Screws Ø 1.5 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 1.5 mm
Forets pour vis Ø 1.5 mm

Ø 1.1 mm



M-3192



M-3172

Ø 1.25 mm



M-3262 *



M-3252 *

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3192	1.1	5 mm	37 mm	Dental	1	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
M-3172	1.1	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	1.5 Neuro 1.5 OPS 1.5 Mesh
M-3262 *	1.25	16 mm	80 mm	Dental	1	1.5 Mesh
M-3252 *	1.25	16 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	1.5 Mesh

* For use with drill stop guide M-2192 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2192 / A utiliser avec le guide-foret M-2192

Twist Drills for Screws Ø 2.0 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.0 mm
Forets pour vis Ø 2.0 mm

Ø 1.5 mm



M-3183



M-3173

Ø 1.6 mm



M-3213 *



M-3203 *

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3183	1.5	7 mm	37 mm	Dental	1	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
M-3173	1.5	7 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 Mesh
M-3213 *	1.6	20 mm	80 mm	Dental	1	2.0 Trauma 2.0 IMF 2.0 OSS 2.0 Mesh
M-3203 *	1.6	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1	2.0 Trauma 2.0 IMF 2.0 OSS 2.0 Mesh

* For use with drill stop guide M-2193 / Verwendbar mit Bohrerführung M-2193 / A utiliser avec le guide-foret M-2193

Implant Container MODUS Mesh

Implantatcontainer MODUS Mesh
Container d'implants MODUS Mesh

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6304 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

0.9 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

2 mm			 M-5100.02	2
3 mm			M-5100.03	2
4 mm			M-5100.04	2
5 mm			M-5100.05	2

1.2 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

2 mm			 M-5110.02	2
3 mm			M-5110.03	2
4 mm			M-5110.04	2
5 mm			M-5110.05	2

1.5 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	 HD 4			
3 mm	M-5220.03	2	M-5120.03	2
4 mm	M-5220.04	2	M-5120.04	2
5 mm	M-5220.05	2	M-5120.05	2
6 mm	M-5220.06	2	M-5120.06	2

1.8 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	 HD 4			
5 mm	M-5230.05	1	M-5130.05	1

2.0 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	 HD 6			
4 mm	M-5240.04	2	M-5140.04	2
5 mm	M-5240.05	2	M-5140.05	2
6 mm	M-5240.06	2	M-5140.06	2

2.3 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	 HD 6			
5 mm	M-5250.05	1	M-5150.05	1

Optional / Optional / Optionnel

1.5 SpeedTip Screws, Self-Drilling / 1.5 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / 1.5 Vis SpeedTip, autoforantes

	 HD 4			
4 mm	M-5223.04		M-5121.04	
5 mm	M-5223.05		M-5121.05	
6 mm	M-5223.06		M-5121.06	

1.5 Cortical Screws, Self-Drilling / 1.5 Kortikalisschrauben, selbstbohrend / 1.5 Vis corticales, autoforantes

				
4 mm			M-5123.04	
5 mm			M-5123.05	
6 mm			M-5123.06	

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling / 2.0 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend / 2.0 Vis SpeedTip, autoforantes

	 HD 6			
5 mm	M-5243.05		M-5143.05	
6 mm	M-5243.06		M-5143.06	

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 0.9 mm

M-3271	0.6	3 mm	37 mm	Dental	1
M-3221	0.6	3 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3281	0.7	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3231	0.7	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3291	0.75	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	
M-3321	0.75	12 mm	80 mm	Dental	
M-3311	0.75	12 mm	93 mm	Stryker J-Latch	

Ø 1.2 mm

M-3331	0.9	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3251	0.9	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3371	1.0	12 mm	80 mm	Dental	
M-3361	1.0	12 mm	93 mm	Stryker J-Latch	

Ø 1.5 mm

M-3192	1.1	5 mm	37 mm	Dental	1
M-3172	1.1	5 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3262	1.25	16 mm	80 mm	Dental	1
M-3252	1.25	16 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1

Ø 2.0 mm

M-3183	1.5	7 mm	37 mm	Dental	1
M-3173	1.5	7 mm	50 mm	Stryker J-Latch	1
M-3213	1.6	20 mm	80 mm	Dental	1
M-3203	1.6	20 mm	93 mm	Stryker J-Latch	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

Mesh for screws / Mesh für Schrauben / Mesh pour vis 0.9/1.2

M-4400	55 × 55 × 0.1 mm	
M-4406	55 × 55 × 0.2 mm	
M-4402	55 × 110 × 0.1 mm	
M-4408	55 × 110 × 0.2 mm	
M-4404	90 × 150 × 0.1 mm	1
M-4410	90 × 150 × 0.2 mm	1

Mesh for screws / Mesh für Schrauben / Mesh pour vis 1.5

M-4412	55 × 55 × 0.1 mm	
M-4418	55 × 55 × 0.2 mm	
M-4414	55 × 110 × 0.1 mm	
M-4420	55 × 110 × 0.2 mm	
M-4416	90 × 150 × 0.1 mm	1
M-4422	90 × 150 × 0.2 mm	1

Vario Mesh for screws / Vario Mesh für Schrauben / Vario Mesh pour vis 0.9/1.2 – 2.0

M-4424	55 × 55 × 0.3 mm	
M-4426	55 × 110 × 0.3 mm	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

Mesh Cutting Pliers / Mesh-Schneidezange / Pince coupe Mesh

M-2104		1
--------	--	---

Modeling Pliers for Plates and Mesh / Konturierzange für Platten und Mesh / Pince de modelage pour plaques et Mesh

M-2160	200 mm, without inserts / ohne Einsätze / sans inserts	1
--------	--	---

Pair of Modeling Inserts / Konturiereinsätze / Inserts de modelage for / für / pour M-2160

M-2540	curvature / Wölbung / voussure 15 mm	1
M-2520	curvature / Wölbung / voussure 30 mm	1
M-2530	curvature / Wölbung / voussure 50 mm	1

Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis 0.9/1.2

M-2141	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2101	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis 0.9/1.2

M-2501	
--------	--

Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis 0.9/1.2

M-2521	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2511	 for / für / pour M-2551	

Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur 0.9/1.2

M-2551	for / für / pour M-2102
--------	-------------------------

Screwdrivers 1.5 / Schraubendreher 1.5 / Tournevis 1.5

M-2112	 HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2142	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2102	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

Screwdriver Handle 1.5 / Schraubendrehergriff 1.5 / Manche de tournevis 1.5

M-2502	
--------	--

Screwdriver Blades 1.5 / Schraubendreherklingen 1.5 / Lames de tournevis 1.5

M-2662	 HD4, self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2522	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2512	 for / für / pour M-2552	

Tension Sleeve 1.5 / Spannhülse 1.5 / Manchon préhenseur 1.5

M-2552	for / für / pour M-2102
--------	-------------------------

Screwdrivers 2.0 / Schraubendreher 2.0 / Tournevis 2.0

M-2113	 HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2143	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2103	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

Screwdriver Handle 2.0 / Schraubendrehergriff 2.0 / Manche de tournevis 2.0

M-2503	
--------	--

Screwdriver Blades 2.0 / Schraubendreherklingen 2.0 / Lames de tournevis 2.0

M-2663	 HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2523	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2513	 for / für / pour M-2553	

Tension Sleeve 2.0 / Spannhülse 2.0 / Manchon préhenseur 2.0

M-2553	for / für / pour M-2103
--------	-------------------------

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Contents Inhalt Contenu	Page Seite Page
Screws Ø 2.0 Schrauben Ø 2.0 Vis Ø 2.0	75–76
Screws Ø 2.3 Schrauben Ø 2.3 Vis Ø 2.3	76–77
Screws Ø 2.5 Schrauben Ø 2.5 Vis Ø 2.5	77
Plates Platten Plaques	78–82
Twist Drills Spiralbohrer Forets	83–84
Set List MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5 Setliste MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5 Liste du set MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5	85–87
Instruments Instrumente Instruments	116–133
Sterilization, Organization, Storing Sterilisation, Organisation, Lagerung Stérilisation, Rangement, Stockage	134–145

2.0 TriLock Screws, HexaDrive 6

2.0 TriLock Schrauben, HexaDrive 6
2.0 Vis TriLock, HexaDrive 6

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Ø 2.0 mm

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5245.05/1	1	M-5245.05	5	TriLock
6 mm	M-5245.06/1	1	M-5245.06	5	TriLock
7 mm	M-5245.07/1	1	M-5245.07	5	TriLock
8 mm	M-5245.08/1	1	M-5245.08	5	TriLock
9 mm	M-5245.09/1	1	M-5245.09	5	TriLock
10 mm	M-5245.10/1	1	M-5245.10	5	TriLock
11 mm	M-5245.11/1	1	M-5245.11	5	TriLock *
12 mm	M-5245.12/1	1	M-5245.12	5	TriLock
13 mm	M-5245.13/1	1	M-5245.13	5	TriLock *

* Optional storage possibility in the free space for screws (with sticker) / Optionale Lagerungsmöglichkeit im freien Schraubenfeld (mit Sticker) / Possibilité de stockage optionnel dans l'espace libre pour vis (avec sticker)

2.0 Cortical Screws, HexaDrive 6

2.0 Kortikalisschrauben, HexaDrive 6
2.0 Vis corticales, HexaDrive 6

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Ø 2.0 mm

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	M-5240.04/1	1	M-5240.04	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock * Mesh
5 mm	M-5240.05/1	1	M-5240.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
6 mm	M-5240.06/1	1	M-5240.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
7 mm	M-5240.07/1	1	M-5240.07	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
8 mm	M-5240.08/1	1	M-5240.08	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
9 mm	M-5240.09/1	1	M-5240.09	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
10 mm	M-5240.10/1	1	M-5240.10	5	2.0 Trauma 2.0 TriLock
11 mm	M-5240.11/1	1	M-5240.11	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock *
12 mm	M-5240.12/1	1	M-5240.12	5	TriLock
13 mm	M-5240.13/1	1	M-5240.13	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock *
15 mm	M-5240.15/1	1	M-5240.15	5	2.0 Trauma 2.0 TriLock *
17 mm	M-5240.17/1	1	M-5240.17	5	2.0 Trauma 2.0 TriLock *
19 mm	M-5240.19/1	1	M-5240.19	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock *
21 mm	M-5240.21/1	1	M-5240.21	5	OSS 2.0 TriLock *
23 mm	M-5240.23/1	1	M-5240.23	5	OSS 2.0 TriLock *

* Optional storage possibility in the free space for screws (with sticker) / Optionale Lagerungsmöglichkeit im freien Schraubenfeld (mit Sticker) / Possibilité de stockage optionnel dans l'espace libre pour vis (avec sticker)

2.0 SpeedTip Screws, Self-Drilling, HexaDrive 6

2.0 SpeedTip Schrauben, selbstbohrend, HexaDrive 6
2.0 Vis SpeedTip, autoforantes, HexaDrive 6

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5243.05/1	1	M-5243.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
6 mm	M-5243.06/1	1	M-5243.06	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
7 mm	M-5243.07/1	1	M-5243.07	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
8 mm	M-5243.08/1	1	M-5243.08	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
9 mm	M-5243.09/1	1	M-5243.09	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
10 mm	M-5243.10/1	1	M-5243.10	5	2.0 Trauma 2.0 TriLock
11 mm	M-5243.11/1	1	M-5243.11	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock *
12 mm	M-5243.12/1	1	M-5243.12	5	TriLock
13 mm	M-5243.13/1	1	M-5243.13	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock *
14 mm	M-5243.14/1	1	M-5243.14	5	TriLock *
15 mm	M-5243.15/1	1	M-5243.15	5	2.0 Trauma 2.0 TriLock *
16 mm	M-5243.16/1	1	M-5243.16	5	TriLock *

* Optional storage possibility in the free space for screws (with sticker) / Optionale Lagerungsmöglichkeit im freien Schraubenfeld (mit Sticker) / Possibilité de stockage optionnel dans l'espace libre pour vis (avec sticker)

Also available: container (M-6413) for SpeedTip screws 2.0 (for all lengths, except for 14 mm / 16 mm) → page 54 / Optional erhältlich: Container (M-6413) für SpeedTip Schrauben 2.0 (für alle Längen, ausgenommen 14 mm / 16 mm) → Seite 54 / Disponible en option : Container (M-6413) pour vis SpeedTip 2.0 (pour toutes les longueurs, excepté pour 14 mm / 16 mm) → page 54

2.3 TriLock Screws, HexaDrive 6

2.3 TriLock Schrauben, HexaDrive 6
2.3 Vis TriLock, HexaDrive 6

Material / Material / Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
7 mm	M-5255.07/1	1	M-5255.07	5	TriLock
8 mm	M-5255.08/1	1	M-5255.08	5	TriLock
9 mm	M-5255.09/1	1	M-5255.09	5	TriLock
10 mm	M-5255.10/1	1	M-5255.10	5	TriLock
12 mm	M-5255.12/1	1	M-5255.12	5	TriLock
14 mm	M-5255.14/1	1	M-5255.14	5	TriLock
16 mm	M-5255.16/1	1	M-5255.16	5	TriLock

2.3 TriLock Cancellous Screws, HexaDrive 6

2.3 TriLock Spongiaschrauben, HexaDrive 6
2.3 Vis spongieuses TriLock, HexaDrive 6

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
10 mm	M-5256.10/1	1	M-5256.10	5	TriLock
12 mm	M-5256.12/1	1	M-5256.12	5	TriLock
14 mm	M-5256.14/1	1	M-5256.14	5	TriLock



Ø 2.3 mm

2.3 Cortical Screws, HexaDrive 6 (Emergency)

2.3 Kortikalisschrauben, HexaDrive 6 (Notfall)
2.3 Vis corticales, HexaDrive 6 (de secours)

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	M-5250.05/1	1	M-5250.05	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock Mesh
7 mm	M-5250.07/1	1	M-5250.07	5	2.0 Trauma 2.0 OSS 2.0 TriLock
9 mm	M-5250.09/1	1	M-5250.09	5	2.0 Trauma 2.0 TriLock
11 mm	M-5250.11/1	1	M-5250.11	5	TriLock *
12 mm	M-5250.12/1	1	M-5250.12	5	TriLock



Ø 2.3 mm

* Optional storage possibility in the free space for screws (with sticker) / Optionale Lagerungsmöglichkeit im freien Schraubenfeld (mit Sticker) / Possibilité de stockage optionnel dans l'espace libre pour vis (avec sticker)

2.5 TriLock Screws, HexaDrive 6

2.5 TriLock Schrauben, HexaDrive 6
2.5 Vis TriLock, HexaDrive 6

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
9 mm	M-5265.09/1	1	M-5265.09	5	TriLock
10 mm	M-5265.10/1	1	M-5265.10	5	TriLock
12 mm	M-5265.12/1	1	M-5265.12	5	TriLock
14 mm	M-5265.14/1	1	M-5265.14	5	TriLock
16 mm	M-5265.16/1	1	M-5265.16	5	TriLock




Ø 2.5 mm

TriLock Plates

TriLock Platten
Plaques TriLock

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4600	straight / gerade / droite	9 mm	2	1	TriLock
M-4604	straight / gerade / droite	9 mm	4	1	TriLock
M-4606	straight / gerade / droite	12 mm	4	1	TriLock
M-4602	straight / gerade / droite		4	1	TriLock
M-4608	straight / gerade / droite		6	1	TriLock
M-4610	straight / gerade / droite		20	1	TriLock
M-4622	L left 100° / L links 100° / en L gauche 100°	15 mm	6	1	TriLock
M-4624	L right 100° / L rechts 100° / en L droite 100°	15 mm	6	1	TriLock
M-4614	curved / gebogen / courbée		8	1	TriLock

TriLock Zygomatic Plate

TriLock Zygomaplatte
Plaque TriLock Zygoma


Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4612	4	1	TriLock

All featured plates (pages 78 – 82) are compatible with 2.0 / 2.3 / 2.5 TriLock and cortical screws / Alle aufgeführten Platten (Seiten 78 – 82) sind kompatibel mit 2.0 / 2.3 / 2.5 TriLock- und Kortikalisschrauben / Toutes les plaques mentionnées (pages 78 – 82) sont compatibles avec les vis TriLock et corticales 2.0 / 2.3 / 2.5

TriLock Grid Plates

TriLock Grid Platten
Plaque TriLock GridMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 1.0 mm


Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4626		4 (2x2)	1	TriLock
M-4628		8 (4x2)	1	TriLock
M-4630	asymmetric / asymmetrisch / asymétrique	8 (4x2)	1	TriLock
M-4632	square / quadratisch / carrée	6 (3x2)	1	TriLock
M-4634	square / quadratisch / carrée	8 (4x2)	1	TriLock
M-4636	curved / gebogen / courbée	12 (6x2)	1	TriLock

TriLock Plate

TriLock Platte
Plaque TriLockMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 1.3 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4640	straight / gerade / droite	9 mm	6	1	TriLock

TriLock Mandibular Angle Plates


TriLock Kieferwinkelplatten
Plaques TriLock, angle mandibulaireMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 1.3 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4644	right / rechts / droite	4	1	TriLock
M-4642	left / links / gauche	4	1	TriLock

TriLock Pencilbone Plates

TriLock Pencilbone Platten
Plaques TriLock Pencilbone

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.3 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4646	11 mm	8	1	TriLock
M-4650	11 mm	12	1	TriLock
M-4648	13 mm	10	1	TriLock

TriLock Condyle Plates

TriLock Kondylusplatten
Plaques TriLock, condyle

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.3 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4660	straight / gerade / droite	7 mm	4	1	TriLock
M-4662	straight / gerade / droite	9 mm	4	1	TriLock
M-4664	straight / gerade / droite	12 mm	4	1	TriLock

TriLock Condyle Plates

TriLock Kondylusplatten
Plaques TriLock, condyle

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.3 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4654	(T.C.P.) trapezoid / Trapezoid / trapézoïdale	4	1	TriLock
M-4656	(T.C.P.) trapezoid, anatomic / Trapezoid, anatomisch / trapézoïdale, anatomique	4	1	TriLock
M-4658	delta / Delta / delta	4	1	TriLock

TriLock Condyle Plates

TriLock Kondylusplatten
Plaques TriLock, condyleMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 1.5 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4690	5	1	TriLock
M-4692	6	1	TriLock

TriLock Mandibula Plates

TriLock Mandibulaplatten
Plaques TriLock mandibulairesMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid/semi-rigide/malléable
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 1.5 mm


Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4670	straight / gerade / droite		4	1	TriLock
M-4678	straight / gerade / droite		16	1	TriLock
M-4672	straight / gerade / droite	12 mm	4	1	TriLock
M-4674	straight / gerade / droite	18 mm	6	1	TriLock
M-4676	straight / gerade / droite	18 mm	8	1	TriLock

All featured plates (pages 78 – 82) are compatible with 2.0 / 2.3 / 2.5 TriLock and cortical screws / Alle aufgeführten Platten (Seiten 78 – 82) sind kompatibel mit 2.0 / 2.3 / 2.5 TriLock- und Kortikalisschrauben / Toutes les plaques mentionnées (pages 78 – 82) sont compatibles avec les vis TriLock et corticales 2.0 / 2.3 / 2.5


TriLock Mandibula Plates

TriLock Mandibulaplatten
Plaques TriLock mandibulaires


Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67),
semi-rigid / semi-rigide / malléable
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.5 mm



M-4682




M-4680



M-4684

right / rechts / droite



M-4688

left / links / gauche

48 mm

2:3

M-4686

165 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4682	angled 120° / gewinkelt 120° / angulée 120°		8	1	TriLock
M-4680	curved / gebogen / courbée	18 mm	8	1	TriLock
M-4684	curved / gebogen / courbée		16	1	TriLock
M-4686	left / links / gauche		24 (19+5)	1	TriLock
M-4688	right / rechts / droite		24 (19+5)	1	TriLock

Twist Drills for Screws Ø 2.0 mm and Cancellous Screws Ø 2.3

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.0 mm und Spongiosaschrauben Ø 2.3 mm
Forets pour vis Ø 2.0 mm et vis spongieuses Ø 2.3 mm

Ø 1.5 mm



M-3128



M-3108

Ø 1.6 mm



M-3148



M-3168

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3128	1.5	20 mm	97 mm	Dental	1	TriLock
M-3108	1.5	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	TriLock
M-3148	1.6	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	TriLock
M-3168	1.6	20 mm	97 mm	Dental	1	TriLock

Twist Drills for Screws Ø 2.3 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.3 mm
Forets pour vis Ø 2.3 mm

Ø 1.9 mm



M-3228



M-3208

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3228	1.9	20 mm	97 mm	Dental	1	TriLock
M-3208	1.9	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	TriLock

Twist Drills for Screws Ø 2.5 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.5 mm
Forets pour vis Ø 2.5 mm

Ø 2.0 mm



M-3268



M-3248


Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3268	2.0	20 mm	97 mm	Dental	1	Trauma 2.5 Reco 2.5 TriLock
M-3248	2.0	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	Trauma 2.5 Reco 2.5 TriLock

Implant Container MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5

Implantatcontainer MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5
Container d'implants MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5

Standard Container for Plates and Screws
Standardcontainer für Platten und Schrauben
Container standard pour plaques et vis

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6308 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--

2.0 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 6	
4 mm	M-5240.04	
5 mm	M-5240.05	2
6 mm	M-5240.06	2
7 mm	M-5240.07	2
8 mm	M-5240.08	2
9 mm	M-5240.09	1
10 mm	M-5240.10	1
11 mm	M-5240.11	
12 mm	M-5240.12	1
13 mm	M-5240.13	
15 mm	M-5240.15	
17 mm	M-5240.17	
19 mm	M-5240.19	
21 mm	M-5240.21	
23 mm	M-5240.23	

2.0 TriLock Screws / TriLock Schrauben / Vis TriLock

	HD 6	
5 mm	M-5245.05	2
6 mm	M-5245.06	2
7 mm	M-5245.07	2
8 mm	M-5245.08	2
9 mm	M-5245.09	1
10 mm	M-5245.10	1
11 mm	M-5245.11	
12 mm	M-5245.12	1
13 mm	M-5245.13	

2.3 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

	HD 6	
5 mm	M-5250.05	2
7 mm	M-5250.07	2
9 mm	M-5250.09	2
11 mm	M-5250.11	
12 mm	M-5250.12	1

2.3 TriLock Screws / TriLock Schrauben / Vis TriLock

	HD 6	
7 mm	M-5255.07	2
8 mm	M-5255.08	2
9 mm	M-5255.09	2
10 mm	M-5255.10	2
12 mm	M-5255.12	1
14 mm	M-5255.14	1
16 mm	M-5255.16	1

2.3 TriLock Cancellous Screws / TriLock Spongiaschrauben / Vis spongieuses TriLock

	HD 6	
10 mm	M-5256.10	
12 mm	M-5256.12	
14 mm	M-5256.14	

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

MODUS®

TriLock 2.0/2.3/2.5

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

2.5 TriLock Screws / TriLock Schrauben / Vis TriLock

		HD 6
9 mm	M-5265.09	1
10 mm	M-5265.10	1
12 mm	M-5265.12	1
14 mm	M-5265.14	1
16 mm	M-5265.16	1

Optional / Optional / Optionnel

2.0 SpeedTip Screws / Schrauben / Vis SpeedTip

		HD 6
5 mm	M-5243.05	2
6 mm	M-5243.06	2
7 mm	M-5243.07	2
8 mm	M-5243.08	2
9 mm	M-5243.09	1
10 mm	M-5243.10	1
11 mm	M-5243.11	
12 mm	M-5243.12	1
13 mm	M-5243.13	
14 mm	M-5243.14	
15 mm	M-5243.15	
16 mm	M-5243.16	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Stop Stop Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 2.0 mm					
M-3128	1.5	20 mm	97 mm	Dental	1
M-3108	1.5	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
M-3148	1.6	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
M-3168	1.6	20 mm	97 mm	Dental	1

Ø 2.3 mm					
M-3228	1.9	20 mm	97 mm	Dental	1
M-3208	1.9	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1

Ø 2.5 mm					
M-3268	2.0	20 mm	97 mm	Dental	1
M-3248	2.0	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

TriLock Plates / TriLock Platten / Plaques TriLock

M-4600	straight / gerade / droite	9 mm	2	1
M-4604	straight / gerade / droite	9 mm	4	2
M-4606	straight / gerade / droite	12 mm	4	2
M-4602	straight / gerade / droite		4	2
M-4608	straight / gerade / droite		6	2
M-4610	straight / gerade / droite		20	1
M-4622	L 100°, left / links / gauche	15 mm	6	1
M-4624	L 100°, right / rechts / droite	15 mm	6	1
M-4614	curved / gebogen / courbée		8	1

TriLock Zygomatic Plate / TriLock Zygomaplatten / Plaques TriLock Zygoma

M-4612			4	1
--------	--	--	---	---

TriLock Grid Plates / TriLock Grid Platten / Plaques TriLock Grid

M-4626			4 (2x2)	1
M-4628			8 (4x2)	1
M-4630	asymmetric / asymmetrisch / asymétrique		8 (4x2)	1
M-4632	square / quadratisch / carrée		6 (3x2)	1
M-4634	square / quadratisch / carrée		8 (4x2)	1
M-4636	curved / gebogen / courbée		12 (6x2)	1

TriLock Plate / TriLock Platte / Plaque TriLock

M-4640	straight / gerade / droite	9 mm	6	1
--------	----------------------------	------	---	---

TriLock Mandibular Angle Plates / TriLock Kieferwinkelplatten / Plaques TriLock, angle mandibulaire

M-4644	right / rechts / droite		4	1
M-4642	left / links / gauche		4	1

TriLock Pencilbone Plates / TriLock Pencilbone Platten / Plaques TriLock Pencilbone

M-4646		11 mm	8	1
M-4650		11 mm	12	1
M-4648		13 mm	10	1

TriLock Condyle Plates / TriLock Kondylusplatten / Plaques TriLock, condyle

M-4660	straight / gerade / droite	7 mm	4	1
M-4662	straight / gerade / droite	9 mm	4	1
M-4664	straight / gerade / droite	12 mm	4	1

TriLock Condyle Plates / TriLock Kondylusplatten / Plaques TriLock, condyle

M-4654	(T.C.P.) trapezoid / Trapezoid / trapézoïdale		4	1
M-4656	(T.C.P.) trapezoid, anatomic / Trapezoid, anatomisch / trapézoïdale, anatomique		4	1
M-4658	delta / Delta / delta		4	1

TriLock Condyle Plates / TriLock Kondylusplatten / Plaques TriLock, condyle

M-4690			5	1
M-4692			6	1

TriLock Mandibula Plates / TriLock Mandibulaplaten / Plaques TriLock mandibulaires

M-4670	straight / gerade / droite		4	2
M-4678	straight / gerade / droite		16	1
M-4672	straight / gerade / droite	12 mm	4	2
M-4674	straight / gerade / droite	18 mm	6	1
M-4676	straight / gerade / droite	18 mm	8	1
M-4682	120°, angled / gewinkelt / angulée		8	1
M-4680	curved / gebogen / courbée	18 mm	8	1
M-4684	curved / gebogen / courbée		16	1
M-4686	left / links / gauche		24 (19+5)	1
M-4688	right / rechts / droite		24 (19+5)	1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

**Plate and Screw Holding Forceps / Platten- und Schraubenhaltepinzette /
Pince porte plaque et vis**

A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	1
--------	--------------------------------	---

Depth Gauges / Tiefenmessgeräte / Jauges de profondeur

M-2250	complete / komplett / complète	1
M-2250.1	caliper / Tastspitze / palpeur	

2.0/2.3/2.5 Drill Guide TriLock / Bohrerführung TriLock / Guide-foret TriLock

M-2198		1
--------	--	---

Plate Bending Pliers / Plattenbiegezange / Pince à plier les plaques

M-2158	TriLock	2
--------	---------	---

Plate Cutting Pliers / Plattenschneidezange / Pince coupe plaques

M-2118	for TriLock plates / für TriLock Platten / pour plaques TriLock	1
--------	---	---

2.0/2.3/2.5 Screwdriver / Schraubendreher / Tournevis TriLock

M-2598	 HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
--------	---	---

Reposition Forceps / Repositionsklemme / Pince de repositionnement

M-2190		
--------	--	--

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Contents Inhalt Contenu	Page Seite Page
Screws Ø 2.5 Schrauben Ø 2.5 Vis Ø 2.5	89 – 90
Screws Ø 2.8 Schrauben Ø 2.8 Vis Ø 2.8	90 – 91
Plates Platten Plaques	92 – 99
Twist Drills Spiralbohrer Forets	100 – 101
Set List MODUS Trauma 2.5 Setliste MODUS Trauma 2.5 Liste du set MODUS Trauma 2.5	102 – 103
Set List MODUS Reco 2.5 Setliste MODUS Reco 2.5 Liste du set MODUS Reco 2.5	104 – 105
Instruments Instrumente Instruments	116 – 133
Sterilization, Organization, Storing Sterilisation, Organisation, Lagerung Stérilisation, Rangement, Stockage	134 – 145

2.5 Cortical Screws, Cross-Drive

2.5 Kortikalsschrauben, Kreuzschlitz
2.5 Vis corticales, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
6 mm	M-5160.06/1	1	M-5160.06	5	Trauma 2.5
7 mm	M-5160.07/1	1	M-5160.07	5	Trauma 2.5
8 mm	M-5160.08/1	1	M-5160.08	5	Trauma 2.5
9 mm	M-5160.09/1	1	M-5160.09	5	Trauma 2.5
10 mm	M-5160.10/1	1	M-5160.10	5	Trauma 2.5 Reco 2.5
12 mm	M-5160.12/1	1	M-5160.12	5	Trauma 2.5 Reco 2.5
14 mm	M-5160.14/1	1	M-5160.14	5	Trauma 2.5 Reco 2.5
16 mm	M-5160.16	1			Trauma 2.5 Reco 2.5
18 mm	M-5160.18	1			Trauma 2.5 Reco 2.5
20 mm	M-5160.20	1			Trauma 2.5 Reco 2.5
22 mm	M-5160.22	1			Trauma 2.5

2.5 Lag Screws, Cross-Drive

2.5 Zugschrauben, Kreuzschlitz
2.5 Vis de compression, empreinte cruciforme

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
24 mm	M-5160.24	1	Trauma 2.5
26 mm	M-5160.26	1	Trauma 2.5
28 mm	M-5160.28	1	Trauma 2.5
30 mm	M-5160.30	1	Trauma 2.5

2.5 Locking Screws, Cross-Drive

2.5 Verblockungsschrauben, Kreuzschlitz
2.5 Vis de verrouillage, empreinte cruciforme

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
10 mm	M-5161.10/1	1	M-5161.10	5	Reco 2.5
12 mm	M-5161.12/1	1	M-5161.12	5	Reco 2.5
14 mm	M-5161.14/1	1	M-5161.14	5	Reco 2.5
16 mm	M-5161.16/1	1	M-5161.16	5	Reco 2.5
18 mm	M-5161.18/1	1	M-5161.18	5	Reco 2.5
20 mm	M-5161.20/1	1	M-5161.20	5	Reco 2.5

2.8 Cortical Screws, Cross-Drive

2.8 Kortikalisschrauben, Kreuzschlitz
2.8 Vis corticales, empreinte cruciforme

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
6 mm	M-5170.06	1			Trauma 2.5
8 mm	M-5170.08	1			Trauma 2.5
10 mm	M-5170.10	1			Trauma 2.5 Reco 2.5
12 mm	M-5170.12	1			Trauma 2.5 Reco 2.5
14 mm	M-5170.14	1			Trauma 2.5 Reco 2.5
16 mm	M-5170.16	1			Trauma 2.5 Reco 2.5
18 mm	M-5170.18	1			Trauma 2.5 Reco 2.5

2.8 Locking Screws, Cross-Drive

2.8 Verblockungsschrauben, Kreuzschlitz
2.8 Vis de verrouillage, empreinte cruciforme

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
10 mm	M-5171.10	1			Reco 2.5
12 mm	M-5171.12	1			Reco 2.5
14 mm	M-5171.14	1			Reco 2.5
16 mm	M-5171.16	1			Reco 2.5
18 mm	M-5171.18	1			Reco 2.5
20 mm	M-5171.20	1			Reco 2.5

2.8 Cancellous Locking Screws, Cross-Drive

2.8 Verblockungs-Spongiaschrauben, Kreuzschlitz
2.8 Vis spongieuses de verrouillage, empreinte cruciforme

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)




Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt		System System Système
10 mm	M-5165.10	1		Reco 2.5
12 mm	M-5165.12	1		Reco 2.5
14 mm	M-5165.14	1		Reco 2.5
16 mm	M-5165.16	1		Reco 2.5

Trauma Compression Plates

Trauma Kompressionsplatten
Plaques trauma à compression

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4500	straight / gerade / droite		4	1	Trauma 2.5
M-4504	straight / gerade / droite		6	1	Trauma 2.5
M-4512	straight / gerade / droite		8	1	Trauma 2.5
M-4520	straight / gerade / droite		16	1	Trauma 2.5
M-4508	straight / gerade / droite	18 mm	6	1	Trauma 2.5
M-4516	straight / gerade / droite	18 mm	8	1	Trauma 2.5
M-4536	curved / gebogen / courbée		8	1	Trauma 2.5
M-4540	curved / gebogen / courbée	18 mm	8	1	Trauma 2.5
M-4544	curved / gebogen / courbée		16	1	Trauma 2.5

Trauma Compression Plates

Trauma Kompressionsplatten
Plaques trauma à compression

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.6 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4524	angled 120° / gewinkelt 120° / angulée 120°	4	1	Trauma 2.5
M-4528	angled 120° / gewinkelt 120° / angulée 120°	6	1	Trauma 2.5
M-4532	angled 120° / gewinkelt 120° / angulée 120°	8	1	Trauma 2.5

Trauma Templates

Trauma Biegeschablonen
Plaques fantôme trauma

Material / Material / Matériau : Pure Aluminum
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm




Example / Beispiel / Exemple M-4501

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	for für pour	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4501	straight / gerade / droite	M-4500		4	1	Trauma 2.5
M-4505	straight / gerade / droite	M-4504		6	1	Trauma 2.5
M-4509	straight / gerade / droite	M-4508	18 mm	6	1	Trauma 2.5
M-4513	straight / gerade / droite	M-4512		8	1	Trauma 2.5
M-4517	straight / gerade / droite	M-4516	18 mm	8	1	Trauma 2.5
M-4521	straight / gerade / droite	M-4520		16	1	Trauma 2.5
M-4525	angled 120° / gewinkelt 120° / angulée 120°	M-4524		4	1	Trauma 2.5
M-4529	angled 120° / gewinkelt 120° / angulée 120°	M-4528		6	1	Trauma 2.5
M-4533	angled 120° / gewinkelt 120° / angulée 120°	M-4532		8	1	Trauma 2.5
M-4537	curved / gebogen / courbée	M-4536		8	1	Trauma 2.5
M-4541	curved / gebogen / courbée	M-4540	18 mm	8	1	Trauma 2.5
M-4545	curved / gebogen / courbée	M-4544		16	1	Trauma 2.5

Locking Reconstruction Plates

Verblockungs-Rekonstruktionsplatten
Plaques de verrouillage de contention

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 2.5 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4552	straight / gerade / droite	12	1	Reco 2.5
M-4556	straight / gerade / droite	16	1	Reco 2.5

Locking Reconstruction Plates, Anatomically Pre-Shaped

Verblockungs-Rekonstruktionsplatten, anatomisch vorgeformt
Plaques de verrouillage de contention, anatomiquement préformées

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 2.5 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4560		16	1	Reco 2.5
M-4564	angled, left / gewinkelt, links / angulée, gauche	12+5	1	Reco 2.5
M-4566	angled, right / gewinkelt, rechts / angulée, droite	12+5	1	Reco 2.5

Locking Reconstruction Plates, Anatomically Pre-Shaped

Verblockungs-Rekonstruktionsplatten, anatomisch vorgeformt
Plaques de verrouillage de contention, anatomiquement préformées

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 2.5 mm

right / rechts / droite



left / links / gauche



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece / Pkg Stk. / Pkg Pièce / pqt	System System Système
M-4572	angled, left / gewinkelt, links / angulée, gauche	17+5	1	Reco 2.5
M-4574	angled, right / gewinkelt, rechts / angulée, droite	17+5	1	Reco 2.5


Locking Reconstruction Plates, Anatomically Pre-Shaped

Verblockungs-Rekonstruktionsplatten, anatomisch vorgeformt
Plaques de verrouillage de contention, anatomiquement préformées

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 2.5 mm



M-4580



M-4582

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4580	double angled / doppelt gewinkelt / double angulation	4+17+4	1	Reco 2.5
M-4582	double angled / doppelt gewinkelt / double angulation	5+18+5	1	Reco 2.5

Locking Reconstruction Plates, Anatomically Pre-Shaped

Verblockungs-Rekonstruktionsplatten, anatomisch vorgeformt
Plaques de verrouillage de contention, anatomiquement préformées

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 2.5 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4584	double angled / doppelt gewinkelt / double angulation	5+19+5	1	Reco 2.5

Reconstruction Templates

Rekonstruktions-Biegeschablonen
Plaques fantômes pour la reconstruction

Material/Material/Matériau : Pure Aluminum
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.0 mm




Example / Beispiel / Exemple M-4553

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	for für pour	Holes Löcher Trous	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4553	straight / gerade / droite	M-4552	12	1	Reco 2.5
M-4557	straight / gerade / droite	M-4556	16	1	Reco 2.5
M-4561	pre-shaped / vorgebogen / préformée	M-4560	16	1	Reco 2.5
M-4565	angled / gewinkelt / angulée	M-4564 + M-4566	12+5	1	Reco 2.5
M-4573	angled / gewinkelt / angulée	M-4572 + M-4574	17+5	1	Reco 2.5
M-4581	double angled / doppelt gewinkelt / double angulation	M-4580	4+17+4	1	Reco 2.5
M-4583	double angled / doppelt gewinkelt / double angulation	M-4582	5+18+5	1	Reco 2.5
M-4585	double angled / doppelt gewinkelt / double angulation	M-4584	5+19+5	1	Reco 2.5

Condylar Head Prosthesis incl. 4 Connecting Screws

Kiefergelenkprothesen, inkl. 4 Verbindungsschrauben
Prothèses condyliennes mandibulaires, avec 4 vis de connexion

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4592	right / rechts / droite	1	Reco 2.5
M-4590	left / links / gauche	1	Reco 2.5

Carrier Elements , incl. 4/5 Locking Screws

Trägerelemente, inkl. 4/5 Verblockungsschrauben
Éléments porteur, avec 4/5 vis de verrouillage

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-4594	short / kurz / court	1	Reco 2.5
M-4596	long / lang / long	1	Reco 2.5

Screws for Condylar Head Prosthesis (Spare Parts)

Schrauben für Kiefergelenkprothese (Ersatzteile)
Vis pour prothèse condylienne mandibulaire (pièces de rechange)

Material/Material/Matériau : Titanium Alloy (ASTM F136)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-5163.05	locking screw / Verblockungsschraube / vis de verrouillage	5 mm	3	Reco 2.5
M-5162.06	connecting screw / Verbindungsschraube / vis de connexion	6 mm	2	Reco 2.5

Twist Drills for Screws Ø 2.5 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.5 mm
Forets pour vis Ø 2.5 mm

Ø 2.0 mm



M-3268



M-3248



M-3205



M-3105

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3268	2.0	20 mm	97 mm	Dental	1	Trauma 2.5 Reco 2.5 TriLock
M-3248	2.0	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	Trauma 2.5 Reco 2.5 TriLock
M-3205	2.0	30 mm	87 mm	Dental	1	Trauma 2.5 Reco 2.5
M-3105	2.0	30 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	Trauma 2.5 Reco 2.5

Twist Drills for Screws Ø 2.8 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.8 mm
Forets pour vis Ø 2.8 mm

Ø 2.3 mm



M-3215



M-3115



M-3315

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3215	2.3	25 mm	86 mm	Dental	1	Trauma 2.5 Reco 2.5
M-3115	2.3	25 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	Trauma 2.5 Reco 2.5
M-3315	2.3	25 mm	97 mm	AO	1	Trauma 2.5 Reco 2.5

Twist Drills for Gliding Hole Ø 2.5 mm

Spiralbohrer für Gleitloch Ø 2.5 mm
Forets pour trou de glissement Ø 2.5 mm

Ø 2.5 mm



M-3225



M-3125



M-3325

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3225	2.5	25 mm	87 mm	Dental	1	Trauma 2.5 Reco 2.5
M-3125	2.5	25 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	Trauma 2.5 Reco 2.5
M-3325	2.5	25 mm	87 mm	AO	1	Trauma 2.5 Reco 2.5

Implant Container MODUS Trauma 2.5

Implantatcontainer MODUS Trauma 2.5
Container d'implants MODUS Trauma 2.5

Standard Container for Plates and Screws
Standardcontainer für Platten und Schrauben
Container standard pour plaques et vis

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6305 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

2.5 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

6 mm		M-5160.06	2	
7 mm		M-5160.07	2	
8 mm		M-5160.08	2	
9 mm		M-5160.09	2	
10 mm		M-5160.10	2	
12 mm		M-5160.12	2	
14 mm		M-5160.14	2	
16 mm		M-5160.16	5	
18 mm		M-5160.18	5	
20 mm		M-5160.20	5	
22 mm		M-5160.22	5	

2.5 Lag Screws / Zugschrauben / Vis de compression

24 mm		M-5160.24	1	
26 mm		M-5160.26	1	
28 mm		M-5160.28	1	
30 mm		M-5160.30	1	

2.8 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

6 mm		M-5170.06	5	
8 mm		M-5170.08	5	
10 mm		M-5170.10	5	
12 mm		M-5170.12	5	
14 mm		M-5170.14	5	
16 mm		M-5170.16	5	
18 mm		M-5170.18	5	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 2.5 mm

M-3268	2.0	20 mm	97 mm	Dental	1
M-3248	2.0	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
M-3205	2.0	30 mm	87 mm	Dental	1
M-3105	2.0	30 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1

Ø 2.8 mm

M-3215	2.3	25 mm	86 mm	Dental	1
M-3115	2.3	25 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
M-3315	2.3	25 mm	97 mm	AO	1
M-3225	2.5	25 mm	87 mm	Dental	1
M-3125	2.5	25 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
M-3325	2.5	25 mm	87 mm	AO	1

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

**Trauma Compression Plates / Trauma Kompressionsplatten /
Plaques trauma à compression**

M-4500	straight / gerade / droite		4	1
M-4504	straight / gerade / droite		6	1
M-4512	straight / gerade / droite		8	1
M-4520	straight / gerade / droite		16	1
M-4508	straight / gerade / droite	18 mm	6	1
M-4516	straight / gerade / droite	18 mm	8	1
M-4536	curved / gebogen / courbée		8	1
M-4540	curved / gebogen / courbée	18 mm	8	1
M-4544	curved / gebogen / courbée		16	1
M-4524	120°, angled / gewinkelt / angulée		4	1
M-4528	120°, angled / gewinkelt / angulée		6	1
M-4532	120°, angled / gewinkelt / angulée		8	1

Trauma Templates / Trauma Biegeschablonen / Plaques fantômes trauma

M-4501	for / für / pour M-4500		4	
M-4505	for / für / pour M-4504		6	
M-4509	for / für / pour M-4508	18 mm	6	
M-4513	for / für / pour M-4512		8	
M-4517	for / für / pour M-4516	18 mm	8	
M-4521	for / für / pour M-4520		16	
M-4525	for / für / pour M-4524		4	
M-4529	for / für / pour M-4528		6	
M-4533	for / für / pour M-4532		8	
M-4537	for / für / pour M-4536		8	
M-4541	for / für / pour M-4540	18 mm	8	
M-4545	for / für / pour M-4544		16	

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

**Plate Holding and Positioning Instrument / Plattenhalte- und Positionierinstrument /
Instrument pour prendre et positionner les plaques**

M-2175	for / für / pour 2.5	1
--------	----------------------	---

**Plate and Screw Holding Forceps / Platten- und Schraubenhaltepinzette /
Pince porte plaque et vis**

A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	1
--------	--------------------------------	---

Depth Gauges / Tiefenmessgeräte / Jauges de profondeur

M-2245	complete / komplett / complète	1
M-2245.1	caliper / Tastspitze / palpeur	

2.5 Drill Guides / Bohrerführungen / Guide-forets

M-2735	centric / zentrisch / centré	1
M-2745	eccentric / exzentrisch / excentré	1

Double-Ended Handle / Doppelendiger Handgriff / Poignée double bout

M-2705		1
--------	--	---

Plate Deburr / Schleifkörper für Implantatplatten / Fraise à ébarber les plaques

M-3195		1
--------	--	---

Plate Bending Pliers / Plattenbiegezange / Pince à plier les plaques

M-2125		1
--------	--	---

**Plate Holding and Bending Pliers / Plattenhalte- und Biegezange /
Instrument pour prendre et plier les plaques**

M-2135		2
--------	--	---

Plate Cutter / Plattenschneideinstrument / Instrument coupe plaques

M-2155		1
--------	--	---

2.5 Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis

M-2145	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2105	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

2.5 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2505		
--------	--	--

2.5 Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur for / für / pour M-2105

M-2555	for / für / pour M-2105	
--------	-------------------------	--

2.5 Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis

M-2525	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2515	 for / für / pour M-2555	

Reposition Forceps / Repositionsklemme / Pince de repositionnement

M-2190		
--------	--	--

**Plate-to-Bone Positioning Forceps / Plattenanlegezange /
Pince pour positionner les plaques sur l'os**

M-2200		
--------	--	--

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Implant Container MODUS Reco 2.5

Implantatcontainer MODUS Reco 2.5
Container d'implants MODUS Reco 2.5

Standard Container for Plates and Screws
Standardcontainer für Platten und Schrauben
Container standard pour plaques et vis

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6315 (empty/leer/vide)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 2.5 mm

M-3268	2.0	20 mm	97 mm	Dental	1
M-3248	2.0	20 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
M-3205	2.0	30 mm	87 mm	Dental	1
M-3105	2.0	30 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1

Ø 2.8 mm

M-3215	2.3	25 mm	86 mm	Dental	1
M-3115	2.3	25 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
M-3315	2.3	25 mm	97 mm	AO	1
M-3225	2.5	25 mm	87 mm	Dental	1
M-3125	2.5	25 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
M-3325	2.5	25 mm	87 mm	AO	1

Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Quantity* Menge* Quantité*
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

2.5 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

10 mm	M-5160.10	2		
12 mm	M-5160.12	2		
14 mm	M-5160.14	2		
16 mm	M-5160.16	10		
18 mm	M-5160.18	5		
20 mm	M-5160.20	5		

2.5 Locking Screws / Verblockungsschrauben / Vis de verrouillage

10 mm	M-5161.10	2		
12 mm	M-5161.12	2		
14 mm	M-5161.14	2		
16 mm	M-5161.16	2		
18 mm	M-5161.18	1		
20 mm	M-5161.20	1		

2.8 Cortical Screws / Kortikalisschrauben / Vis corticales

10 mm	M-5170.10	5		
12 mm	M-5170.12	5		
14 mm	M-5170.14	5		
16 mm	M-5170.16	5		
18 mm	M-5170.18	5		

2.8 Locking Screws / Verblockungsschrauben / Vis de verrouillage

10 mm	M-5171.10	3		
12 mm	M-5171.12	3		
14 mm	M-5171.14	3		
16 mm	M-5171.16	3		
18 mm	M-5171.18	3		
20 mm	M-5171.20	3		

2.8 Cancellous Locking Screws / Verblockungs-Spongiaschrauben / Vis spongieuses de verrouillage

10 mm	M-5165.10	2		
12 mm	M-5165.12	2		
14 mm	M-5165.14	2		
16 mm	M-5165.16	2		

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Bar Steg Pont	Holes Löcher Trous	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------	----------------------------------

**Locking Reconstruction Plates / Verblockungs-Rekonstruktionsplatten /
Plaques de verrouillage de contention**

M-4552	straight / gerade / droite		12	1
M-4556	straight / gerade / droite		16	

Anatomically Pre-Shaped / anatomisch vorgeformt / anatomiquement préformées

M-4560			16	1
M-4564	angled, left / gewinkelt, links / angulée, gauche		12+5	1
M-4566	angled, right / gewinkelt, rechts / angulée, droite		12+5	1
M-4572	angled, left / gewinkelt, links / angulée, gauche		17+5	1
M-4574	angled, right / gewinkelt, rechts / angulée, droite		17+5	1
M-4580	double angled / doppelt gewinkelt / double angulation		4+17+4	
M-4582	double angled / doppelt gewinkelt / double angulation		5+18+5	
M-4584	double angled / doppelt gewinkelt / double angulation		5+19+5	1

**Reconstruction Templates / Rekonstruktions-Biegeschablonen /
Plaques fantômes pour la reconstruction**

M-4553	for / für / pour M-4552		12	
M-4557	for / für / pour M-4556		16	
M-4561	for / für / pour M-4560		16	
M-4565	for / für / pour M-4564 + M-4566		12+5	
M-4573	for / für / pour M-4572 + M-4574		17+5	
M-4581	for / für / pour M-4580		4+17+4	
M-4583	for / für / pour M-4582		5+18+5	
M-4585	for / für / pour M-4584		5+19+5	

**Condylar Head Prosthesis / Kiefergelenkprothesen /
Prothèses condyliennes mandibulaires**

M-4592	right / rechts / droite			
M-4590	left / links / gauche			

Carrier Elements / Trägerelemente / Eléments porteur

M-4594	short / kurz / court			
M-4596	long / lang / long			

**Screws for Condylar Head Prosthesis / Schrauben für Kiefergelenkprothese /
Vis pour prothèse condylienne mandibulaire**

M-5162.06	connecting screw / Verbindungsschraube / vis de connexion			
M-5163.05	locking screw / Verblockungsschraube / vis de verrouillage			

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

**Plate Holding and Positioning Instrument / Plattenhalte- und Positionierinstrument /
Instrument pour prendre et positionner les plaques**

M-2175	for / für / pour 2.5	1
--------	----------------------	---

**Plate and Screw Holding Forceps / Platten- und Schraubenhaltepinzette /
Pince porte plaque et vis**

A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	1
--------	--------------------------------	---

Depth Gauges / Tiefenmessgeräte / Jauges de profondeur

M-2245	complete / komplett / complète	1
M-2245.1	caliper / Tastspitze / palpeur	

Drill Guides 2.5 / Bohrerführungen 2.5 / Guide-forets 2.5

M-2715	centric / zentrisch / centré	1
M-2725	eccentric / exzentrisch / excentré	1

Double-Ended Handle / Doppelendiger Handgriff / Poignée double bout

M-2705		1
--------	--	---

Plate Deburr / Schleifkörper für Implantatplatten / Fraise à ébarber les plaques

M-3195		1
--------	--	---

Plate Bending Pliers / Plattenbiegezange / Pince à plier les plaques

M-2125		1
--------	--	---

**Plate Holding and Bending Pliers / Plattenhalte- und Biegezange /
Instrument pour prendre et plier les plaques**

M-2135		2
--------	--	---

Plate Cutter / Plattenschneideinstrument / Instrument coupe plaques

M-2155		1
--------	--	---

2.5 Screwdrivers / Schraubendreher / Tournevis

M-2145	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	2
M-2105	 with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	2

2.5 Screwdriver Handle / Schraubendrehergriff / Manche de tournevis

M-2505		
--------	--	--

**2.5 Tension Sleeve / Spannhülse / Manchon préhenseur
for / für / pour M-2105**

M-2555	for / für / pour M-2105	
--------	-------------------------	--

2.5 Screwdriver Blades / Schraubendreherklingen / Lames de tournevis

M-2525	 self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	
M-2515	 for / für / pour M-2555	

Reposition Forceps / Repositionsklemme / Pince de repositionnement

M-2190		
--------	--	--

**Plate-to-Bone Positioning Forceps / Plattenanlegezange /
Pince pour positionner les plaques sur l'os**


M-2200		
--------	--	--

* Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

TTS Tooth Splint, Titanium (Titanium Trauma Splint)

TTS-Zahnschiene, Titan
Attelle TTS, titane

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 0.2 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
TTS-1002	52 x 0.2 mm	1	TTS
TTS-1004	100 x 0.2 mm	1	TTS

90° Screwdriver

90° Schraubendreher
Tournevis 90°



M-2440



M-2441

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2410	screwdriver complete with screwholding fork M-2442 and rotation knob M-2443 Schraubendreher komplett mit Schraubenhalterung M-2442 und Handantrieb M-2443 tournevis complet avec support à vis M-2442 et embout de vissage M-2443	320 mm	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-2411	screwdriver / Schraubendreher / tournevis	253 mm	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis

Knobs for 90° Screwdriver

Handgriffe für 90° Schraubendreher
Embout pour tournevis 90°



M-2443



M-2438

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2443	rotation knob / Handantrieb / embout de vissage	67 mm	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-2438	torque-limiting knob / Drehmomentaufsatz / embout de vissage dynamométrique	58 mm	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis

Screwholding Fork


Schraubenhalterung
Support à vis



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2442	screwholding fork, removable / Schraubenhalterung, abnehmbar / support à vis, amovible	128 mm	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis

Screwdriver Blades

Schraubendreherklingen
Lames de tournevis


						
M-2612	M-2572	M-2602	M-2578	M-2683	M-2693	2:1
Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Shaft End Schaftende Embout	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2612	HD4	self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	11.5 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-2572		self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	10.5 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-2602			11.0 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-2578	HD6	self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	11.5 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-2683		self-holding / selbsthaltend / autopréhensive	11.0 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-2693			11.0 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis

Twist Drills for Screws Ø 1.5 mm for 90° Screwdriver

Spiralbohrer für Schrauben Ø 1.5 mm für 90° Schraubendreher
Forets pour vis Ø 1.5 mm pour tournevis 90°



M-3519



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3509	1.1	5 mm	14 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-3519	1.1	7 mm	16 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis

Twist Drills for Screws Ø 2.0 mm for 90° Screwdriver

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.0 mm für 90° Schraubendreher
Forets pour vis Ø 2.0 mm pour tournevis 90°



M-3549

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3529	1.5	5 mm	14 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-3539	1.5	7 mm	16 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-3549	1.5	10 mm	19 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-3559	1.5	13 mm	22 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis

Twist Drills for Screws Ø 2.3 mm for 90° Screwdriver

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.3 mm für 90° Schraubendreher
Forets pour vis Ø 2.3 mm pour tournevis 90°



M-3579

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3569	1.9	7 mm	16 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-3579	1.9	13 mm	22 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis

Twist Drills for Screws Ø 2.5 mm for 90° Screwdriver

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.5 mm für 90° Schraubendreher
Forets pour vis Ø 2.5 mm pour tournevis 90°



M-3599

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3589	2.0	7 mm	16 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis
M-3599	2.0	13 mm	22 mm	W&H	1	90° Screwdriver / Schraubendreher / tournevis

Sterilization, Organization, Storage


Sterilisation, Organisation, Lagerung
Stérilisation, organisation, stockage



M-6707



M-6717



M-6715



M-6716

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Dimension Grösse Dimension	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt
M-6707	lid for implant and instrument case / Deckel für Implantat- und Instrumentenschale / couvercle pour container d'implants et d'instruments	240 x 240 mm	1
M-6717	case for 90° screwdriver M-2440/M-2441 / Schale für 90° Schraubendreher M-2440/M-2441 / container pour tournevis 90° M-2440/M-2441	240 x 240 x 37 mm	1
M-6715	instrument tray for M-2440/M-2441 / Instrumenteneinsatz für M-2440/M-2441 / plateau pour instruments M-2440/M-2441	230 x 230 x 29 mm	1
M-6716	module blades and drills for M-2440/M-2441 / Modul Klingen und Bohrer für M-2440/M-2441 / module pour lames et forets M-2440/M-2441	86 x 61 x 27 mm	1

Stickers for Module Blades and Drills (M-6716)

Sticker für Klingen- und Bohrermodul (M-6716)
Sticker pour module lames et forets (M-6716)



A-6097.06



A-6097.08

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt
A-6097.06	green, neutral / grün, neutral / vert, sans impression	1
A-6097.08	blue, neutral / blau, neutral / bleu, sans impression	1

Handle for Transbuccal Trocar and Drill Guide

Handgriff für Transbukale Bohr- und Schraubhilfe
Poignée pour guide transjugal et guide-foret



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2606	1	TBS

Cheek Retractors

Wangenhalter
Rétracteurs de joue



M-2614



M-2615



M-2616

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Ø Ø	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2614		extraoral / extraoral / extra-oral	166 mm	1	TBS
M-2615*	4.5 mm	intraoral / intraoral / intra-oral	83 mm	1	TBS
M-2616*	6.0 mm	intraoral / intraoral / intra-oral	83 mm	1	TBS

* For fixation to be used with screwdriver M-2598 → page 120 / Zur Befestigung wird der Schraubendreher M-2598 benötigt → Seite 120 / pour fixation à utiliser avec le tournevis M-2598 → page 120

Drill Guides

Bohrerführungen
Guide-forets



M-2630



M-2631



M-2632

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2630	2.0 – 2.5	centric / zentrisch / centré	54 mm	1	TBS
M-2631	2.5	eccentric / exzentrisch / excentré	54 mm	1	TBS
M-2632	TriLock 2.0/2.3/2.5		54 mm	1	TBS

Protection Sleeves

Gewebeschutzhülsen
Canules de protection



M-2620



M-2621

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Ø Ø	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2620	4.5	for / für / pour M-2606	48 mm	1	TBS
M-2621	6.0	for / für / pour M-2606	48 mm	1	TBS

Trocars

Trokare
Trocarts



M-2626



M-2627

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2626	for / für / pour M-2620	60 mm	1	TBS
M-2627	for / für / pour M-2621	62 mm	1	TBS

Twist Drills for Screws Ø 2.0 mm and Cancellous Screws Ø 2.3

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.0 mm und Spongiosaschrauben Ø 2.3 mm
Forets pour vis Ø 2.0 mm et vis spongieuses Ø 2.3 mm

Ø 1.5 mm



M-3353



M-3363

Ø 1.6 mm



M-3373



M-3383

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3353	1.5	25 mm	112 mm	Dental	1	TBS
M-3363	1.5	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1	TBS
M-3373	1.6	25 mm	112 mm	Dental	1	TBS
M-3383	1.6	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1	TBS

Twist Drills for Screws Ø 2.3 mm

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.3 mm
Forets pour vis Ø 2.3 mm

Ø 1.9 mm



M-3358



M-3368

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3358	1.9	25 mm	112 mm	Dental	1	TBS
M-3368	1.9	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1	TBS

Twist Drills for Screws Ø 2.5 mm (and for Gliding Hole Ø 2.0 mm)

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.5 mm (und für Gleitloch Ø 2.0 mm)
Forets pour vis Ø 2.5 mm (et pour trou de glissement Ø 2.0 mm)

Ø 2.0 mm



M-3378



M-3388

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3378	2.0	25 mm	112 mm	Dental	1	TBS
M-3388	2.0	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1	TBS

Twist Drills for Screws Ø 2.8 mm (* and for Gliding Hole Ø 2.5 mm)

Spiralbohrer für Schrauben Ø 2.8 mm (* und für Gleitloch Ø 2.5 mm)
Forets pour vis Ø 2.8 mm (* et pour trou de glissement Ø 2.5 mm)

Ø 2.3 mm



M-3355



M-3365

Ø 2.5 mm



M-3375 *



M-3385 *

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø Twist Drill Ø Spiralbohrer Ø Foret	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3355	2.3	25 mm	112 mm	Dental	1	TBS
M-3365	2.3	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1	TBS
M-3375 *	2.5	25 mm	112 mm	Dental	1	TBS
M-3385 *	2.5	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1	TBS

Instrument Tray Transbuccal Set

Instrumenteneinsatz Transbukkal-Set
Plateau pour instruments du set transjugal

Art. No./Art. Nr./No d'article M-6380 / M-6320 (empty/leer/vide)



Example of a Standard Set Configuration

Beispiel Standard Setkonfiguration
Exemple de configuration d'un set standard

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------------	---	----------------------------------

Twist Drills for Screws / Spiralbohrer für Schrauben / Forets pour vis

Ø 2.0 mm*

M-3353	1.5	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3363	1.5	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1
M-3373	1.6	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3383	1.6	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Ø 2.3 mm

M-3358	1.9	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3368	1.9	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Ø 2.5 mm

M-3378	2.0	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3388	2.0	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

Ø 2.8 mm

M-3355	2.3	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3365	2.3	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1
M-3375	2.5	25 mm	112 mm	Dental	1
M-3385	2.5	25 mm	112 mm	Stryker J-Latch	1

*and cancellous screws / und Spongiaschrauben / et vis spongieuses Ø 2.3 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Quantity* Menge* Quantité*
--------------------------------------	--	----------------------------------

Screwdriver / Schraubendreher / Tournevis

M-2598	HD6, self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	
--------	---	--

Handle for Transbuccal Trocar and Drill Guide / Handgriff für Transbukale Bohr- und Schraubhilfe / Poignée pour guide transjugal

M-2606		1
--------	--	---

Cheek Retractors / Wangenhalter / Rétracteurs de joue

M-2614	extraoral / extraoral / extra-oral	1
M-2615	Ø 4.5 mm, intraoral / intraoral / intra-oral	
M-2616	Ø 6.0 mm, intraoral / intraoral / intra-oral	

Protection Sleeves / Gewebeschutzhülsen / Canules de protection

M-2620	Ø 4.5 mm, for / für / pour M-2606	1
M-2621	Ø 6.0 mm, for / für / pour M-2606	1

Drill Guides / Bohrerführungen / Guide-forets

M-2630	2.0 – 2.5, centric / zentrisch / centré	1
M-2631	2.5, eccentric / exzentrisch / excentré	1
M-2632	TriLock 2.0/2.3/2.5	1

Trocars / Trokare / Trocarts

M-2626	for / für / pour M-2620	1
M-2627	for / für / pour M-2621	1

*Recommended quantity (no quantity indication: optional available) /
Empfohlene Mengenangabe (ohne Mengenangabe: optional verfügbar) /
Quantité recommandée (sans indication de la quantité : disponible en option)

Screwdriver 0.9/1.2 (Complete)

Schraubendreher 0.9/1.2 (komplett)

Tournevis 0.9/1.2 (complet)



M-2141



M-2101

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Components Bestandteile Composants	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2141		self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	M-2501 / M-2521	1	0.9/1.2 BFS CFS 1.8 Mesh
M-2101		with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	M-2501 / M-2511 / M-2551	1	0.9/1.2 BFS CFS 1.8 Mesh

Screwdriver 0.9/1.2 (Single Components)

Schraubendreher 0.9/1.2 (Einzelkomponenten)

Tournevis 0.9/1.2 (composants individuels)



M-2551



M-2501



M-2521



M-2511

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2551		tension sleeve for / Spannhülse für / manchon préhenseur pour M-2511		1	0.9/1.2 BFS CFS 1.8 Mesh
M-2501		screwdriver handle / Schraubendrehergriff / manche de tournevis		1	0.9/1.2 BFS CFS 1.8 Mesh
M-2521		screwdriver blade, self-holding / Schraubendreherklinge, selbsthaltend / lame de tournevis, autopréhensive	54 mm	1	0.9/1.2 BFS CFS 1.8 Mesh
M-2511		screwdriver blade for / Schraubendreherklinge für / lame de tournevis pour M-2551	57 mm	1	0.9/1.2 BFS CFS 1.8 Mesh

Screwdriver 1.5 (Complete)

Schraubendreher 1.5 (komplett)
Tournevis 1.5 (complet)



M-2112



M-2142



M-2102

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Components Bestandteile Composants	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2112	HD4	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	M-2502 / M-2662	1	1.5 BFS CFS 1.8 Mesh
M-2142	HD4	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	M-2502 / M-2522	1	1.5 BFS Mesh
M-2102	HD4	with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	M-2502 / M-2512 / M-2552	1	1.5 BFS Mesh

Screwdriver 1.5 (Single Components)

Schraubendreher 1.5 (Einzelkomponenten)
Tournevis 1.5 (composants individuels)



M-2552



M-2502



M-2662



M-2522



M-2512

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2552		tension sleeve for / Spannhülse für / manchon préhenseur pour M-2512		1	1.5 BFS Mesh
M-2502		screwdriver handle / Schraubendrehergriff / manche de tournevis		1	1.5 BFS CFS 1.8 Mesh
M-2662	HD4	screwdriver blade, self-holding / Schraubendreherklinge, selbsthaltend / lame de tournevis, autopréhensive	69 mm	1	1.5 BFS CFS 1.8 Mesh
M-2522	HD4	screwdriver blade, self-holding / Schraubendreherklinge, selbsthaltend / lame de tournevis, autopréhensive	69 mm	1	1.5 BFS Mesh
M-2512	HD4	screwdriver blade for / Schraubendreherklinge für / lame de tournevis pour M-2552	69 mm	1	1.5 BFS Mesh

Screwdriver 2.0 (Complete)

Schraubendreher 2.0 (komplett)
Tournevis 2.0 (complet)

M-2113



M-2143



M-2103

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Components Bestandteile Composants	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2113	HD6	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	M-2503 / M-2663	1	2.0 Mesh
M-2143		self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	M-2503 / M-2523	1	2.0 Mesh
M-2103		with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	M-2503 / M-2513 / M-2553	1	2.0 Mesh

Screwdriver 2.0 (Single Components)

Schraubendreher 2.0 (Einzelkomponenten)
Tournevis 2.0 (composants individuels)

M-2553



M-2503



M-2663



M-2523



M-2513

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2553		tension sleeve for / Spannhülse für / manchon préhenseur pour M-2513		1	2.0 Mesh
M-2503		screwdriver handle / Schraubendrehergriff / manche de tournevis		1	2.0 Mesh
M-2663	HD6	screwdriver blade, self-holding / Schraubendreherklinge, selbsthaltend / lame de tournevis, autopréhensive	84 mm	1	2.0 Mesh
M-2523		screwdriver blade, self-holding / Schraubendreherklinge, selbsthaltend / lame de tournevis, autopréhensive	84 mm	1	2.0 Mesh
M-2513		screwdriver blade for / Schraubendreherklinge für / lame de tournevis pour M-2553	87 mm	1	2.0 Mesh

Screwdriver 2.5 (Complete)

Schraubendreher 2.5 (komplett)
Tournevis 2.5 (complet)



M-2145



M-2105

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Components Bestandteile Composants	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2145		self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	M-2505 / M-2525	1	2.5
M-2105		with tension sleeve / mit Spannhülse / avec manchon préhenseur	M-2505 / M-2515 / M-2555	1	2.5

Screwdriver 2.5 (Single Components)

Schraubendreher 2.5 (Einzelkomponenten)
Tournevis 2.5 (composants individuels)



M-2555



M-2505



M-2525



M-2515

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2555		tension sleeve for / Spannhülse für / manchon préhenseur pour M-2515		1	2.5
M-2505		screwdriver handle / Schraubendrehergriff / manche de tournevis		1	2.5
M-2525		screwdriver blade, self-holding / Schraubendreherklinge, selbsthaltend / lame de tournevis, autopréhensive	84 mm	1	2.5
M-2515		screwdriver blade for / Schraubendreherklinge für / lame de tournevis pour M-2555	87 mm	1	2.5

Screwdriver

Schraubendreher
Tournevis



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Interface	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2598	 HD6	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	175 mm	1	TriLock TBS*

Plate Holding and Positioning Instruments

Plattenhalte- und Positionierinstrumente
Instruments pour prendre et positionner les plaques



M-2171



M-2172



M-2173



M-2273



M-2175

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2171	190 mm	1	0.9/1.2
M-2172	190 mm	1	1.5
M-2173	190 mm	1	2.0
M-2273	190 mm	1	OSS** 2.0
M-2175	190 mm	1	2.5

* TBS = Transbuccal Set 2.0/2.3/2.5

** OSS = Orthognathics Surgery System 2.0

Plate and Screw Holding Forceps


Platten- und Schraubenhaltepinzette
Pince porte plaque et vis



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	150 mm	1	0.9 – 2.5

Reposition Forceps

Repositionsklemme
Pince de repositionnement



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2190	202 mm	1	2.0 – 2.5

Plate-To-Bone Positioning Forceps

Plattenanlegezange
Pince pour positionner les plaques sur l'os



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2200	183 mm	1	2.0 – 2.5

Depth Gauges

Tiefenmessgeräte
Jauges de profondeur

M-2161



M-2250



M-2250.1



M-2245



M-2245.1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système	
M-2161		156 mm	1	0.9/1.2	Mesh
M-2250		153 mm	1	1.5 – 2.5	Mesh TriLock
M-2245		153 mm	1	2.5	
M-2250.1	caliper (spare part) / Tastspitze (Ersatzteil) / palpeur (pièce de rechange)	163 mm	1	1.5 – 2.5	Mesh TriLock
M-2245.1	caliper (spare part) / Tastspitze (Ersatzteil) / palpeur (pièce de rechange)	162 mm	1	2.5	

Drill Stop Guides, Adjustable

Bohrerführungen mit Stopp, verstellbar
Guide-forets avec stop, réglables



M-2191



M-2192



M-2193

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2191	1	0.9/1.2 Mesh
M-2192	1	1.5 Mesh
M-2193	1	2.0 Mesh

Drill Guide TriLock 2.0/2.3/2.5

Bohrerführung TriLock 2.0/2.3/2.5
Guide-foret TriLock 2.0/2.3/2.5



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2198	1	TriLock

Plate Bending Pliers

Plattenbiegezangen
Pincès à plier les plaques



M-2181



M-2182



M-2183



M-2158




M-2100



M-2150



M-2180




M-2125

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2181	three prongs / Aderer modifiziert / pince tripode	115 mm	1	0.9/1.2
M-2182	three prongs / Aderer modifiziert / pince tripode	115 mm	1	1.5
M-2183	three prongs / Aderer modifiziert / pince tripode	115 mm	1	2.0
M-2158	with Pin / mit Pin / avec pin	140 mm	1	2.0– 2.5
M-2100	flat nose / flach / mors plat	130 mm	1	0.9/1.2 – 2.0
M-2150	with Vario Pin / mit Vario Pin / avec pin Vario 0.9/1.2 – 2.0	120 mm	1	0.9/1.2 – 2.0
M-2180	90°	123 mm	1	Trauma 2.0 OSS* 2.0
M-2125		189 mm	1	2.5

* OSS = Orthognathics Surgery System 2.0

Plate Cutting Pliers

Plattenschneidezangen
Pincès coupe plaques



M-2110



M-2118



M-2170



M-2140

Inserts

Einsätze
Inserts



1:1

M-2510

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2110	Vario complete / komplett / complet	185 mm	1	0.9/1.2 – 2.0
M-2510	spare part for / Ersatzteil für / pièce de rechange pour M-2110	17 mm	1	0.9/1.2 – 2.0
M-2118	for TriLock plates / für TriLock Platten / pour plaques TriLock	185 mm	1	TriLock
M-2170	large / gross / grande	180 mm	1	0.9/1.2 – 2.0
M-2140	small / klein / petite	140 mm	1	0.9/1.2 – 1.5

Mesh Cutting Pliers

Mesh-Schneidezange
Ciseaux coupe Mesh



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2870	curved left / links gebogen / coudée à gauche	127 mm	1	OPS* 1.5

Midface Model

Mittelgesichtsmodell
Modèle pour le tiers moyen de la face



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2874	two-pieces / zweiteilig / en deux pièces	101 mm	1	OPS* 1.5

Elevator and Mesh Forming Instrument

Elevatorium und Mesh Anforminstrument
Elévateur et instrument de modelage pour Mesh



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2872	193 mm	1	OPS* 1.5

* OPS = Orbital Plating System 1.5

Mesh Cutting Pliers

Mesh-Schneidezange
Ciseaux coupe Mesh



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2104		170 mm	1	Mesh

Modeling Pliers for Plates and Mesh (without Inserts, 200 mm)

Konturierzange für Platten und Mesh (ohne Einsätze, 200 mm)
Pince de modelage pour plaques et Mesh (sans inserts, 200 mm)

Art. No./Art. Nr./N° d'article M-2160



Pair of Modeling Inserts

Konturiereinsätze
Inserts de modelage



M-2540



M-2520



M-2530

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Curvature Wölbung Voussure	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2540	for / für / pour M-2160	15 mm	1	Mesh
M-2520	for / für / pour M-2160	30 mm	1	Mesh
M-2530	for / für / pour M-2160	50 mm	1	Mesh

Repositioning Elevators CFS

Repositions-Elevatorien CFS
Elévateurs de réduction CFS



M-2760



M-2770



M-2780

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2760	slightly curved / leicht gebogen / peu coudé	195 mm	1	CFS* 1.8
M-2770	slightly curved, diamond coated / leicht gebogen, diamantiert / peu coudé, diamanté	195 mm	1	CFS* 1.8
M-2780	strongly curved / stark gebogen / très coudé	195 mm	1	CFS* 1.8

Bone Hook CFS

Knochenhaken CFS
Crochet à os CFS



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2790	145 mm	1	CFS* 1.8

* CFS = Condylar Head Fracture System 1.8

Repositioning Hook CFS

Repositionsshaken CFS
Crochet de réduction CFS



M-2800

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt
M-2800	complete / komplett / complet	210 mm	1
M-2800.1	spare part for / Ersatzteil zu / pièce de rechange pour M-2800	45 mm	1

Fixation Screw

Fixationsschraube
Vis de fixation



M-2800.1

System System Système
CFS* 1.8
CFS* 1.8

Drill/ Screw Guide CFS

Bohr- und Schraubhilfe CFS
Guide-foret vis CFS



M-2820

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt
M-2820	complete / komplett / complet	120 mm	1
M-2820.1	spare part for / Ersatzteil zu / pièce de rechange pour M-2820	50 mm	1

Drill Guide

Bohrerführung
Guide-foret



M-2820.1

System System Système
CFS* 1.8
CFS* 1.8

* CFS = Condylar Head Fracture System 1.8

Beebe Wire Cutting Scissors

Beebe Drahtschere
Ciseaux de Beebe

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2210	120 mm	1	IMF* 2.0

Halstead-Mosquito Haemostatic Forceps

Halstead-Mosquito Arterienklemme
Pince hémostatique de Halstead-Mosquito

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2230	125 mm	1	IMF* 2.0

Korkhaus Wire Ligature Forceps

Korkhaus Draht-Ligaturzange
Pince à ligature de Korkhaus

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2220	160 mm	1*	IMF* 2.0

* The use of 2 forceps is recommended / Für die Anwendung werden 2 Zangen empfohlen / Utilisation de deux pinces recommandée

Luniatschek

Luniatschek
Directeur gauge Luniatschek

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2240	tip width / Spitzenbreite / largeur de la pointe 2.5 mm	185 mm	1	IMF* 2.0

* IMF = Intermaxillary Fixation System 2.0

Double-Ended Handle

Doppelendiger Handgriff
Poignée double bout



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2705		170 mm	1	2.5

Drill Guides 2.5

Bohrerführungen 2.5
Guide-forets 2.5



M-2735



M-2745



M-2715



M-2725

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2735	centric / zentrisch / centré	42 mm	1	Trauma 2.5
M-2745	eccentric / exzentrisch / excentré	42 mm	1	Trauma 2.5
M-2715	centric / zentrisch / centré	48 mm	1	Reco 2.5
M-2725	eccentric / exzentrisch / excentré	48 mm	1	Reco 2.5

Plate Deburr

Schleifkörper für Implantatplatten
Fraise à ébarber les plaques



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-3195		44.5 mm	1	2.5

Plate Holding and Bending Pliers

Plattenhalte- und Biegezange

Instrument pour prendre et plier les plaques



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2135	181 mm	1	2.5

Plate Cutter

Plattenschneideinstrument

Instrument pour couper les plaques



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-2155	179 mm	1	2.5

Examples / Beispiele / Exemples Trauma

Implant Containers MODUS 1.5 and Trauma 2.0 (incl. Instruments)

Implantatcontainer MODUS 1.5 und Trauma 2.0 (inkl. Instrumente)
Containers d'implants MODUS 1.5 et Trauma 2.0 (instruments incl.)



Implant Containers MODUS 0.9/1.2, 1.5, 2.0 and Trauma 2.0 (incl. Instruments)

Implantatcontainer MODUS 0.9/1.2, 1.5, 2.0 und Trauma 2.0 (inkl. Instrumente)
Containers d'implants MODUS 0.9/1.2, 1.5, 2.0 et Trauma 2.0 (instruments incl.)



Examples / Beispiele / Exemples Orthognathics

Implant Containers MODUS OSS 2.0 and IMF 2.0 (incl. Instruments)

Implantatcontainer MODUS OSS 2.0 und IMF 2.0 (inkl. Instrumente)
Containers d'implants MODUS OSS 2.0 et IMF 2.0 (instruments incl.)




Examples / Beispiele / Exemples Reco

Implant Container MODUS Reco 2.5 (incl. Instruments)

Implantatcontainer MODUS Reco 2.5 (inkl. Instrumente)
Container d'implants MODUS Reco 2.5 (instruments incl.)



Instrument Trays / Instrumentenschalen / Plateaux pour instruments

Sterilizing Cases Sterilisationsbehälter Containers de stérilisation		 A-6020	 M-6159	 M-6151	 M-6155	 A-6025	 M-6185
 M-6109 / M-6119  M-6201			X				
			X				
			X				
					X		X
			X				
	X					X	
 M-6129 / M-6139  M-6200		X					X
		X					
		 M-6150					 M-6185

Lids for Instrument Trays / Deckel für Instrumentenschalen /
Couvercles pour plateaux pour instruments

      M-6161M-6162M-6163M-6165M-6169M-6198						System System Système
X						MODUS 0.9/1.2
	X					MODUS 1.5
		X				MODUS 2.0
			X			MODUS 2.5
X	X	X	X	X		MODUS 0.9 - 2.5 Optional Instruments
					X	MODUS TriLock
X						MODUS 0.9/1.2, 1.5, 2.0, 2.5
X						MODUS Mesh
 M-6160						

Sterilizing Cases for 2 Implant Containers

Sterilisationsbehälter für 2 Implantatcontainer
Container de stérilisation pour 2 containers d'implants



M-6109 / M-6119 (incl. coding label / Kodierschild / étiquette „medartis“ M-6500)

Sterilizing Cases for 4 Implant Containers

Sterilisationsbehälter für 4 Implantatcontainer
Container de stérilisation pour 4 containers d'implants



M-6129 / M-6139 (incl. coding label / Kodierschild / étiquette „medartis“ M-6500)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6109	with filter system / mit Filtertechnik / système avec filtre	1	0.9 – 2.5
M-6119	with valve system / mit Ventiltechnik / système avec valve	1	0.9 – 2.5
M-6129	with filter system / mit Filtertechnik / système avec filtre	1	0.9 – 2.5
M-6139	with valve system / mit Ventiltechnik / système avec valve	1	0.9 – 2.5

Holding Racks

Halteracks
Porte plateaux



M-6201



M-6200

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6201	small, for / klein, für / petit, pour M-6109 / M-6119	1	0.9 – 2.5
M-6200	large, for / gross, für / grand, pour M-6129 / M-6139	1	0.9 – 2.5

Plastic Seals for Sterilizing Case

Containersiegel für Sterilisationsbehälter
Cadenas en plastique pour container de stérilisation



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6509	500	0.9 – 2.5

Disposable Filters for Sterilizing Case

Einwegfilter für Sterilisationsbehälter
Filtres à usage unique pour container de stérilisation



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6579	round, with indicator F / rund, mit Indikator F / ronds, avec indicateur F	500	0.9 – 2.5

Sterilizing Tray for Instruments

Sterilisations-Instrumentenschale
Plateau de stérilisation pour instruments



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6150	large / gross / grand	1	0.9 – 2.0

Lid for Sterilizing Tray

Deckel für Sterilisationsinstrumentenschale
Couvercle pour plateau de stérilisation pour instruments



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6160	for / für / pour M-6150	1	0.9 – 2.5

Sterilizing Trays for Instruments

Sterilisations-Instrumentenschalen
Plateaux de stérilisation pour instruments



M-6151



M-6155



A-6025



M-6159



A-6020

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6151	small / klein / petit	1	0.9 – 2.0
M-6155	small / klein / petit	1	2.5
A-6025	for / für / pour A-6020	1	TriLock
M-6159	for optional instruments, small / für optionales Zubehör, klein / pour instruments optionnels, petit	1	0.9 – 2.5
A-6020	with silicon inlay / mit Noppenmatte / avec paillet de boucles	1	TriLock

Lids for Sterilizing Trays for Instruments

Deckel für Sterilisationsinstrumentenschalen
Couvercles pour plateaux de stérilisation pour instruments



Example / Beispiel / Exemple M-6163



M-6169



M-6198

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6161	for / für / pour M-6151/ M-6159	1	0.9/1.2
M-6162	for / für / pour M-6151/ M-6159	1	1.5
M-6163	for / für / pour M-6151/ M-6159	1	2.0
M-6165	for / für / pour M-6155/ M-6159	1	2.5
M-6169	for / für / pour M-6159	1	0.9 – 2.5
M-6198	for / für / pour A-6020	1	TriLock

Template Box

Box für Biegeschablonen
Boîte pour plaques fantôme



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6185	1	2.5

Coding Labels for Sterilizing Case

Kodierschilder für Sterilisationsbehälter
Etiquettes pour container de stérilisation



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Size Grösse Dimension	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt
M-6501	MODUS 0.9/1.2	20×60 mm	1
M-6502	MODUS 1.5	20×60 mm	1
M-6532	MODUS Neuro 1.5	20×60 mm	1
M-6536	MODUS OPS 1.5	20×60 mm	1
M-6534	MODUS CFS 1.8	20×60 mm	1
M-6503	MODUS 2.0	20×60 mm	1
M-6543	MODUS Trauma 2.0	20×60 mm	1
M-6533	MODUS OSS 2.0	20×60 mm	1
M-6504	MODUS Mesh	20×60 mm	1
M-6505	MODUS Trauma 2.5	20×60 mm	1
M-6515	MODUS Reco 2.5	20×60 mm	1
M-6508	MODUS TriLock 2.0/2.3/2.5	20×60 mm	1
M-6537	MODUS Transbuccal Set	20×60 mm	1
M-6510	MODUS Vario	20×60 mm	1
M-6500	medartis	20×60 mm	1

Instrument Case

Instrumentenschale
Container pour instruments

M-6320

Lid for Instrument Case

Deckel für Instrumentenschale
Couvercle pour plateau de stérilisation

M-6330

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Size Grösse Dimension	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système		
M-6320	steel / Stahl / acier	231×244×54 mm	1	OPS 1.5	CFS 1.8	TBS
M-6330	steel / Stahl / acier	228×243×10 mm	1	OPS 1.5	CFS 1.8	TBS

Instrument Trays for M-6320

Instrumenteneinsätze für M-6320
Plateaux pour les instruments pour M-6320



M-6402



M-6340



M-6380



M-6319

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6402		1	OPS 1.5
M-6340		1	CFS 1.8
M-6380		1	TBS
M-6319	for / für / pour M-6320	1	OPS 1.5 CFS 1.8 TBS

Lid for Implant Container MODUS (Spare Part)

Deckel für Implantatcontainer MODUS (Ersatzteil)
Couvercle pour container d'implants MODUS (pièce de rechange)



M-6170

Lid for Implant Container (Spare Part)

Deckel für Implantatcontainer (Ersatzteil)
Couvercle pour container d'implants (pièce de rechange)

for / für / pour M-6370 / M-6400 / M-6413 / M-6412



M-6371

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Size Grösse Dimension	Piece/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6170	pure aluminium/Rein-Alu/aluminium pur	102×244×2 mm	1	0.9/1.2 – 2.5
M-6371	synthetic / Kunststoff / plastique	76×160×2 mm	1	OPS 1.5 CFS 1.8 TBS

Index

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-2060	121
A-6020	140
A-6025	140
A-6095.05	13, 29
A-6095.06	13, 29
A-6095.07	13, 29
A-6095.08	13, 29
A-6095.09	13, 29
A-6095.10	13, 29
A-6095.11	29
A-6095.12	13, 29
A-6095.13	29
A-6095.14	13, 29
A-6095.16	29
A-6097.06	110
A-6097.08	110
M-1001	12
M-1002	28
M-1012	28
M-2100	124
M-2101	116
M-2102	117
M-2103	118
M-2104	127
M-2105	119
M-2110	125
M-2112	117
M-2113	118
M-2118	125
M-2125	124
M-2135	132
M-2140	125
M-2141	116
M-2142	117
M-2143	118
M-2145	119
M-2150	124
M-2155	132
M-2158	124
M-2160	127
M-2161	122
M-2170	125
M-2171	120
M-2172	120
M-2173	120
M-2175	120
M-2180	124
M-2181	124
M-2182	124
M-2183	124
M-2190	121
M-2191	123
M-2192	123
M-2193	123
M-2198	123
M-2200	121

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-2210	130
M-2220	130
M-2230	130
M-2240	130
M-2245	122
M-2245.1	122
M-2250	122
M-2250.1	122
M-2273	120
M-2410	107
M-2411	107
M-2438	107
M-2442	107
M-2443	107
M-2501	116
M-2502	117
M-2503	118
M-2505	119
M-2510	125
M-2511	116
M-2512	117
M-2513	118
M-2515	119
M-2520	127
M-2521	116
M-2522	117
M-2523	118
M-2525	119
M-2530	127
M-2540	127
M-2551	116
M-2552	117
M-2553	118
M-2555	119
M-2572	108
M-2578	108
M-2598	120
M-2602	108
M-2606	111
M-2612	108
M-2614	111
M-2615	111
M-2616	111
M-2620	112
M-2621	112
M-2626	112
M-2627	112
M-2630	111
M-2631	111
M-2632	111
M-2662	117
M-2663	118
M-2683	108
M-2693	108
M-2705	131
M-2715	131

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-2725	131
M-2735	131
M-2745	131
M-2760	128
M-2770	128
M-2780	128
M-2790	128
M-2800	129
M-2800.1	129
M-2820	129
M-2820.1	129
M-2870	126
M-2872	126
M-2874	126
M-3105	100
M-3108	83
M-3112	23
M-3113	50
M-3115	101
M-3121	8
M-3125	101
M-3128	83
M-3133	50
M-3142	24
M-3143	51
M-3148	83
M-3152	24
M-3153	51
M-3168	83
M-3172	23, 70
M-3173	50, 70
M-3183	50, 70
M-3192	23, 70
M-3195	131
M-3203	50, 70
M-3205	100
M-3208	84
M-3212	23
M-3213	50, 70
M-3215	101
M-3221	8, 68
M-3222	23
M-3223	50
M-3225	101
M-3228	84
M-3231	8, 68
M-3243	50
M-3248	84, 100
M-3251	9, 69
M-3252	23, 70
M-3262	23, 70
M-3268	84, 100
M-3271	8, 68
M-3281	8, 68
M-3291	8, 68
M-3292	23

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-3293	50
M-3301	8
M-3302	24
M-3311	8, 68
M-3315	101
M-3321	8, 68
M-3325	101
M-3331	9, 69
M-3341	9
M-3351	9
M-3353	113
M-3355	114
M-3358	113
M-3361	9, 69
M-3363	113
M-3365	114
M-3368	113
M-3371	9, 69
M-3373	113
M-3375	114
M-3378	114
M-3383	113
M-3385	114
M-3388	114
M-3391	9
M-3401	9
M-3411	8
M-3421	9
M-3432	24
M-3442	24
M-3509	108
M-3519	108
M-3529	109
M-3539	109
M-3549	109
M-3559	109
M-3569	109
M-3579	109
M-3589	109
M-3599	109
M-4100	6
M-4102	6
M-4104	6
M-4106	6
M-4108	6
M-4110	6
M-4112	6
M-4114	6
M-4116	6
M-4118	7
M-4120	6
M-4122	6
M-4124	6
M-4126	6
M-4128	6
M-4130	6

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-4132	6
M-4134	6
M-4136	6
M-4138	6
M-4140	6
M-4142	6
M-4144	6
M-4146	6
M-4148	6
M-4152	6
M-4154	7
M-4156	7
M-4158	7
M-4186	7
M-4188	7
M-4190	7
M-4192	7
M-4194	7
M-4196	7
M-4200	18
M-4202	18
M-4204	18
M-4206	19
M-4208	19
M-4210	19
M-4212	19
M-4214	18
M-4216	18
M-4218	20
M-4220	18
M-4222	18
M-4224	18
M-4226	18
M-4228	18
M-4230	19
M-4232	19
M-4234	19
M-4236	19
M-4238	19
M-4240	19
M-4242	18
M-4244	18
M-4246	18
M-4248	18
M-4250	18
M-4252	18
M-4254	18
M-4256	18
M-4258	18
M-4260	20
M-4262	20
M-4264	20
M-4266	19
M-4268	19
M-4270	19
M-4271	21

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-4273	21
M-4275	21
M-4277	21
M-4279	21
M-4281	21
M-4283	21
M-4288	18
M-4290	20
M-4300	41
M-4302	41
M-4304	42
M-4306	42
M-4308	42
M-4310	42
M-4312	42
M-4314	42
M-4316	42
M-4318	41
M-4320	41
M-4322	41
M-4324	41
M-4326	41
M-4328	42
M-4330	42
M-4332	42
M-4334	42
M-4336	42
M-4338	42
M-4340	42
M-4344	43
M-4346	43
M-4364	43
M-4366	43
M-4368	43
M-4370	43
M-4372	43
M-4374	43
M-4376	47
M-4378	47
M-4380	47
M-4382	41
M-4384	41
M-4386	42
M-4388	42
M-4390	47
M-4392	47
M-4394	47
M-4400	65
M-4402	65
M-4404	65
M-4406	65
M-4408	65
M-4410	65
M-4412	66
M-4414	66
M-4416	66

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-4418	66
M-4420	66
M-4422	66
M-4424	67
M-4426	67
M-4430	21
M-4432	21
M-4440	22
M-4441	22
M-4442	22
M-4443	22
M-4444	22
M-4446	22
M-4450	48
M-4451	48
M-4500	92
M-4501	93
M-4504	92
M-4505	93
M-4508	92
M-4509	93
M-4512	92
M-4513	93
M-4516	92
M-4517	93
M-4520	92
M-4521	93
M-4524	93
M-4525	93
M-4528	93
M-4529	93
M-4532	93
M-4533	93
M-4536	92
M-4537	93
M-4540	92
M-4541	93
M-4544	92
M-4545	93
M-4552	94
M-4553	98
M-4556	94
M-4557	98
M-4560	95
M-4561	98
M-4564	95
M-4565	98
M-4566	95
M-4572	96
M-4573	98
M-4574	96
M-4580	97
M-4581	98
M-4582	97
M-4583	98
M-4584	98

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-4585	98
M-4590	99
M-4592	99
M-4594	99
M-4596	99
M-4600	78
M-4602	78
M-4604	78
M-4606	78
M-4608	78
M-4610	78
M-4612	78
M-4614	78
M-4622	78
M-4624	78
M-4626	79
M-4628	79
M-4630	79
M-4632	79
M-4634	79
M-4636	79
M-4640	79
M-4642	79
M-4644	79
M-4646	80
M-4648	80
M-4650	80
M-4654	80
M-4656	80
M-4658	80
M-4660	80
M-4662	80
M-4664	80
M-4670	81
M-4672	81
M-4674	81
M-4676	81
M-4678	81
M-4680	82
M-4682	82
M-4684	82
M-4686	82
M-4688	82
M-4690	81
M-4692	81
M-4700	49
M-4702	49
M-4704	49
M-4706	49
M-4708	49
M-4710	49
M-4716	49
M-4718	49
M-4720	49
M-4722	49
M-4724	49

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-4734	49
M-4736	49
M-4761	48
M-4762	48
M-4764	49
M-4766	49
M-4768	49
M-4770	49
M-4774	48
M-4776	48
M-4800	44
M-4804	44
M-4806	44
M-4808	44
M-4810	44
M-4814	44
M-4816	44
M-4820	44
M-4824	44
M-4826	44
M-4830	44
M-4832	44
M-4834	44
M-4836	44
M-4838	44
M-4840	44
M-4844	45
M-4846	45
M-4852	46
M-4854	46
M-4858	46
M-4860	46
M-4864	44
M-4866	44
M-4868	44
M-4870	45
M-4872	45
M-4874	45
M-4876	45
M-4878	45
M-4880	45
M-4882	45
M-4884	45
M-4886	45
M-4888	46
M-4890	46
M-4892	45
M-4894	46
M-5100.02	5, 61
M-5100.02/1	5, 61
M-5100.03	5, 61
M-5100.03/1	5, 61
M-5100.04	5, 61
M-5100.04/1	5, 61
M-5100.05	5, 61
M-5100.05/1	5, 61
M-5100.05/1	5, 61

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-5100.06	5
M-5100.06/1	5
M-5100.07	5
M-5100.07/1	5
M-5100.08	5
M-5100.08/1	5
M-5100.09	5
M-5100.09/1	5
M-5100.10	5
M-5100.10/1	5
M-5110.02	5, 61
M-5110.02/1	5, 61
M-5110.03	5, 61
M-5110.03/1	5, 61
M-5110.04	5, 61
M-5110.04/1	5, 61
M-5110.05	5, 61
M-5110.05/1	5, 61
M-5110.06	5
M-5110.06/1	5
M-5110.08	5
M-5110.08/1	5
M-5110.10	5
M-5110.10/1	5
M-5110.12	5
M-5110.12/1	5
M-5110.14	5
M-5110.14/1	5
M-5120.03	15, 61
M-5120.03/1	15, 61
M-5120.04	15, 61
M-5120.04/1	15, 61
M-5120.05	15, 61
M-5120.05/1	15, 61
M-5120.06	15, 61
M-5120.06/1	15, 61
M-5120.07	15
M-5120.07/1	15
M-5120.08	15
M-5120.08/1	15
M-5120.09	15
M-5120.09/1	15
M-5120.10	15
M-5120.10/1	15
M-5120.12	15
M-5120.12/1	15
M-5120.14	15
M-5120.14/1	15
M-5120.16	15
M-5120.16/1	15
M-5121.04	16, 62
M-5121.04/1	16, 62
M-5121.05	16, 62
M-5121.05/1	16, 62
M-5121.06	16, 62
M-5121.06/1	16, 62

Index

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-5121.07	16, 62
M-5121.07/1	16, 62
M-5121.09	16, 62
M-5121.09/1	16, 62
M-5123.04	16, 62
M-5123.04/1	16, 62
M-5123.05	16, 62
M-5123.05/1	16, 62
M-5123.06	16, 62
M-5123.06/1	16, 62
M-5130.05	17, 63
M-5130.05/1	17, 63
M-5130.07	17
M-5130.07/1	17
M-5140.04	37, 63
M-5140.04/1	37, 63
M-5140.05	37, 63
M-5140.05/1	37, 63
M-5140.06	37, 63
M-5140.06/1	37, 63
M-5140.07	37
M-5140.07/1	37
M-5140.08	37
M-5140.08/1	37
M-5140.09	37
M-5140.09/1	37
M-5140.10	37
M-5140.10/1	37
M-5140.11	37
M-5140.11/1	37
M-5140.13	37
M-5140.13/1	37
M-5140.15	37
M-5140.15/1	37
M-5140.17	37
M-5140.17/1	37
M-5140.19	37
M-5140.19/1	37
M-5140.21	37
M-5140.21/1	37
M-5140.23	37
M-5140.23/1	37
M-5142.07	48
M-5143.05	38, 64
M-5143.05/1	38, 64
M-5143.06	38, 64
M-5143.06/1	38, 64
M-5143.07	38
M-5143.07/1	38
M-5143.08	38
M-5143.08/1	38
M-5143.09	38
M-5143.09/1	38
M-5143.10	38
M-5143.10/1	38
M-5143.11	38

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-5143.11/1	38
M-5143.12	38
M-5143.12/1	38
M-5143.13	38
M-5143.13/1	38
M-5143.15	38
M-5143.15/1	38
M-5148.08	39
M-5148.11	39
M-5148.14	39
M-5149.08	39
M-5149.11	39
M-5150.05	40, 64
M-5150.05/1	40, 64
M-5150.07	40
M-5150.07/1	40
M-5150.09	40
M-5150.09/1	40
M-5152.07	48
M-5160.06	89
M-5160.06/1	89
M-5160.07	89
M-5160.07/1	89
M-5160.08	89
M-5160.08/1	89
M-5160.09	89
M-5160.09/1	89
M-5160.10	89
M-5160.10/1	89
M-5160.12	89
M-5160.12/1	89
M-5160.14	89
M-5160.14/1	89
M-5160.16	89
M-5160.18	89
M-5160.20	89
M-5160.22	89
M-5160.24	89
M-5160.26	89
M-5160.28	89
M-5160.30	89
M-5161.10	90
M-5161.10/1	90
M-5161.12	90
M-5161.12/1	90
M-5161.14	90
M-5161.14/1	90
M-5161.16	90
M-5161.16/1	90
M-5161.18	90
M-5161.18/1	90
M-5161.20	90
M-5161.20/1	90
M-5162.06	99
M-5163.05	99
M-5165.10	91

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-5165.12	91
M-5165.14	91
M-5165.16	91
M-5170.06	90
M-5170.08	90
M-5170.10	90
M-5170.12	90
M-5170.14	90
M-5170.16	90
M-5170.18	90
M-5171.10	91
M-5171.12	91
M-5171.14	91
M-5171.16	91
M-5171.18	91
M-5171.20	91
M-5220.03	15, 61
M-5220.03/1	15, 61
M-5220.04	15, 61
M-5220.04/1	15, 61
M-5220.05	15, 61
M-5220.05/1	15, 61
M-5220.06	15, 61
M-5220.06/1	15, 61
M-5220.07	15
M-5220.07/1	15
M-5220.08	15
M-5220.08/1	15
M-5220.09	15
M-5220.09/1	15
M-5220.10	15
M-5220.10/1	15
M-5220.11	15
M-5220.11/1	15
M-5220.12	15
M-5220.12/1	15
M-5220.13	15
M-5220.13/1	15
M-5220.14	15
M-5220.14/1	15
M-5220.16	15
M-5220.16/1	15
M-5223.04	16, 62
M-5223.04/1	16, 62
M-5223.05	16, 62
M-5223.05/1	16, 62
M-5223.06	16, 62
M-5223.06/1	16, 62
M-5223.07	16
M-5223.07/1	16
M-5223.09	16
M-5223.09/1	16
M-5230.05	17, 63
M-5230.05/1	17, 63
M-5230.07	17
M-5230.07/1	17

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-5230.09	17
M-5230.09/1	17
M-5230.11	17
M-5230.11/1	17
M-5230.12	17
M-5230.12/1	17
M-5230.13	17
M-5230.13/1	17
M-5230.14	17
M-5230.14/1	17
M-5230.15	17
M-5230.15/1	17
M-5230.16	17
M-5230.16/1	17
M-5230.17	17
M-5230.17/1	17
M-5230.18	17
M-5230.18/1	17
M-5230.19	17
M-5230.19/1	17
M-5230.20	17
M-5230.20/1	17
M-5240.04	37, 63, 75
M-5240.04/1	37, 63, 75
M-5240.05	37, 63, 75
M-5240.05/1	37, 63, 75
M-5240.06	37, 63, 75
M-5240.06/1	37, 63, 75
M-5240.07	37, 75
M-5240.07/1	37, 75
M-5240.08	37, 75
M-5240.08/1	37, 75
M-5240.09	37, 75
M-5240.09/1	37, 75
M-5240.10	37, 75
M-5240.10/1	37, 75
M-5240.11	37, 75
M-5240.11/1	37, 75
M-5240.12	37, 75
M-5240.12/1	37, 75
M-5240.13	37, 75
M-5240.13/1	37, 75
M-5240.15	37, 75
M-5240.15/1	37, 75
M-5240.17	37, 75
M-5240.17/1	37, 75
M-5240.19	37, 75
M-5240.19/1	37, 75
M-5240.21	37, 75
M-5240.21/1	37, 75
M-5240.23	37, 75
M-5240.23/1	37, 75
M-5242.07	48
M-5243.05	38, 64, 76
M-5243.05/1	38, 64, 76
M-5243.06	38, 64, 76

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-5243.06/1	38, 64, 76
M-5243.07	38, 76
M-5243.07/1	38, 76
M-5243.08	38, 76
M-5243.08/1	38, 76
M-5243.09	38, 76
M-5243.09/1	38, 76
M-5243.10	38, 76
M-5243.10/1	38, 76
M-5243.11	38, 76
M-5243.11/1	38, 76
M-5243.12	38, 76
M-5243.12/1	38, 76
M-5243.13	38, 76
M-5243.13/1	38, 76
M-5243.14	38, 76
M-5243.14/1	38, 76
M-5243.15	38, 76
M-5243.15/1	38, 76
M-5243.16	38, 76
M-5243.16/1	38, 76
M-5245.05	75
M-5245.05/1	75
M-5245.06	75
M-5245.06/1	75
M-5245.07	75
M-5245.07/1	75
M-5245.08	75
M-5245.08/1	75
M-5245.09	75
M-5245.09/1	75
M-5245.10	75
M-5245.10/1	75
M-5245.11	75
M-5245.11/1	75
M-5245.12	75
M-5245.12/1	75
M-5245.13	75
M-5245.13/1	75
M-5248.08	39
M-5248.11	39
M-5248.14	39
M-5249.08	39
M-5249.11	39
M-5250.05	40, 64, 77
M-5250.05/1	40, 64, 77
M-5250.07	40, 77
M-5250.07/1	40, 77
M-5250.09	40, 77
M-5250.09/1	40, 77
M-5250.11	77
M-5250.11/1	77
M-5250.12	40, 77
M-5250.12/1	40, 77
M-5252.07	48
M-5255.07	76

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-5255.07/1	76
M-5255.08	76
M-5255.08/1	76
M-5255.09	76
M-5255.09/1	76
M-5255.10	76
M-5255.10/1	76
M-5255.12	76
M-5255.12/1	76
M-5255.14	76
M-5255.14/1	76
M-5255.16	76
M-5255.16/1	76
M-5256.10	77
M-5256.10/1	77
M-5256.12	77
M-5256.12/1	77
M-5256.14	77
M-5256.14/1	77
M-5265.09	77
M-5265.09/1	77
M-5265.10	77
M-5265.10/1	77
M-5265.12	77
M-5265.12/1	77
M-5265.14	77
M-5265.14/1	77
M-5265.16	77
M-5265.16/1	77
M-6109	138
M-6119	138
M-6129	138
M-6139	138
M-6150	139
M-6151	140
M-6155	140
M-6159	140
M-6160	139
M-6161	140
M-6162	140
M-6163	140
M-6165	140
M-6169	140
M-6170	144
M-6185	141
M-6198	140
M-6200	138
M-6201	138
M-6301	10
M-6302	25
M-6303	52
M-6304	71
M-6305	102
M-6308	85
M-6310	12, 28
M-6310.1	12

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
M-6310.2	28
M-6315	104
M-6319	143
M-6320	115, 142
M-6330	142
M-6332.03	30
M-6333	58
M-6340	143
M-6342	25
M-6343	56
M-6353	52
M-6370	34
M-6371	144
M-6380	115, 143
M-6393	55
M-6400	32
M-6402	143
M-6412	33
M-6413	54
M-6500	141
M-6501	141
M-6502	141
M-6503	141
M-6504	141
M-6505	141
M-6508	141
M-6509	138
M-6510	141
M-6515	141
M-6532	141
M-6533	141
M-6534	141
M-6536	141
M-6537	141
M-6543	141
M-6571.01	13
M-6571.02	13
M-6572.12	29
M-6572.14	29
M-6572.18	29
M-6572.19	29
M-6579	139
M-6707	110
M-6715	110
M-6716	110
M-6717	110
TTS-1002	106
TTS-1004	106

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a darker grey header bar at the top edge of the paper. The rest of the page is white with thin, dark grey lines.

MODUS-00000000_v3 / © 2017-08, Medartis AG, Switzerland. All technical data subject to alteration.

MANUFACTURER & HEADQUARTERS

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Switzerland

P +41 61 633 34 34 | F +41 61 633 34 00 | www.medartis.com

SUBSIDIARIES

Australia | Austria | France | Germany | Mexico | New Zealand | Poland | UK | USA

For detailed information regarding our subsidiaries and distributors, please visit www.medartis.com